

# Lilly



Alliez confort et sécurité avec nos chaises de bain Lilly et Jill. Vous apprécierez leur surface antidérapante sur l'assise et le dossier.

largeur: 510 mm  
profondeur: 510 mm  
hauteur: 770 - 870 mm  
hauteur dossier: 430 mm  
largeur siège: 510 mm  
hauteur siège: 360 - 460 mm  
poids: 3 kg  
poids utilisateur: 150 kg

# Jill



largeur: 510 mm  
profondeur: 420 mm  
hauteur siège: 350 - 530 mm  
largeur siège: 510 mm  
poids: 2 kg  
poids utilisateur: 150 kg

