

Luggie

Le Luggie est le scooter transportable idéal. Pratique pour les courtes distances, il est pliable en quelques minutes et transportable comme une valise. Très pratique pour circuler dans les magasins ou restaurants.



Facilement repliable pour le transport en voiture



Poignées extensibles (sur la version STANDARD)



Accoudoirs (en option sur la version STANDARD d'origine sur la version SUPER)

Accoudoirs en option

	VERSION STANDARD	VERSION SUPER
• Longueur :	982 mm	989 mm
• Largeur :	455 mm	525 mm
• Hauteur :	860 mm	860 mm
• Distance sol-plateau :	120 mm	120 mm
• Batterie :	8,5 Ah	10,5 Ah
• Rayon d'action :	20 km**	18 km**
• Poids :	25,4 kg	30,5 kg
• Vitesse :	6 km/h*	6 km/h*
• Poids d'utilisateur :	114 kg	164 kg
• Couleur :	Champagne	Bleu



Guidon réglable

Siège réglable à deux hauteurs

Batterie lithium amovible

Anti-dérapant

Photos non contractuelles.



www.vermeiren.fr - info@vermeiren.fr

** Le rayon d'action est calculé selon les normes européennes. * Vitesse et rayon d'action peuvent varier (ca. 15%).