

Lola - Lory



Lola et Lory sont deux sièges de bains confortables, ajustables en hauteur avec un repose pieds. Le siège peut facilement être ajusté en hauteur par une pression sur le bouton placé entre les pieds du siège. Pour le rangement, les 4 pieds peuvent être rangés vers l'intérieur, en position minimale.

largeur : 450 mm
profondeur : 420 mm
hauteur siège: 420 - 520 mm
largeur siège: 450 mm
poids: 2,10 kg
poids utilisateur: 130 kg

○

largeur: 450 mm
profondeur: 420 mm
hauteur: 690 - 790 mm
hauteur siège: 360 - 520 mm
largeur siège: 450 mm
poids: 2,85 kg
poids utilisateur: 130 kg



Laly

Salle de bain fonctionnelle ou chaise de douche. Facile à entretenir et à plier après usage. Les 4 jambes sont réglables en hauteur selon votre taille.



largeur: 540 mm
profondeur: 580 mm
hauteur: 910 - 1010 mm
hauteur siège: 370 - 530 mm
largeur siège: 420 mm
poids: 3,8 kg
poids utilisateur: 130 kg