

Eclips XXL

Fauteuil roulant pliable à double croisillon en aluminium



Fauteuil pliant en aluminium à double croisillon. Ce fauteuil apporte un confort exceptionnel grâce à son assise et son dossier anatomiques. Ce fauteuil équipé de roues arrières renforcées peut supporter un poids maximum de 250 kg. Transfert facile grâce à sa palette monobloc en aluminium rabattable.



VERMEIREN
we care for you

Caractéristiques principales



Assise et dossier anatomiques



Panneaux latéraux renforcés



Repose-pieds pliable en aluminium d'une seule pièce



Talonnère réglable

Options



B83 Porte-bouteille d'oxygène



B20/B58 Ceinture de sécurité



B42 Filet à provisions



B74 Freins à tambours



B78 Roulettes anti-bascule



B77 Aide au casculement

Couleur du cadre

C27 Bleu

Informations techniques

■ Largeur totale	850 - 900 - 950 - 1000 mm
■ Hauteur totale	1030 mm
■ Longueur totale	1140 mm
■ Largeur pliée	375 mm
■ Largeur d'assise	600 - 650 - 700 - 750 mm
■ Hauteur accoudoirs	200 mm

■ Hauteur d'assise	530 mm
■ Hauteur dossier	620 mm
■ Profondeur siège	530 - 540 - 550 - 560 mm
■ Poids	38,5 - 40,5 kg
■ Poids maximum de l'utilisateur	250 kg
■ Information additionnelle	CE

Dimensions en mm, poids en kg, des différences de dimensions et de poids (15 mm et 1,5 kg) sont possibles. Sous réserve de modifications techniques. Les équipements illustrés peuvent être en option

SA VERMEIREN sa

Vermeirenplein 1-15
B-2920 Kalmthout
Belgique

www.vermeiren.be
info@vermeiren.be



Pour plus d'informations, prenez contact avec votre revendeur local.