

# ceres



**VERMEIREN**  
we care for you

# ceres

Ceres SE est un scooter d'extérieur qui allie harmonieusement design, qualité et confort, offrant un équilibre optimal pour les déplacements quotidiens en termes de convivialité, de confort et de performance.

10  
km/h



Gris  
Umbra



Ivoire  
Clair



Argent



Rouge



## AFFICHAGE

Ecran facile à utiliser



## PANIER À PROVISIONS

Détachable




## COLONNE DE DIRECTION

Réglable pour un plus grand confort de conduite



## SYSTÈME D'ÉCLAIRAGE À DIODES ÉLECTROLUMINESCENTES

Système de feux clignotants à LED à l'avant et à l'arrière avec indicateurs de direction



## SUSPENSION

Absorption des chocs intégrée pour une conduite plus souple



## SIÈGE PIVOTANT ET RÉGLABLE

Pour plus de confort, équipé d'un appui-tête amovible

VITESSE MAX  
Jusqu'à  
10 km/h

AUTONOMIE  
Jusqu'à  
48 km

CHARGE MAX  
Jusqu'à  
140 kg



## INFORMATIONS TECHNIQUES

Largeur totale	620 mm
Longueur totale	1300 mm
Hauteur totale	1280 mm
Hauteur d'assise	450-500 mm
Giration	2800 mm
Rayon d'action*	48 km
Puissance	450 W
Vitesse*	10 km/h
Poids	106 kg
Charge max.	140 kg
Batteries	2x12V - 50Ah

\* Le rayon d'action est calculé selon les normes européenne.

\* Vitesse et rayon d'action peuvent dévier (ca. 15%).

Tolérances dimensionnelles et pondérales admises : 15 mm, 1,5 kg et 1,5". Sous réserve de modifications techniques.

Photos non-contractuelles. Certaines fonctions peuvent être optionnelles ou différentes.



Pour plus d'informations, prenez contact  
avec votre revendeur local.

## VERMEIREN France

Rue de L'Empire  
Zone d'Activités du Cadran  
59133 Phalempin

[www.vermeiren.fr](http://www.vermeiren.fr)  
[info@vermeiren.fr](mailto:info@vermeiren.fr)



**VERMEIREN**  
we care for you