



D200

Léger et fonctionnel

Le D200 est un fauteuil léger en aluminium, idéal pour la location mais aussi pour une utilisation permanente.

Grâce à ses nombreux réglages (hauteur d'assise, poignées réglables en hauteur...) il s'adaptera aux utilisateurs de toutes les morphologies ainsi qu'à la tierce-personne. Son coloris carbone et ses roues noires lui assurent un look moderne et discret qui sera apprécié par ses utilisateurs.



VERMEIREN
we care for you

Des produits conçus pour vous

Notre concept est simple : votre fauteuil-roulant doit s'adapter à vous et non l'inverse. C'est pourquoi nos fauteuils roulants sont évolutifs et peuvent répondre à des besoins très spécifiques.

Parce que chaque personne est unique, nos fauteuils roulants peuvent être adaptés, équipés de nombreuses options et personnalisés. Ceci est la conséquence de notre expérience ainsi que de nos recherches et développements depuis 1957.



Monte-trottoir inclus



Repose-pieds escamotables et amovibles vers l'intérieur et l'extérieur



Option B78 - Roulettes anti-bascule



Option BZ8 - Auto-correctant en longueur, avec palette articulée



Poignées réglables en hauteur



Accoudoirs réglables en hauteur et en profondeur



Hauteur d'assise ajustable



Fauteuil roulant conforme à la norme ISO 7176-19 pour le transport en toute sécurité des utilisateurs de fauteuils roulants

Caractéristiques techniques

■ Largeur totale	580 / 600 / 620 / 640 / 660 / 680 mm
■ Hauteur totale	880 - 940 mm
■ Longueur totale	1010 mm
■ Largeur pliée	300 mm
■ Largeur d'assise	380 / 400 / 420 / 440 / 460 / 480 mm
■ Hauteur accoudoirs	220 - 240 mm

■ Hauteur d'assise	470 - 530 mm
■ Hauteur dossier	420 mm
■ Profondeur siège	430 mm
■ Poids	16 kg
■ Poids maximum de l'utilisateur	130 kg
■ Information additionnelle	

Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises: 15 mm et 1,5 kg
Sous réserve de modifications techniques. Ces images ne sont semblables qu'à des illustrations. Certaines fonctions peuvent être optionnelles ou différentes.

VERMEIREN France

Rue de L'Empire
Zone d'Activités du Cadran
59133 Phalempin

www.vermeiren.fr
info@vermeiren.fr

VERMEIREN France Cournon

11, rue des Acilloux
63800 Cournon D'Auvergne
France

www.vermeiren.fr
info@vermeiren.fr

Pour plus d'informations,
prenez contact avec votre revendeur local.

