



D200N

Fauteuil standard



VERMEIREN
we care for you

Des produits conçus pour vous

Notre concept est simple : votre fauteuil-roulant doit s'adapter à vous et non l'inverse. C'est pourquoi nos fauteuils roulants sont évolutifs et peuvent répondre à des besoins très spécifiques.

Parce que chaque personne est unique, nos fauteuils roulants peuvent être adaptés, équipés de nombreuses options et personnalisés. Ceci est la conséquence de notre expérience ainsi que de nos recherches et développements depuis 1957.

Qualité garantie

Pour vous assurer la meilleure qualité, le **D200N** est conforme aux normes les plus strictes et soumis aux tests d'organismes de certification reconnus dans le monde entier.



*Poignées réglables
en hauteur*



Hauteur d'assise ajustable



*Repose-pieds amovibles et
rabattables intérieur/extérieur*

Caractéristiques techniques

■ Largeur totale	580/600/620/640/660/680/700/720 mm
■ Hauteur totale	880 - 940 mm
■ Longueur totale	1010 mm
■ Largeur pliée	300 mm
■ Largeur d'assise	380/400/420/440/460/480/500/520 mm
■ Hauteur accoudoirs	220 - 240 mm

■ Hauteur d'assise	475/500/515 mm
■ Hauteur dossier	420 mm
■ Profondeur siège	390 - 440 mm
■ Poids	16 kg
■ Poids maximum de l'utilisateur	130 kg
■ Information additionnelle	CE

Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises: 15 mm et 1,5 kg
Sous réserve de modifications techniques. Ces images ne sont semblables qu'à des illustrations. Certaines fonctions peuvent être optionnelles ou différentes.

VERMEIREN France

Rue de L'Empire
Zone d'Activités du Cadran
59133 Phalempin

www.vermeiren.fr
info@vermeiren.fr

VERMEIREN France Cournon

11, rue des Acilloux
63800 Cournon D'Auvergne
France

www.vermeiren.fr
info@vermeiren.fr

Pour plus d'informations,
prenez contact avec votre revendeur local.

