

Forest 3 su

Fauteuil roulant électrique verticalisateur

Le Forest 3 SU, aussi connu comme Forest Stand Up, est un fauteuil roulant électrique verticalisateur avec la plupart des fonctionnalités d'un Forest 3 standard et l'ajout de la fonction standup.

- 3 positions (verticale, assise, horizontale)
 - Sangle ventrale avec velcro
 - Boîtier de commande escamotable à droite et à gauche et réglable en hauteur
 - Appui sous-rotulien escamotable



VERMEIREN
we care for you

Qualité garantie

Pour vous assurer la meilleure qualité, le **Forest 3 SU** est conforme aux normes les plus strictes et soumis aux tests d'organismes de certification reconnus dans le monde entier.

Couleurs



32 coloris sont disponibles.
Pour plus d'informations, consultez notre gamme en ligne.

Des produits conçus pour vous

Notre concept est simple : votre fauteuil-roulant doit s'adapter à vous et non l'inverse. C'est pourquoi nos fauteuils roulants sont évolutifs et peuvent répondre à des besoins très spécifiques.

Parce que chaque personne est unique, nos fauteuils roulants peuvent être adaptés, équipés de nombreuses options et personnalisés. Ceci est la conséquence de notre expérience ainsi que de nos recherches et développements depuis 1957.



Caractéristiques techniques

■ Largeur totale	602 / 670 mm
■ Longueur totale	1170 mm
■ Hauteur totale	1100 - 1575 mm
■ Hauteur d'assise	530 mm
■ Largeur d'assise	400 / 450 mm
■ Profondeur d'assise	420 - 470 mm

■ Batteries	2 x 12V / 80Ah - 220W
■ Vitesse*	6 km/h
■ Rayon d'action*	50 km
■ Poids	165 kg
■ Poids maximum de l'utilisateur	130 kg
■ Information additionnelle	CE

* Portée théorique, calculée conformément aux normes de l'UE dans des conditions idéales. Les vitesses et la portée peuvent varier (environ 15 %).
Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises: 15 mm et 1,5 kg. Sous réserve de modifications techniques.
Ces images ne sont semblables qu'à des illustrations. Certaines fonctions peuvent être optionnelles ou différentes.

VERMEIREN France

Rue de L'Empire
Zone d'Activités du Cadran
59133 Phalempin

www.vermeiren.fr
info@vermeiren.fr

VERMEIREN France Cournon

11, rue des Acilloux
63800 Cournon D'Auvergne
France

www.vermeiren.fr
info@vermeiren.fr

Pour plus d'informations,
prenez contact avec votre revendeur local.

