



B L U M I L



Distribué par





# Système de connexion breveté



La motorisation Blumil dispose d'un système de connexion breveté aussi incroyable qu'unique. Pas besoin de fixer de pièce supplémentaire à votre fauteuil. Appuyez sur un bouton et le système d'accroche électrique se met en place. 5 secondes plus tard vous êtes prêt à partir en toute autonomie ! Vous pouvez ainsi être totalement indépendant d'autant que ce système ne nécessite aucune force particulière avec les bras.





# B L U M I L -GO



## Modes de Vitesse

10 km/h, 20 km/h

## Rayon d'action

Jusqu'à 30 km

## Puissance

300 W

## Batterie amovible

Li-ion 280 Wh

## TPoids total

13 kg

## Diamètre de roue

8,5"

## Éclairage

Éclairage LED inclus

## Pneus

Pneus bandages

## Mécanisme d'accroche

Entièrement électrique

## Certification

CE, dispositif médical en Europe

## Pente maximale

Jusqu'à 10 %

## Écran digital LCD

Affichage de vitesse et de mode de vitesse, niveau de charge et distance totale

## Système de frein

Frein tambour et frein électromagnétique







BLUMIL SPORT

physiair

SIGITA  
BY HYUNDAI

LAZARONI

DOT 1000 20

www.physiair.com

www.sigita.com

# BLUMIL *SPORT*



## Modes de vitesse

25 km/h  
+ marche arrière

## Rayon d'action

Jusqu'à 60 km

## Puissance

500 W

## Batterie Amovible

Li-ion 14,5 Ah

## Poids total

18 kg

## Diamètre de roue

12"

## Éclairage

Éclairage puissant LEDx4

## Pneu

Pneu avec chambre à air

## Certification

CE, Dispositif médical en Europe

## Pente maximale

Jusqu'à 14 %

## Ecran digital LCD

Affichage de vitesse et de mode de vitesse, niveau de charge, distance totale, voyant d'éclairage, vitesse moyenne, vitesse maxi

## Système de Frein

Frein à disque





CERTIFICATION



### CERTIFICATION

Blumil GO est un produit certifié. En tant que dispositif médical il respecte les normes imposées par la loi européenne. Le marquage CE est un gage de sécurité et de qualité, il garantit à nos utilisateurs que nous respectons les normes les plus rigoureuses.



MADE IN EUROPE

### FABRIQUÉ EN EUROPE

Blumil GO est un produit de grande qualité fabriqué en Europe selon les normes les plus strictes.

Distribué par

#### **VERMEIREN France**

Rue de L'Empire  
Zone d'Activités du Cadran  
59133 Phalempin

[www.vermeiren.fr](http://www.vermeiren.fr)  
[info@vermeiren.fr](mailto:info@vermeiren.fr)

#### **VERMEIREN France Cournon**

11, rue des Acilloux  
63800 Cournon D'Auvergne  
France

[www.vermeiren.fr](http://www.vermeiren.fr)  
[info@vermeiren.fr](mailto:info@vermeiren.fr)

**Pour plus d'informations,  
prenez contact avec votre revendeur local.**

