

Ne sortez jamais sans votre protection 4 saisons



Peu importe les conditions
météorologiques, Movo vous protège.



VERMEIREN
we care for you

La protection 4 saisons pour scooter au DESIGN MODERNE



Peu importe le temps, la protection Movo vous met à l'abri du soleil comme de la pluie. Avec son revêtement anti-pluie et ses protections contre le vent et le soleil vous serez protégé en toutes circonstances.

Facile à assembler et installer, le Movo est une protection de grande qualité contre le soleil comme contre le vent et la pluie tout en maintenant une ventilation optimale.

N'ayez plus peur d'une météo incertaine qui vous empêche de sortir grâce à cette protection 4 saisons rétractable qui peut être ouverte ou fermée en fonction de la météo.

Une protection qui devient une véritable cabine en un instant.

Grâce à sa technologie rétractable, vous n'avez pas nécessairement besoin de fermer complètement la protection. Vous pouvez simplement l'ajuster dans la position qui vous convient selon le temps. Vous avez ainsi 2 options : une protection contre le soleil ou une cabine complète avec le même produit.



Utilisable en un clin d'œil

Vous pouvez plier ou déplier la protection Movo en moins de 10 secondes. C'est ultra-rapide !



Montage facile

Un manuel de montage et une vidéo de montage sont disponibles sur notre site, Grâce à cela, vous serez en mesure de monter la protection en moins de 15 minutes. Une fois montée, le pliage ou le dépliage se fait en moins de 10 secondes.



Design compact

La largeur de la protection Movo est de 74 cm, ce qui lui permet de franchir des portes et de naviguer facilement même dans des intérieurs étroits.



Ultra-léger

Avec un poids total de 8,7kg, la protection Movo peut être installée facilement par une seule personne.

Par tous les temps !

La protection Movo vous tient à l'abri du soleil mais aussi des mauvaises conditions météorologiques. Avec son revêtement anti-pluie et ses protections contre le vent et le soleil vous serez protégé en toutes circonstances.



Pour votre scooter

Grâce à un système d'installation ingénieux sous son siège, la protection de pluie Movo est compatible avec la plupart des scooters **VERMEIREN***

* compatible avec les familles Carpo, Ceres et Mercurius, contactez votre revendeur pour obtenir les dernières informations.

Design moderne



La protection Movo est conçue en polycarbonate de grande qualité et en aluminium pour conserver un poids léger et une bonne tenue dans le temps.



Grâce à son processus de fabrication à base de moulages, la protection Movo dispose d'une qualité supérieure, d'un design moderne et d'une excellente durabilité.



Les tissus et fermetures éclairés sont hydrofuges, solides et de grande qualité. Tous les matériaux ont été sélectionnés pour assurer la durabilité du produit tout en protégeant son utilisateur.



Son revêtement transparent est conçu à partir de mica inspiré de l'industrie nautique avec une forte protection UV ce qui optimise la visibilité et la durabilité de la protection.

movo
evolution

Distributed by the VERMEIREN Group



Developed in Canada

Developed and designed by Quebec engineers.



Installation ultra-rapide



Ultra-léger



Qualité supérieure

Des produits conçus pour vous

VERMEIREN fait en sorte de toujours vous apporter les meilleures solutions pour satisfaire vos besoins. La technologie évolue, et nous aussi, c'est pourquoi nous avons à cœur d'actualiser nos produits en permanence. Ceci est la conséquence de notre expérience ainsi que de nos recherches et développements depuis 1957.

Qualité garantie

Pour vous assurer la meilleure qualité, le **Movo** est conforme aux normes les plus strictes et soumis aux tests d'organismes de certification reconnus dans le monde entier.



Caractéristiques techniques

■ Largeur totale	736 mm
■ Hauteur totale	965 - 1117 mm
■ Longueur totale	1245 mm
■ Longueur pliée	787 mm
■ Hauteur intérieure	711 mm
■ Largeur intérieure	711 mm

■ Profondeur intérieure	1346 mm
■ Matériaux	mica, qualité nautique grade 3 anti-UV
■	Aluminium moulé et polycarbonate haute résistance
■ Lavable	Oui
■ Poids	8,7 kg
■ Information additionnelle	CE

Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises: 15 mm et 1,5 kg
Sous réserve de modifications techniques. Ces images ne sont semblables qu'à des illustrations. Certaines fonctions peuvent être optionnelles ou différentes.

VERMEIREN France

Rue de L'Empire
Zone d'Activités du Cadran
59133 Phalempin

www.vermeiren.fr
info@vermeiren.fr

VERMEIREN France Cournon

11, rue des Acilloux
63800 Cournon D'Auvergne
France

www.vermeiren.fr
info@vermeiren.fr

**Pour plus d'informations,
prenez contact avec votre revendeur local.**

