

POIDS UTILISATEUR
250 KG

Forest 3+

fauteuil électrique grandes tailles

Le Forest 3+ est un fauteuil roulant électrique spécialement conçu pour les grandes largeurs d'assise et pour un poids d'utilisateur plus élevé, jusqu'à 250 kg. Il est équipé de commandes électroniques modernes et d'une large gamme d'options.



VERMEIREN
we care for you

Adaptabilité

Compact, solide et performant. Le FOREST 3+ est le compagnon idéal pour les utilisateurs qui recherchent un fauteuil roulant pour l'intérieur et en même temps un modèle performant pour l'extérieur. Force, confort et adaptabilité sont les principales caractéristiques du FOREST 3.

Le palonnier articulé à l'avant permet de franchir les dénivelés tout en gardant les quatre roues au sol et en assurant une souplesse de conduite sans égal. L'utilisateur appréciera le confort du FOREST 3+ avec son dossier préformé et ses possibilités de réglage qui rendent ce fauteuil totalement personnalisable.



Couleurs (couleurs mates et brillantes)



32 coloris sont disponibles. Pour + d'informations, consultez notre gamme en ligne.

Options



SE09 - Double commande tierce personne



SE04 Commande au menton



SE55 - Commande renforcée



L58 - Appui-tête à former réglable



SE83 - Mini-Joystick



B66MAL - Manchettes Hémiplegiques

Caractéristiques techniques

■ Largeur totale	705 / 720 / 760 / 820 / 870 mm
■ Longueur totale	1145 - 1163 mm
■ Hauteur totale	1100 mm
■ Hauteur d'assise	450 mm
■ Largeur d'assise	500 / 550 / 600 / 650 / 700 mm
■ Profondeur du siège	450 - 550 mm

■ Batteries	2 x 12V / 80Ah - 350 W
■ Vitesse*	6 km/h / 10 km/h
■ Rayon d'action*	49 km
■ Poids	134,35 kg
■ Poids d'utilisateur	250 kg
■ Information additionnelle	CE

Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises: 15 mm et 1,5 kg. *L'autonomie est calculée selon les normes européennes. *La vitesse et l'autonomie peuvent varier (environ 15 %). Sous réserve de modifications techniques. Photos non-contractuelles.

VERMEIREN France

Rue de L'Empire
Zone d'Activités du Cadran
59133 Phalempin

www.vermeiren.fr
info@vermeiren.fr

VERMEIREN France Cournon

11, rue des Acilloux
63800 Cournon D'Auvergne
France

www.vermeiren.fr
info@vermeiren.fr

Pour plus d'informations,
prenez contact avec votre revendeur local.

