

Eclips X4

LE + VERMEIREN
Multi-réglable

FAUTEUIL MANUEL STANDARD & LÉGER

Fauteuil léger en aluminium avec châssis réglable en profondeur, croisillon renforcé, roues à démontage rapide. Les repose-pieds sont rabattables aussi bien vers l'intérieur que vers l'extérieur. Pour un confort optimum les palettes repose-pieds sont réglables en profondeur.




Option:
B78 - Anti-bascule



Option:
B05 - Accoudoirs



Large choix d'accessoires et options



590
620
640
660
680
700
740

300

390
420
440
460
480
500
530

220

390-520

420-460

345-460

420-500

1000-1210

kg
17
17,1
17,1
17,1
17,1
17,2
17,4

150

