



# carpo<sup>xd</sup>



**VERMEIREN**  
we care for you

# carpo<sup>xd</sup>

Carpo XD dispose d'une puissance exceptionnelle pour de meilleures performances dans les pentes et sur terrain accidenté. Notre rapport de vitesse intelligemment programmé offre un couple et une stabilité exceptionnels, ce qui vous permet de rouler en toute confiance, même en cas d'utilisation prolongée dans des conditions difficiles.

13  
km/h



## COMMANDE LCD ET CONNEXION USB

Connexion USB pour charger votre smartphone  
Commande LCD facile à utiliser



## PANIER

Détachable



## GARDE AU SOL IMPORTANTE

Pour une expérience de conduite idéale en extérieur



## ÉCLAIRAGE

Éclairage à l'avant, à l'arrière, clignotants, warning et feux stop



Argent



Rouge

## ACCOUDOIRS AJUSTABLES

Ajustable en hauteur et largeur pour un confort accru



## SIÈGE PIVOTANT

Pour un confort optimal, il est équipé d'un appui-tête amovible

VITESSE MAX

Jusqu'à  
13 km/h

AUTONOMIE

Jusqu'à  
57 km

CHARGE MAX

Jusqu'à  
150 kg



## INFORMATIONS TECHNIQUES

Largeur totale	660 mm
Longueur totale	1535 mm
Hauteur totale	1390 mm
Hauteur d'assise	480-555 mm
Giration	4020 mm
Rayon d'action*	57 km
Puissance	750 W
Vitesse*	13 km/h
Poids	144 kg
Poids maximum de l'utilisateur	150 kg
Batteries	2x12V - 100Ah

\* Le rayon d'action est calculé selon les normes européenne.

\* Vitesse et rayon d'action peuvent dévier (ca. 15%).

Tolérances dimensionnelles et pondérales admises : 15 mm, 1,5 kg et 1,5°. Sous réserve de modifications techniques.

Photos non-contractuelles. Certaines fonctions peuvent être optionnelles ou différentes.



Pour plus d'informations,  
prenez contact avec votre revendeur local.

## VERMEIREN FRANCE SAS

Rue de L'Empire  
Zone d'Activités du Cadran  
59133 Phalempin

[www.vermeiren.fr](http://www.vermeiren.fr)  
[info@vermeiren.r](mailto:info@vermeiren.r)



**VERMEIREN**  
we care for you