



# V500





1

Roulette anti-bascule incluse



2

Assise et dossier réglables en tension



3

Freins avec poignées longues et rabattables



4

Poignées courtes

# V500


Le **V500** est un fauteuil roulant léger manuel pour une utilisation temporaire ou permanente. Il est disponible en version **dossier fixe ou dossier inclinable à 30°** (voir page suivante).

Ce modèle dispose de nombreux réglages mais aussi d'une multitude d'équipements inclus dans sa version standard :



- 4 hauteurs de siège
- 4 profondeurs de siège
- 6 largeurs de siège
- 5 angles d'inclinaison de l'assise 0°-10°
- Coussins d'assise et de dossier inclus
- Poche de rangement sous l'assise
- Un grand nombre d'accessoires disponibles

## Coloris disponibles :



5

Hauteur d'assise ajustable



6

Profondeur de siège ajustable



7

Repose-pieds amovibles et rabattables intérieur/extérieur



8

Accoudoirs design amovibles et ajustables en hauteur

## Caractéristiques techniques V500



570	390	440/470/500/530	400	150x30	850/880/910/940	440/460/480/500	1010	15,6	130
600	420								130
620	440								130
640	460								130
660	480								130
680	500								130

Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises : 1,5 mm et 1,5 kg.

## Existe aussi en version **V500 30°** (dossier inclinable)



**Dossier inclinable par vérins d'assistance** pour une précision et un confort optimal pour l'utilisateur comme pour la tierce personne.



**Votre fauteuil roulant doit s'adapter à vous. Et non l'inverse**

**VERMEIREN** joue depuis plus de 60 ans un rôle essentiel dans le développement de fauteuils roulants modernes et personnalisables. Notre principe de base est : votre fauteuil roulant doit s'adapter à vous et non l'inverse. C'est pourquoi nous avons adopté une conception modulaire. Dans cette optique, nous avons créé une vaste gamme d'accessoires interchangeables.

Visitez aussi notre site internet : [www.vermeiren.fr](http://www.vermeiren.fr)

Pour plus d'informations, prenez contact avec votre revendeur local



**VERMEIREN**  
Pour plus de mobilité

Sous réserve de modifications techniques