

Tina & Stacy



Le rehausse toilettes Tina vous permet de réhausser vos toilettes de 120 mm, pour ainsi rendre facile l'assise et le levé.

largeur: 520 mm
profondeur: 430 mm
hauteur: 380 mm
largeur siège: 450 mm
poids: 2,5 kg
poids utilisateur: 136 kg
possible sur toilettes de longueur intérieure de 290 à 380 mm



largeur: 570 mm
profondeur: 530 mm
largeur siège: 450 mm
hauteur siège: 440 - 590 mm
hauteur des accoudoirs: 230 mm
hauteur totale: 800 - 950 mm
poids: 8,6 kg
poids utilisateur: 130 kg

