

Fauteuils Releveurs

Ontario I et II - Montreal



Caractéristiques techniques Fauteuil Releveur

	largeur totale	largeur intérieure	hauteur accoudoirs	hauteur assise	hauteur totale	longueur totale	profondeur siège	hauteur dossier	poids	poids utilisateur max.
Ontario I	800	465	150	500	1160	840	450	695	49,6	150
Ontario II	845	480	140	500	1145	960	530	670	53,3	150
Montreal	850	485	150	500	1140	830	510	700	54	150

Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises: 1,5 mm et 1,5 kg.




Ontario I et II

Le fauteuil releveur vous offre dans un premier temps un confort optimal pour vous relaxer et vous permet également de vous aider à passer de la position assise à la position debout sans le moindre effort.

La version **2 moteurs** vous permet d'avoir une indépendance totale

entre le dossier et le relève-jambes. Vous pouvez ainsi utiliser le relève-jambes sans incliner le dossier, et vis versa.



Optionnelle:
housse d'accoudoirs

Couleurs de l'Ontario



* seulement Ontario I



Montreal

Le modèle Montreal peut être placé à une distance de 100 mm d'un mur et peut ainsi s'incliner totalement sans devoir le déplacer. Dans un premier temps le relève-jambes remonte, vous pouvez donc profiter les jambes allongées tout en restant droit. Puis le dossier s'incline à son tour pour adopter une position relax.

Couleurs du Montreal



Pour plus d'informations,
prenez contact avec votre revendeur local.

VERMEIREN France Avelin

Zone Industrielle
5, rue d'Ennevelin
59710 Avelin

Tél.: 03 28 55 07 98

Fax: 03 20 90 28 89

VERMEIREN France Cournon

11, rue des Acilloux
63800 Cournon D'Auvergne

Tél.: 04.73.60.82.40

Fax: 04.73.77.95.94

Visitez aussi notre site: www.vermeiren.fr



VERMEIREN
Pour plus de mobilité

Sous réserve de modifications techniques.