

# Eclips 30°

**LE + VERMEIREN**  
Dossier inclinable au degré près par verin d'assistance

**ECLIPS 30°**

## FAUTEUIL MANUEL STANDARD & LÉGER

Fauteuil léger en aluminium à dossier inclinable à 30° avec croisillon renforcé et roues à démontage rapide. Equipé en standard d'accoudoirs courts afin de pouvoir accéder à une table.



Réglage des poignées en hauteur



Inclinaison du dossier par vérins hydrauliques pour plus de confort pendant la manipulation

-  **C20**  
bleu
-  **C48**  
gris

- Dossier inclinable à 30°
- Barre de poussée

Accoudoirs rabattables et démontables

Verins hydrauliques d'assistance




Roues arrière à démontage rapide

Repose-pieds rabattables vers l'intérieur et l'extérieur

Palettes rabattables et réglables en profondeur

### Large choix d'accessoires et options



610  
630  
660  
680  
700  
720  
770

300

390  
420  
440  
460  
480  
500  
550

220

470-530

450

910-1015

420-440-460

1190-1230

19

130

