

# FALCON

Lève-Personne



**VERMEIREN**  
we care for you



### Falcon, le choix de la sécurité

Un mix parfait entre sécurité et technologie. Falcon permet de transférer les patients facilement et confortablement. Les 2 freins assurent le blocage des roues pour une sécurité

optimale durant le transfert. Grâce à sa conception, les manœuvres du Falcon deviennent fluides pour le patient et l'accompagnant.



**Protection en néoprène sur la barre de préhension et 4 crochets pour une meilleure stabilité.**



**Poignées de poussée ergonomique**



**Contrôleur avec indicateur d'état de la batterie**



*Seulement 48 secondes entre la position la plus basse et la position la plus haute*



*Indicateur d'état de la batterie*



*Avertissement sonore lorsque la batterie est très faible*

## Qualité garantie

Pour vous assurer la meilleure qualité, **Falcon** est conforme aux normes les plus strictes et soumis aux tests d'organismes de certification reconnus dans le monde entier.

## Des produits conçus pour vous

**VERMEIREN** fait en sorte de toujours vous apporter les meilleures solutions pour satisfaire vos besoins. La technologie évolue, et nous aussi, c'est pourquoi nous avons à cœur d'actualiser nos produits en permanence. Ceci est la conséquence de notre expérience ainsi que de nos recherches et développements depuis 1957.




*Démontable pour faciliter le transport et le stockage*

## Sangles en option

### STANDARD

Disponible en  
M - L - XL (tailles en mm)


	A	B	C	D
M	780	400	450	300
L	840	450	500	360
XL	910	510	560	440



### CONFORT

Disponible en  
M - L - XL (tailles en mm)


	A	B	C	D	E
M	780	400	450	300	390
L	840	450	500	360	410
XL	910	510	560	440	420



### HYGIÉNIQUE

Disponible en  
M - L - XL (tailles en mm)

	A	B	C	D
M	780	250	600	300
L	840	260	700	360
XL	910	270	820	440



### Sangles en option - tissu



Polyéthylène



Net Polyester

## Caractéristiques techniques

■ Position la plus profonde du PAC*	509 mm
■ Hauteur maximale du PAC*	1609 mm
■ Plage de levage (portée en hauteur)	1100 mm
■ Longueur totale	1158 mm
■ Largeur totale (fermé)/(ouvert)	565 - 1026 mm
■ Longueur plié	1236 mm

■ Hauteur plié	294 mm
■ Largeur plié	565 mm
■ Rayon de braquage	1188 mm
■ Poids	35 kg
■ Poids maximum de l'utilisateur	130 kg
■ Information additionnelle	CE

Dimensions en cm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises: 15 mm et 1,5 kg  
Sous réserve de modifications techniques. Ces images ne sont semblables qu'à des illustrations. Certaines fonctions peuvent être optionnelles ou différentes.  
\* PAC = Point d'ancrage central

### VERMEIREN France

Rue de L'Empire  
Zone d'Activités du Cadran  
59133 Phalempin

[www.vermeiren.fr](http://www.vermeiren.fr)  
[info@vermeiren.fr](mailto:info@vermeiren.fr)

### VERMEIREN France Cournon

11, rue des Acilloux  
63800 Cournon D'Auvergne  
France

[www.vermeiren.fr](http://www.vermeiren.fr)  
[info@vermeiren.fr](mailto:info@vermeiren.fr)

Pour plus d'informations,  
prenez contact avec votre revendeur local.

