

GEMINI 2



L'alliance du confort et de la simplicité.

La **Gemini 2**, entièrement réglable et personnalisable, est le compagnon idéal pour les sorties en famille ou les interactions à domicile.



Contrôle du positionnement facile et intelligent

- Une posture correcte, même à un très jeune âge, est importante. Grâce à notre large gamme d'accessoires, vous pouvez adapter la **Gemini 2** pour un positionnement optimal.

Les ajustements incluent :

- Maintien de la tête
- Maintien du tronc
- Maintien des hanches
- Maintien des pieds



Changement postural efficace

■ Qu'il s'agisse d'une utilisation de courte ou de longue durée, un changement de posture au cours de la journée est indispensable pour votre enfant. Que ce soit pour soulager les points d'appui, favoriser la circulation sanguine ou simplement pour le confort.

Vous aimez être en contact visuel permanent avec votre enfant ? Votre enfant préfère voir et explorer le monde qui se trouve devant lui ? Inversez facilement le siège grâce au système intelligent **ReverSeat**.



Créez votre propre Gemini


- Personnalisez et ajustez complètement votre **Gemini 2** avec une large gamme d'options et d'accessoires.



Tablette U90



Couleurs des revêtements et du châssis



Noir et gris



Bleu et gris



Vert et gris



Couleur du châssis : Noir mat



Couleur du châssis : Gris souris

Facile à utiliser

■ Configurez et ajustez facilement votre **Gemini 2** grâce au système intelligent sans outil, reconfigurez votre poussette en quelques secondes.

La **Gemini 2** a été dessinée pour être compacte, facile à plier et à transporter.



Dossier réglable en hauteur



Pliage facile



Frein à pédale



Barre de poussée réglable



Repose-pieds réglable



Système ingénieux 2 en 1

- 2 utilisations avec un seul siège : une chaise d'intérieur réglable en hauteur et une poussette. En utilisant l'option châssis d'intérieur U82, vous pouvez rapidement y installer le siège de votre poussette. Vous transformez ainsi votre poussette en une chaise d'intérieur, pour de nombreuses activités amusantes et une utilisation autour de la table.





Roues avant 8" gonflables/Bandages



Roues arrière 12" gonflables/Bandages



Coussins pour cales hanches 2 cm - B28A
Coussins pour cales hanches 4 cm - B28B



Coussins pour cales tronc 2 cm - B28C
Coussins pour cales tronc 4 cm - B28D



Plot d'abduction - U53



Panier shopping - U61



Couvre-jambes - U62



Capote - U67



Blocage de roue directionnel - U68



Barre de maintien - U64



Barre de poussée
réglable à 180°

Capote pliable
et amovible - U67

Harnais de sécurité

Appui-tête
réglable - U72


Accoudoirs tubulaires

Support latéral
(hanches/tronc)

Roues bandages
ou gonflables

Accédez au mini-site GEMINI





Support oxygène - U70



Coussin de stabilisation du tronc - U71



Accoudoirs tubulaires - U84



Cales tronc réglables - U85



Châssis d'intérieur - U82



Cales hanches réglables - U86



Protection de tube - U88



Coussin lombaire - U89



Cale-pieds



Données techniques Gemini 2 (pour les modèles avec une largeur de siège de 320 et 400 mm)

■ Largeur totale	620 mm & 690 mm
■ Hauteur totale	1200 mm & 1275 mm
■ Longueur totale	950 mm & 1060 mm
■ Largeur repliée	620 mm & 690 mm
■ Largeur du siège	320 mm & 400 mm
■ Hauteur des accoudoirs	200 mm

■ Hauteur du siège	510 mm
■ Hauteur du dossier	520 - 640 mm & 650 - 770 mm
■ Profondeur de l'assise	300 - 360 mm & 360 - 420 mm
■ Poids	18 kg & 27 kg
■ Poids maximum de l'utilisateur	35 kg & 50 kg
■ Informations supplémentaires	CE

Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises : 15mm et 1,5kg.
Sous réserve de modifications techniques. Photos non-contractuelles. Certaines fonctions peuvent être optionnelles ou différentes.

Des produits conçus pour vous

VERMEIREN fait en sorte de toujours vous apporter les meilleures solutions pour satisfaire vos besoins. La technologie évolue, et nous aussi, c'est pourquoi nous avons à cœur d'actualiser nos produits en permanence. Ceci est la conséquence de notre expérience ainsi que de nos recherches et développements depuis 1957.

Qualité garantie

Sur le plan de la qualité, **Gemini 2** répond aux normes les plus rigoureuses de divers instituts d'essai dont la compétence est reconnue dans la plupart des pays.



VERMEIREN France

Rue de L'Empire
Zone d'Activités du Cadran
59133 Phalempin

www.vermeiren.fr
info@vermeiren.fr

VERMEIREN France Cournon

11, rue des Acilloux
63800 Cournon D'Auvergne
France

www.vermeiren.fr
info@vermeiren.fr

Pour plus d'informations,
prenez contact avec votre revendeur local.

