

Timix SU

Fauteuil roulant électrique verticalisateur

- Système de contrôle de trajectoire V-Stab inclus
 - Palonnier articulé à l'arrière pour un franchissement optimal
- Accoudoirs réglables en largeur, hauteur et profondeur avec mémoire de position



VERMEIREN
we care for you

Confort

Le Timix SU est un fauteuil électrique à traction avant. Il dispose d'une fonction SU (Stand-up) de verticalisation. Il est aussi à l'aise à l'intérieur, y compris dans des espaces réduits, qu'à l'extérieur grâce à sa capacité de franchissement. Comme le Timix, avec grandes roues motrices à l'avant pour une giration facile même dans les espaces réduits et disponible en version 6 ou 10 km/h.



Caractéristiques



Grandes roues motrices à l'avant pour une giration facile même dans les espaces réduits



Protection rembourrée des genoux



Très confortable avec son assise et son dossier rembourrés

Caractéristiques techniques

■ Largeur totale	635 / 670 mm
■ Hauteur totale	1120 mm
■ Longueur totale	1260 mm
■ Hauteur d'assise	540 mm
■ Largeur d'assise	400 / 450 mm
■ Profondeur siège	420 / 470 mm

■ Batteries	2x12V/80Ah/220W ou 2x12V/80Ah350W
■ Vitesse*	6 km/h ou 10 km/h
■ Rayon d'action*	40 - 63 km
■ Poids	160,3 kg
■ Poids maximum de l'utilisateur	130 kg
■ Information additionnelle	CE

* Portée théorique, calculée conformément aux normes de l'UE dans des conditions idéales. Les vitesses et la portée peuvent varier (environ 15 %). Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises: 15 mm et 1,5 kg
Sous réserve de modifications techniques. Ces images ne sont semblables qu'à des illustrations. Certaines fonctions peuvent être optionnelles ou différentes.

Des produits conçus pour vous

Notre concept est simple : votre fauteuil-roulant doit s'adapter à vous et non l'inverse. C'est pourquoi nos fauteuils roulant sont évolutifs et peuvent répondre à des besoins très spécifiques.

Parce que chaque personne est unique, nos fauteuils roulants peuvent être adaptés, équipés de nombreuses options et personnalisés. Ceci est la conséquence de notre expérience ainsi que de nos recherches et développements depuis 1957.

Qualité garantie

Pour vous assurer la meilleure qualité, le **Timix SU** est conforme aux normes les plus strictes et soumis aux tests d'organismes de certification reconnus dans le monde entier.

Couleurs



32 coloris sont disponibles. Pour plus d'informations, consultez notre gamme en ligne.

VERMEIREN France

Rue de L'Empire
Zone d'Activités du Cadran
59133 Phalempin

www.vermeiren.fr
info@vermeiren.fr

VERMEIREN France Cournon

11, rue des Acilloux
63800 Cournon D'Auvergne
France

www.vermeiren.fr
info@vermeiren.fr

Pour plus d'informations,
prenez contact avec votre revendeur local.

