

V500 XR

FAUTEUIL MANUEL LÉGER DESIGN



C71
bleu

C72
rouge

C73
vert

- 3 coloris
- 4 hauteurs d'assise
- 4 profondeurs d'assise
- 6 largeurs d'assise (de 39 cm à 50 cm)
- 5 angles d'inclinaison de l'assise 0°-10°
- Repose-pieds amovibles et rabattables
intérieur/extérieur
- Poche de rangement sous l'assise

Le V500 XR est une version Design de notre fauteuil V500. Adapté sur mesure pour son utilisateur, le V500 conserve également toute une série de réglages parmi lesquels une hauteur et une profondeur d'assise réglables, un dossier réglable en tension, le fauteuil peut également être équipé de nombreuses options et accessoires afin de l'adapter à son utilisateur et à son environnement.



Caractéristiques



4 hauteurs d'assise



Profondeur d'assise ajustable



Assise et dossier réglables en tension



Nombreuses options disponibles



Informations techniques

■ Largeur totale	590 / 620 / 640 / 660 / 680 / 700 mm
■ Longueur totale	1040 mm
■ Hauteur totale	850 - 940 mm
■ Largeur pliée	310 mm
■ Largeur d'assise	390 / 420 / 440 / 460 / 480 / 500 mm
■ Hauteur accoudoirs	170 mm

■ Hauteur d'assise	440 - 530 mm
■ Hauteur dossier	300 / 350 / 400 mm
■ Profondeur d'assise	440 - 530 mm
■ Poids	16 kg
■ Poids maximum de l'utilisateur	130 kg
■ Information additionnelle	CE

Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises: 15 mm et 1,5 kg
Sous réserve de modifications techniques. Photos non-contractuelles. Certaines fonctions peuvent être optionnelles ou différentes.