

Altitude XXL

Fauteuil Coquille XXL

Le modèle Altitude est disponible dans les largeurs de siège 55 et 60 cm et avec un poids utilisateur maximum de 150 kg. Le repose-pieds est équipé de vérins à gaz. Ses grandes roues à l'arrière le rendent particulièrement maniable en extérieur, tout en gardant un confort optimal.



VERMEIREN
we care for you

Caractéristiques

- Sangles 5 points
- Hauteur d'assise réglable
- Roues directionnelles
- Siège inclinable jusqu'à 40°

Couleurs



- Ceinture de sécurité amovible
- Appui-tête détachable et réglable



Option:
B52 Porte sérum



Option:
Table 378

Des produits conçus pour vous

VERMEIREN fait en sorte de toujours vous apporter les meilleures solutions pour satisfaire vos besoins. La technologie évolue, et nous aussi, c'est pourquoi nous avons à cœur d'actualiser nos produits en permanence. Ceci est la conséquence de notre expérience ainsi que de nos recherches et développements depuis 1957.

Qualité garantie

Pour vous assurer la meilleure qualité, l'**Altitude XXL** est conforme aux normes les plus strictes et soumis aux tests d'organismes de certification reconnus dans le monde entier.

Caractéristiques techniques

■ Largeur totale	800 mm
■ Hauteur totale	1280 - 1305 - 1330 mm
■ Longueur totale	1150 mm
■ Largeur d'assise	550 / 600 mm
■ Hauteur d'assise	570 - 595 - 620 mm
■ Angle de dossier	0° / 40°

■ Profondeur d'assise	510 mm
■ Hauteur dossier	750 mm
■ Hauteur d'accoudoirs	230 mm
■ Poids	38 kg
■ Poids maximum de l'utilisateur	150 kg
■ Information additionnelle	CE

Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises: 15 mm et 1,5 kg
Sous réserve de modifications techniques. Ces images ne sont semblables qu'à des illustrations. Certaines fonctions peuvent être optionnelles ou différentes.

VERMEIREN France

Rue de L'Empire
Zone d'Activités du Cadran
59133 Phalempin

www.vermeiren.fr
info@vermeiren.fr

VERMEIREN France Cournon

11, rue des Acilloux
63800 Cournon D'Auvergne
France

www.vermeiren.fr
info@vermeiren.fr

Pour plus d'informations,
prenez contact avec votre revendeur local.

