

# Bobby Evo

Fauteuil de transfert compact, léger et pratique

Le Bobby Evo est un fauteuil roulant léger et compact, idéal pour les transferts grâce à ses accoudoirs rabattables.

- Accoudoirs escamotables pour faciliter les transferts en latéral
- Largeur hors tout réduite pour un passage optimal dans les endroits exigus (+7cm par rapport à la largeur d'assise)



**VERMEIREN**  
we care for you

## Caractéristiques

- Toiles de dossier et d'assise rembourrées
- Pochettes de rangement à l'arrière du dossier
- Accoudoirs escamotables avec protège-vêtements de série (B03)
- Dossier pliant à mi-hauteur
- Manchettes d'accoudoirs en mousse injectée
- Poignées à pousser ergonomiques pour la tierce personne
- Freins tierce personne avec position parking
- Freins utilisateur avec poignée longue pour plus d'accessibilité
- Repose-pieds escamotables intérieur / extérieur et amovibles
- Palettes réglables en hauteur avec sangles talonnières ajustables
- Ceinture de sécurité

## Des produits conçus pour vous

Notre concept est simple : votre fauteuil-roulant doit s'adapter à vous et non l'inverse. C'est pourquoi nos fauteuils roulant sont évolutifs et peuvent répondre à des besoins très spécifiques.

Parce que chaque personne est unique, nos fauteuils roulants peuvent être adaptés, équipés de nombreuses options et personnalisés. Ceci est la conséquence de notre expérience ainsi que de nos recherches et développements depuis 1957.

## Qualité garantie

Pour vous assurer la meilleure qualité, le **Bobby Evo** est conforme aux normes les plus strictes et soumis aux tests d'organismes de certification reconnus dans le monde entier.



## Caractéristiques techniques

■ Largeur totale	490 - 550 mm
■ Hauteur totale	900 mm
■ Longueur totale	1010 mm
■ Largeur pliée	260 mm
■ Largeur d'assise	420 - 480 mm
■ Hauteur accoudoirs	200 mm

■ Hauteur d'assise	490 mm
■ Hauteur dossier	440 mm
■ Profondeur siège	420 mm
■ Poids	12,25 * kg
■ Poids maximum de l'utilisateur	115 kg
■ Information additionnelle	CE

\* Configuration avec l'accoudoir B03

Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises: 15 mm et 1,5 kg

Sous réserve de modifications techniques. Ces images ne sont semblables qu'à des illustrations. Certaines fonctions peuvent être optionnelles ou différentes.

### VERMEIREN France

Rue de L'Empire  
Zone d'Activités du Cadran  
59133 Phalempin

[www.vermeiren.fr](http://www.vermeiren.fr)  
[info@vermeiren.fr](mailto:info@vermeiren.fr)

### VERMEIREN France Cournon

11, rue des Acilloux  
63800 Cournon D'Auvergne  
France

[www.vermeiren.fr](http://www.vermeiren.fr)  
[info@vermeiren.fr](mailto:info@vermeiren.fr)

Pour plus d'informations,  
prenez contact avec votre revendeur local.

