

Carpo 2 SE

Scooter d'extérieur
confortable

Le Carpo 2 SE (Special Edition*) est un scooter à 4 roues au design moderne pour une utilisation quotidienne. Confortable, il est idéal pour les longues promenades en extérieur dans toutes les conditions météorologiques. Entièrement équipé, son look et son coloris lui assurent une allure sportive.



VERMEIREN
we care for you

Scooter extérieur

Le Scooter Carpo 2 SE dispose d'une autonomie importante, d'un très grand confort (siège rembourré et réglable avec appui-tête, système de suspension...) ainsi que d'une grande capacité de franchissement. Il est idéal pour la conduite en extérieur.

- Eclairage LED
- Siège confortable et réglable
- Guidon réglable
- Pare-chocs
- Jantes aluminium sportives

Couleurs



Caractéristiques



Siège réglable en hauteur et profond, pivotant et rabattable. Accoudoirs rabattables et réglables en largeur.



SW09 - Pare-brise (Carpo & Ceres SE) (en option)



Colonne de direction réglable en inclinaison.



Roues design avec pneus gonflables pour plus de confort de conduite.

Informations techniques

■ Largeur totale	660 mm
■ Longueur totale	1535 mm
■ Hauteur totale	1390 mm
■ Hauteur d'assise	480 - 555 mm
■ Giration	2000 mm
■ Batteries	2 x 12V - 80Ah

■ Rayon d'action*	45 km
■ Puissance	750 W
■ Vitesse*	10 km/h / 15 km/h
■ Poids	144 kg
■ Poids utilisateur	150 kg
■ Information additionnelle	CE

* Le rayon d'action est calculé selon les normes européenne. * Vitesse et rayon d'action peuvent dévier (ca. 15%). Tolérances dimensionnelles et pondérales admises : 15 mm, 1,5 kg et 1,5°. Sous réserve de modifications techniques. Photos non-contractuelles. Certaines fonctions peuvent être optionnelles ou différentes.

VERMEIREN France

Rue de L'Empire
Zone d'Activités du Cadran
59133 Phalempin

www.vermeiren.fr
info@vermeiren.fr

VERMEIREN France Cournon

11, rue des Acilloux
63800 Cournon D'Auvergne
France

www.vermeiren.fr
info@vermeiren.fr



Des produits conçus pour vous

VERMEIREN fait en sorte de toujours vous apporter les meilleures solutions pour satisfaire vos besoins. La technologie évolue, et nous aussi, c'est pourquoi nous avons à cœur d'actualiser nos produits en permanence. Ceci est la conséquence de notre expérience ainsi que de nos recherches et développements depuis 1957.

Qualité garantie

Pour vous assurer la meilleure qualité, le **Carpo 2 SE** est conforme aux normes les plus strictes et soumis aux tests d'organismes de certification reconnus dans le monde entier.

