

# Navix SU

## Fauteuil roulant électrique verticalisateur

Le Navix SU aussi connu comme Navix Stand-Up est un fauteuil électronique verticalisateur avec la plupart des fonctionnalités d'un Navix et l'ajout de la fonction stand up.

- Incluable jusqu'à 180°
- Sangle ventrale avec velcro
- Repose jambes électrique avec compensation automatique en longueur



**VERMEIREN**  
we care for you

## Qualité garantie

Pour vous assurer la meilleure qualité, le **Navix SU** est conforme aux normes les plus strictes et soumis aux tests d'organismes de certification reconnus dans le monde entier.

## Couleurs



32 coloris sont disponibles.

Pour plus d'informations, consultez notre gamme en ligne.

## Caractéristiques



Grandes roues à l'avant



Protection rembourrée des genoux



Soutien supplémentaire par des roulettes pour la fonction debout

## Caractéristiques techniques

■ Largeur totale	602 / 670 mm
■ Hauteur totale	1040 - 1570 mm
■ Longueur totale	1090 mm
■ Hauteur d'assise	470 mm
■ Largeur d'assise	400 / 450 mm
■ Profondeur d'assise	395 / 470 mm

■ Batteries	2x12V/38Ah/220W ou 2x12V/50Ah/220W
■ Vitesse*	6 km/h
■ Rayon d'action*	20 - 32 km
■ Poids	122 kg
■ Poids maximum de l'utilisateur	130 kg
■ Information additionnelle	CE

\* Portée théorique, calculée conformément aux normes de l'UE dans des conditions idéales. Les vitesses et la portée peuvent varier (environ 15 %).  
Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises: 15 mm et 1,5 kg. Sous réserve de modifications techniques.  
Ces images ne sont semblables qu'à des illustrations. Certaines fonctions peuvent être optionnelles ou différentes.

## Des produits conçus pour vous

Notre concept est simple : votre fauteuil-roulant doit s'adapter à vous et non l'inverse. C'est pourquoi nos fauteuils roulants sont évolutifs et peuvent répondre à des besoins très spécifiques.

Parce que chaque personne est unique, nos fauteuils roulants peuvent être adaptés, équipés de nombreuses options et personnalisés. Ceci est la conséquence de notre expérience ainsi que de nos recherches et développements depuis 1957.



3 positions possibles : verticale, assise ou horizontale

## VERMEIREN France

Rue de L'Empire  
Zone d'Activités du Cadran  
59133 Phalempin

[www.vermeiren.fr](http://www.vermeiren.fr)  
[info@vermeiren.fr](mailto:info@vermeiren.fr)

## VERMEIREN France Cournon

11, rue des Acilloux  
63800 Cournon D'Auvergne  
France

[www.vermeiren.fr](http://www.vermeiren.fr)  
[info@vermeiren.fr](mailto:info@vermeiren.fr)

Pour plus d'informations,  
prenez contact avec votre revendeur local.

