



# V500 Light

**NUESTRA SILLA  
DE RUEDAS ESTÁNDAR MÁS LIGERA**



**VERMEIREN**  
we care for you



## Nuestra más ligera

Más ligera que la V500, la V500 Light es nuestra silla de ruedas estándar más ligera. Ya sea para uso temporal o habitual, mejora el día a día del usuario y facilita el transporte y los traslados.

## Altamente configurable

Como parte de la V-series, la V500 Light ofrece una amplia gama de accesorios y opciones para crear y modificar tu V500 Light.



*Reposabrazos desmontables sin herramientas*



*Reposapiés plegables hacia adentro y hacia afuera  
Reposapiés extraíbles*




*Palancas de freno plegables para facilitar las transferencias*




*Plegable para facilitar el transporte y almacenamiento*



*Asiento regulable en altura (4 posiciones)*



*Profundidad de asiento ajustable: 42 a 48 cm*



*Empuñaduras y respaldo regulables en altura*



*Ángulo de asiento ajustable: 0° - 10°*




*Almohadillas de los reposabrazos regulables en altura y profundidad*



# V500 Light

## Colores disponibles



La **V500 Light** ofrece una amplia gama de accesorios y opciones. Consulte nuestra hoja de pedido online para conocerlos.

## Productos diseñados medida

Nuestro principio fundamental es simple: su silla de ruedas debe adaptarse a usted, no al revés. Por eso nuestras sillas de ruedas son evolutivas y dan una respuesta adecuada a sus necesidades específicas.

Todas nuestras sillas de ruedas se pueden adaptar, tienen numerosas opciones y se pueden personalizar completamente para que haya una silla de ruedas para cada persona. Este es el resultado de nuestra continua investigación y experiencia desde 1957.

## Información técnica

Ancho total	590 - 620 - 640 - 660 - 680 - 700 mm
Altura total	860 - 920 mm
Largo total	975 - 1035 mm
Ancho plegado	310 mm
Ancho asiento	390 - 420 - 440 - 460 - 480 - 500 mm
Altura reposabrazos	150 - 210 mm

Altura de asiento	470 - 530 mm
Altura de respaldo	400 - 420 - 440 - 460 - 480 mm
Profundidad de asiento	420 - 480 mm
Peso (sin cojín)	15,5 kg
Peso máximo usuario	130 kg
Información adicional	

Desviaciones en peso y medidas (1,5 mm y 1,5 kgs) son posibles  
Imágenes para fines ilustrativos. Algunas características pueden ser opcionales.

## VERMEIREN Ibérica, S.L.U.

Carretera de Cartellà, Km. 0,5  
Sant Gregori Parc Industrial - Edifici A  
17150 Sant Gregori (Girona)

[www.vermeiren.es](http://www.vermeiren.es)  
[info@vermeiren.es](mailto:info@vermeiren.es)



Para más información contacte con su distribuidor local.

**VERMEIREN**  
we care for you