

The logo features a stylized blue 'C' with a white eye-like shape inside, followed by the text 'ECLIPS X2 KIDS' in a bold, blue, sans-serif font.

ECLIPS X2 KIDS

Fauteuil roulant léger en aluminium
Dossier pliant à mi-hauteur





Compact et polyvalent

Compact et polyvalent, l'**Eclips X2 Kids** dispose de toutes les fonctionnalités essentielles pour s'adapter aux besoins de son utilisateur.

l'**Eclips X2 Kids** est entièrement pliable pour un transport facile, et tout cela dans un coloris rouge tendance et accrocheur !

Équipé de freins et d'un dossier pliant à mi-hauteur. Disponible en largeur d'assise 32 ou 36 cm.





Très compact



BZ8 - Repose-jambes en option

Disponible en version dossier inclinable à 30°

La version inclinable **Eclips X2 30°** procurera encore plus de confort à son utilisateur.

Son système d'inclinaison par crémaillères lui permet d'allier une fiabilité maximale et une maintenance réduite.

Son dossier réglable en tension (4 sangles) est également rabattable sur l'avant, idéal pour le transport et le stockage.





Des produits conçus pour vous

Notre principe de base est simple : votre fauteuil roulant doit être adapté à vous, et non l'inverse. C'est pourquoi nos fauteuils roulants sont évolutifs et apportent une réponse adaptée à vos besoins spécifiques.

Tous les types de fauteuils roulants peuvent être adaptés, ont de nombreuses options et peuvent être entièrement personnalisés afin qu'il y ait un fauteuil roulant pour chaque personne. C'est le résultat de notre recherche continue et de notre expérience depuis 1957.

Qualité garantie

En ce qui concerne la qualité, l'**Eclips X2 Kids** est conforme aux normes les plus élevées, établies par des instituts de test certifiés de renommée mondiale.

Caractéristiques techniques

■ Largeur totale	520 mm
■ Hauteur totale	930 mm
■ Longueur totale	830 mm
■ Largeur pliée	320 mm
■ Largeur d'assise	320 - 360 mm
■ Hauteur accoudoirs	190 mm

■ Hauteur d'assise	440 mm
■ Hauteur dossier	330 mm
■ Profondeur siège	320 mm
■ Poids	13,6 kg
■ Poids maximum de l'utilisateur	60 kg
■ Information additionnelle	CE

Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises: 15 mm et 1,5 kg
Sous réserve de modifications techniques. Ces images ne sont semblables qu'à des illustrations. Certaines fonctions peuvent être optionnelles ou différentes.

VERMEIREN France

Rue de L'Empire
Zone d'Activités du Cadran
59133 Phalempin

www.vermeiren.fr
info@vermeiren.fr

VERMEIREN France Cournon

11, rue des Acilloux
63800 Cournon D'Auvergne
France

www.vermeiren.fr
info@vermeiren.fr

Pour plus d'informations,
prenez contact avec votre revendeur local.

