

201 Delta

Rollator



Le **201 Delta** est un rollator 3 roues convenant aussi bien à une utilisation intérieure qu'extérieure. Avec son sac et son panier inclus, il peut être facilement utilisé pour faire du shopping. Par ailleurs, ce rollator est équipé de poignées ajustables en hauteur. Avec son châssis léger et pliant, le rollator **201 Delta** est très facile à transporter.

largeur totale	680 mm
hauteur totale	820 - 920 mm
longueur totale	576 mm
poids totale	5,8 kg
poids utilisateur max.	125 kg
roues (avant/arrière)	8 x 1 ^{1/4} ø 190 mm
couleur(s)	champagne

Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises: 15 mm et 1,5 kg - Sous réserve de modifications techniques



VERMEIREN France Phalempin - Rue de l'Empire - 59133 Phalempin - Tel.: 03 28 55 07 98 - Fax: 03 20 90 28 89

VERMEIREN France Cournon - 11 rue des Acilloux - 63800 Cournon d'Auvergne - Tel.: 04 73 60 82 40 - Fax: 04 73 77 95 94
info@vermeiren.fr - Visitez également notre site Internet: www.vermeiren.fr

Ces images ne sont semblables qu'à des illustrations. Certaines fonctions peuvent être optionnelles ou différentes.

Pour plus de mobilité