

# Coraille XXL

## Fauteuil Coquille XXL

Le modèle Coraille est disponible dans les largeurs de siège 55 et 60 cm et avec un poids utilisateur maximum de 150 kg. Le repose-pieds est équipé de vérins à gaz. Ses grandes roues à l'arrière le rendent particulièrement maniable en extérieur, tout en gardant un confort optimal.



## Caractéristiques

- Sangles 5 points
- Hauteur d'assise réglable
- Roues directionnelles
- Siège inclinable jusqu'à 40°

## Couleurs



Option:  
B52 Porte sérum

- Ceinture de sécurité amovible
- Appui-tête détachable et réglable



Roues avant extra-larges et robustes



Option:  
Table 378

## Des produits conçus pour vous

**VERMEIREN** fait en sorte de toujours vous apporter les meilleures solutions pour satisfaire vos besoins. La technologie évolue, et nous aussi, c'est pourquoi nous avons à cœur d'actualiser nos produits en permanence. Ceci est la conséquence de notre expérience ainsi que de nos recherches et développements depuis 1957.

## Qualité garantie

Pour vous assurer la meilleure qualité, le **Coraille XXL** est conforme aux normes les plus strictes et soumis aux tests d'organismes de certification reconnus dans le monde entier.

## Caractéristiques techniques

■ Largeur totale	800 mm
■ Hauteur totale	1280 - 1305 - 1330 mm
■ Longueur totale	1150 mm
■ Largeur d'assise	550 / 600 mm
■ Hauteur d'assise	570 - 595 - 620 mm
■ Angle de dossier	0° / 40°

■ Profondeur d'assise	510 mm
■ Hauteur dossier	750 mm
■ Hauteur d'accoudoirs	230 mm
■ Poids	46 kg
■ Poids maximum de l'utilisateur	150 kg
■ Information additionnelle	CE

Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises: 15 mm et 1,5 kg  
Sous réserve de modifications techniques. Ces images ne sont semblables qu'à des illustrations. Certaines fonctions peuvent être optionnelles ou différentes.

### VERMEIREN France

Rue de L'Empire  
Zone d'Activités du Cadran  
59133 Phalempin

[www.vermeiren.fr](http://www.vermeiren.fr)  
[info@vermeiren.fr](mailto:info@vermeiren.fr)

### VERMEIREN France Cournon

11, rue des Acilloux  
63800 Cournon D'Auvergne  
France

[www.vermeiren.fr](http://www.vermeiren.fr)  
[info@vermeiren.fr](mailto:info@vermeiren.fr)

Pour plus d'informations,  
prenez contact avec votre revendeur local.

