



JAZZ S50

KIDS

Compact et robuste

Jazz S50 Kids est le compagnon idéal pour une utilisation ambulatoire. Compact et robuste, c'est le fauteuil roulant parfait pour une utilisation en location. La couleur verte saisissante ajoute à sa visibilité auprès du public et à son attractivité auprès des jeunes.





Colour



C91: Vert Pomme



Des produits conçus pour vous

Notre principe de base est simple : votre fauteuil roulant doit être adapté à vous, et non l'inverse. C'est pourquoi nos fauteuils roulants sont évolutifs et apportent une réponse adaptée à vos besoins spécifiques.

Tous les types de fauteuils roulants peuvent être adaptés, ont de nombreuses options et peuvent être entièrement personnalisés afin qu'il y ait un fauteuil roulant pour chaque personne. C'est le résultat de notre recherche continue et de notre expérience depuis 1957.

Qualité garantie

En ce qui concerne la qualité, le **Jazz S50 Kids** est conforme aux normes les plus élevées, établies par des instituts de test certifiés de renommée mondiale.

Caractéristiques techniques

■ Largeur totale	518 - 558 mm
■ Hauteur totale	915 mm
■ Longueur totale	914 mm
■ Largeur d'assise	320 - 360 mm
■ Hauteur accoudoirs	211 mm
■ Hauteur d'assise	410 mm

■ Hauteur dossier	360 mm
■ Profondeur siège	320 mm
■ Poids	15,20 kg
■ Poids maximum de l'utilisateur	60 kg
■ Information additionnelle	CE

Dimensions en cm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises: 15 mm et 1,5 kg
Sous réserve de modifications techniques. Ces images ne sont semblables qu'à des illustrations. Certaines fonctions peuvent être optionnelles ou différentes.

SA VERMEIREN sa

Vermeireplein 1-15
B-2920 Kalmthout
Belgique

www.vermeiren.be
info@vermeiren.be



Pour plus d'informations,
prenez contact avec votre revendeur local.

VERMEIREN
we care for you