



SEDNA PREMIUM

scooter pliable

■ Longueur :	960 mm
■ Largeur :	530 mm
■ Hauteur :	870 mm
■ Batteries :	24V - 10,5 Ah
■ Rayon d'action :	17 km
■ Vitesse :	6 km/h
■ Poids :	31,6 kg
■ Poids sans batteries	

■ Poids autorisé :	28,3 kg
■ Poids autorisé :	115 kg
■ Couleur :	rouge
■ Standard avec accoudoirs et siège pivotant	
■ Options :	sac pour courses



Sac pour les courses en option

SEDNA est le scooter portable parfait car vous pouvez le plier en un seul mouvement. Poussez le pied sur la pédale, verrouillez-la et emportez-la avec vous. Également équipé d'un siège pivotant avec accoudoirs rabattables et réglables avec réflecteurs latéraux, une batterie au lithium amovible avec verrouillage antivol et des pneus pneumatiques.



Commande facile à utiliser avec clé détachable



Pneus gonflables pour plus de confort

** Rayon d'action maximum

ONE

scooter intérieur

■ Longueur :	1030 mm
■ Largeur :	490 mm
■ Hauteur :	880 mm
■ Sol-plateau :	110 mm
■ Batteries :	2x12V - 15 Ah
■ Rayon d'action :	16 km
■ Vitesse :	8 km/h
■ Puissance :	270W
■ Poids :	44,9 kg
■ Poids autorisé :	136 kg
■ Couleur :	bleu / vert rose / orange

Grâce à son faible rayon de braquage et ses dimensions, le **One** est un scooter d'intérieur compact, parfait pour les déplacements quotidiens, en intérieur mais aussi en extérieur aménagé. Étant entièrement démontable, le rangement ou les déplacements n'ont jamais été aussi faciles. Le One offre un siège pivotant, un affichage de la batterie et des accoudoirs relevables.

Déterminez votre propre look avec 4 couleurs interchangeables incluses.



Entièrement démontable sans outils supplémentaires.



** Rayon d'action maximum

ONE AIR+

scooter intérieur

■ Longueur :	1030 mm
■ Largeur :	490 mm
■ Hauteur :	880 mm
■ Sol-plateau :	110 mm
■ Batteries :	2x12V - 25 Ah
■ Rayon d'action :	30 km
■ Vitesse :	8 km/h
■ Puissance :	270W
■ Poids :	50 kg
■ Poids autorisé :	136 kg
■ Couleur :	bleu / vert rose / orange

Équipé d'une batterie **25A** et **pneumatiques** avec un distance de conduite jusqu'à **30 km!**

Déterminez votre propre look avec 4 couleurs interchangeables incluses.



Facilement transportable dans chaque type de véhicule.



Batteries de 25AH pour un plus grand rayon d'action.



** Rayon d'action maximum

ONE AIR+ SPRING

scooter intérieur

■ Longueur :	1030 mm
■ Largeur :	490 mm
■ Hauteur :	880 mm
■ Sol-plateau :	110 mm
■ Batteries :	2x12V - 20 Ah
■ Rayon d'action :	26 km
■ Vitesse :	8 km/h
■ Puissance :	270W
■ Poids :	42,35 kg
■ Poids autorisé :	136 kg
■ Couleur :	bleu / vert rose / orange

Équipé d'une batterie au **lithium** qui permet d'alléger considérablement le poids.



Les amortisseurs sur les roues et la suspension au bas du siège procurent une sensation de conduite plus agréable.



** Rayon d'action maximum

SCOOTERS



Ces images ne sont semblables qu'à des illustrations. Certaines fonctions peuvent être optionnelles ou différentes.



S.A. VERMEIREN S.A.
Vermeirenplein 1-15 - B-2920 Kalmthout
Belgique - Tél.: 03-620 20 20 - Fax: 03-666 48 94
info@vermeiren.be - www.vermeiren.be

E.R.: S.A. VERMEIREN S.A., Vermeirenplein 1/15 2920 Kalmthout - Belgique - 05/2025

** Le rayon d'action est calculé selon les normes européennes
* Vitesse et rayon d'action peuvent dévier (ca.15%).

CARPO 4
scooter extérieur

■ Longueur :	1450 mm
■ Largeur :	660 mm
■ Hauteur :	1350 mm
■ Sol-plateau :	200 mm
■ Batteries :	2x12V-80Ah
■ Rayon d'action :	50 km**
■ Vitesse :	15 km/h*
■ Poids autorisé :	150 kg
■ Couleur :	champagne



CARPO 4D
scooter extérieur

■ Longueur :	1450 mm
■ Largeur :	660 mm
■ Hauteur :	1350 mm
■ Sol-plateau :	200 mm
■ Batteries :	2x12V-80Ah
■ Rayon d'action :	50 km**
■ Vitesse :	15 km/h*
■ Poids autorisé :	150 kg
■ Couleur :	gris
■ Écran LCD	
■ Compteur kilométrique	



** Rayon d'action maximum

CERES SE
scooter extérieur

■ Longueur :	1300 mm
■ Largeur :	620 mm
■ Hauteur :	1280 mm
■ Sol-plateau :	175 mm
■ Batteries :	2x12V-50Ah
■ Rayon d'action :	30 km**
■ Vitesse :	15 km/h*
■ Poids autorisé :	140 kg
■ Couleur :	gris / rouge umbra gris / ivoire clair



CARPO 2 SE
scooter extérieur

■ Longueur :	1535 mm
■ Largeur :	660 mm
■ Hauteur :	1390 mm
■ Sol-plateau :	210 mm
■ Batteries :	2x12V-80Ah
■ Rayon d'action :	45 km**
■ Vitesse :	15 km/h*
■ Poids autorisé :	150 kg
■ Couleur :	gris / rouge umbra gris / ivoire clair



** Rayon d'action maximum

MERCURIUS 4D
scooter extérieur

■ Longueur :	1440 mm
■ Largeur :	680 mm
■ Hauteur :	1360 mm
■ Sol-plateau :	165 mm
■ Batteries :	2x12V-80Ah
■ Rayon d'action :	40 km**
■ Vitesse :	15 km/h*
■ Poids autorisé :	150 kg
■ Couleur :	champagne

Action prolongée en 3 couleurs
rafraichissantes comme le **ROUGE**,
le **BLEU** ou le **GRIS**. Profitez de cette
action temporaire et contactez
maintenant votre
distributeur.



ERIS 10 km/h
scooter in/extérieur

■ Longueur :	1185 mm
■ Largeur :	570 mm
■ Hauteur :	1150 mm
■ Sol-plateau :	145 mm
■ Batteries :	2x12V-50Ah
■ Rayon d'action :	37 km**
■ Vitesse :	10 km/h*
■ Poids autorisé :	140 kg
■ Couleur :	gris / rouge umbra gris / ivoire clair



** Rayon d'action maximum

CERES 4 Deluxe
scooter in/extérieur

■ Longueur :	1310 mm
■ Largeur :	610 mm
■ Hauteur :	1160 mm
■ Sol-plateau :	150 mm
■ Batteries :	2x12V-38Ah
■ Rayon d'action :	35 km**
■ Vitesse :	12 km/h*
■ Poids autorisé :	135 kg
■ Couleur :	champagne



CERES 3 Deluxe
scooter in/extérieur

■ Longueur :	1270 mm
■ Largeur :	610 mm
■ Hauteur :	1160 mm
■ Sol-plateau :	150 mm
■ Batteries :	2x12V-50Ah
■ Rayon d'action :	40 km**
■ Vitesse :	12 km/h*
■ Poids autorisé :	135 kg
■ Couleur :	champagne



** Rayon d'action maximum

OPTIONS



Options	1	2	3	4	5	6	7	8
Sedna								
One (Air*, Air* Spring)				●		●		
Carpo 4	●	●	●	S	●	●	●	●
Carpo 3D	●	●	●	S	●	●	●	●
Carpo 4D	●	●	●	S	●	●	●	●
Carpo 2 SE	●	●	●	S	●	●	●	●
Mercurius 4D	●	●	●	S	●	●	●	●
Ceres 4 Deluxe	●	●	●	S	●	●	●	●
Ceres SE	●	●	●	S	●	●	●	●
Eris				S		●		

S : standard - ● : compatible



Housse de pluie - Redesigned

La housse de pluie MOVO est facile à monter grâce à sa conception d'excellente qualité. Il offre une protection contre le soleil, la pluie, le froid et le vent tout en assurant une ventilation optimale.

Grâce à sa cabine pliable unique, vous n'avez pas besoin de la démonter. En fonction de la météo, vous pouvez ajuster la position du toit. Donc deux en un, une housse de pluie et une cabine grâce à Movo.

* Non compatible avec d'autres options



Installation ultra-rapide • Facile à installer
Design compact • Ultra-léger