



one

Scooter intérieur compact
 Idéel au quotidien
 Adapté à votre style

One est un scooter compact et élégant parfait pour une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur, adapté à votre style ! Léger et compact, **One** peut être utilisé pour de courts déplacements quotidiens, en intérieur comme en extérieur, restaurants, magasins et petits espaces. Ce scooter est entièrement démontable pour un transport ou un stockage faciles. Les 4 couleurs peuvent être facilement interchangeables pour obtenir un scooter personnalisé à tout moment.

one





Le scooter **One** vous offer une expérience inédite !

Adaptez le style de votre scooter à votre envie
du moments avec 4 couleurs incluses !

Votre scooter **One** est livré avec 4 couleurs
incluses, interchangeables et facile à changer
pour créer un look parfait à toute occasion en
quelques secondes. Le scooter One, 4 styles
incroyables pour une personnalisation ultime !

Sans outil





Facile à utiliser

Conçu avec un pivotement à 360° du siège et des accoudoirs rabattables pour assurer une accessibilité sans effort, permettant aux utilisateurs de monter et descendre facilement du scooter.



L'interface permet une utilisation facile et pratique avec un voyant indiquant le niveau de batterie.





Réglable

La position de conduite est ajustable grâce au réglage de la colonne de direction pour une utilisation confortable et optimale.



Compact et efficace

Démontable en quelques seconds, le **One** permet un stockage sans effort et facilite le transport pour pouvoir voyager.



Convient dans une petite voiture

Avec son rayon de braquage efficace de 115 cm, le scooter **One** est la solution de mobilité compacte et idéale pour des trajets quotidiens au supermarché, au restaurant et dans de petits espaces.





one

Scooter

3 VERSIONS



one

Votre companion du **quotidien**

8
km/h



Autonomie



16 km

15 Ah batterie
(24 V)

roues
à bandage





one+

Allez **plus loin**

8
km/h



Autonomie

30 km

25 Ah batterie
(24 V)

roues
à bandage





one air+

Allez plus loin avec confort

8
km/h



Autonomie

30 km

25 Ah batterie
(24 V)

roues
pneumatiques



one

Caractéristiques techniques

| | |
|--------------------|-------------|
| ■ Largeur totale | 490 mm |
| ■ Hauteur totale | 880 mm |
| ■ Longueur totale | 1030 mm |
| ■ Hauteur d'assise | 525-570 mm |
| ■ Turning radius | 1150 mm |
| ■ Batterie | 24V - 15 Ah |

| | |
|----------------------------------|-----------|
| ■ Rayon d'action | 16 km* |
| ■ Puissance | 270 W |
| ■ Vitesse | 8 km/h* |
| ■ Poids | 44,9 kg |
| ■ Poids maximum de l'utilisateur | 136 kg |
| ■ Information additionnelle | CE |

Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises: 15 mm et 1,5 kg
Sous réserve de modifications techniques. Ces images ne sont semblables qu'à des illustrations. Certaines fonctions peuvent être optionnelles ou différentes.
* Portée théorique, calculée conformément aux normes de l'UE dans des conditions idéales. Les vitesses et la portée peuvent varier (environ 15 %).

one+

one air+

Caractéristiques techniques

| | |
|--------------------|-------------|
| ■ Largeur totale | 490 mm |
| ■ Hauteur totale | 880 mm |
| ■ Longueur totale | 1030 mm |
| ■ Hauteur d'assise | 525-570 mm |
| ■ Turning radius | 1150 mm |
| ■ Batterie | 24V - 25 Ah |

| | |
|----------------------------------|-----------|
| ■ Rayon d'action | 30 km* |
| ■ Puissance | 270 W |
| ■ Vitesse | 8 km/h* |
| ■ Poids | 50 kg |
| ■ Poids maximum de l'utilisateur | 136 kg |
| ■ Information additionnelle | CE |

Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises: 15 mm et 1,5 kg
Sous réserve de modifications techniques. Ces images ne sont semblables qu'à des illustrations. Certaines fonctions peuvent être optionnelles ou différentes.
* Portée théorique, calculée conformément aux normes de l'UE dans des conditions idéales. Les vitesses et la portée peuvent varier (environ 15 %).

one



E.R.: **VERMEIREN GROUP**, Vermeirenplein 1/15 - 2920 Kalmthout - Belgique - 07/2024

VERMEIREN
we care for you