

OPTIONS



HOUSSE DE PLUIE

La housse de pluie MOVO est facile à monter grâce à sa conception d'excellente qualité. Il offre une protection contre le soleil, la pluie, le froid et le vent tout en assurant une ventilation optimale.

Grâce à sa cabine pliable unique, vous n'avez pas besoin de la démonter.

En fonction de la météo, vous pouvez ajuster la position du toit. Donc deux en un, une housse de pluie et une cabine grâce à Movo.

* Non compatible avec d'autres options



Installation ultra-rapide • Facile à installer
Design compact • Ultra-léger

OPTIONS	1	2	3	4	5	6	7	8
Sedna								
One							●	
One AIR+(SPRING)							●	
Carpo 3D	●	●	●	S	●	●	●	●
Carpo 4D	●	●	●	S	●	●	●	●
Carpo 2 SE	●	●	●	S	●	●	●	●
Mercurius 4D	●	●	●	S	●	●	●	●
Ceres 4 Deluxe	●	●	●	S	●	●	●	●
Ceres SE	●	●	●	S	●	●	●	●
Eris				S	●			

S : standard - ● : compatible



SEDNA PREMIUM

scooter pliable

- Longueur : 960 mm
- Largeur : 530 mm
- Hauteur : 870 mm
- Batteries : 24V - 10,5Ah
- Rayon d'action : 14 km**
- Vitesse : 6 km/h*
- Poids : 31,6 kg
- Poids sans batteries : 28,3 kg

- Poids autorisé : 115 kg
- Couleur(s) : rouge
- Standard avec accoudoirs et siège pivotant
- Options : sac pour courses



SEDNA est le scooter portable parfait car vous pouvez le plier en un seul mouvement. Poussez le pied sur la pédale, verrouillez-la et emportez-la avec vous. Également équipé d'un siège pivotant avec accoudoirs rabattables et réglables avec réflecteurs latéraux, une batterie au lithium amovible avec verrouillage antivol et des pneus pneumatiques.



sac pour les courses en option



commande facile à utiliser avec clé détachable



pneus gonflables pour plus de confort

** Rayon d'action maximum

ONE

scooter intérieur

- Longueur : 1030 mm
- Largeur : 490 mm
- Hauteur : 880 mm
- Sol-plateau : 110 mm
- Batteries : 2x12V - 15Ah
- Rayon d'action : 16 km**
- Vitesse : 8 km/h*
- Puissance : 270W
- Poids : 44,9 kg
- Poids autorisé : 136 kg
- Couleur(s) : bleu / vert rose / orange

Grâce à son faible rayon de braquage et ses dimensions, le **One** est un scooter d'intérieur compact, parfait pour les déplacements quotidiens, en intérieur mais aussi en extérieur aménagé. Étant entièrement démontable, le rangement ou les déplacements n'ont jamais été aussi faciles. Le One offre un siège pivotant, un affichage de la batterie et des accoudoirs relevables.

Déterminez votre propre look avec 4 couleurs interchangeables incluses.



entièrement démontable sans outils supplémentaires



** Rayon d'action maximum

ONE AIR+

scooter intérieur

- Longueur : 1030 mm
- Largeur : 490 mm
- Hauteur : 880 mm
- Sol-plateau : 110 mm
- Batteries : 2x12V - 25Ah
- Rayon d'action : 30 km**
- Vitesse : 8 km/h*
- Puissance : 270W
- Poids : 50 kg
- Poids autorisé : 136 kg
- Couleur(s) : bleu / vert rose / orange

Equipé d'une **batterie 25A** et **pneumatiques** avec un distance de conduite jusqu'à **30 km!**

Déterminez votre propre look avec 4 couleurs interchangeables incluses.



facilement transportable dans chaque type de véhicule



Batteries de 25AH pour un plus grand rayon d'action



** Rayon d'action maximum

ONE AIR+ SPRING

scooter intérieur

- Longueur : 1030 mm
- Largeur : 490 mm
- Hauteur : 880 mm
- Sol-plateau : 110 mm
- Batteries : 2x12V - 20Ah
- Rayon d'action : 26 km**
- Vitesse : 8 km/h*
- Puissance : 270W
- Poids : 42,35 kg
- Poids autorisé : 136 kg
- Couleur(s) : bleu / vert rose / orange

Équipé d'une **batterie au lithium** qui permet d'alléger considérablement le poids.



les amortisseurs sur les roues et la suspension au bas du siège procurent une sensation de conduite plus agréable.



** Rayon d'action maximum

KUARZ



VERMEIREN we care for you

KUARZ

scooter extérieur

- Longueur : 1505 mm
- Largeur : 680 mm
- Hauteur : 1345 - 1395 mm
- Batteries : 80 Ah - 12V gel
- Rayon d'action : 45 km**
- Vitesse : 15 km/h*
- Poids : 158 kg
- Poids autorisé : 150 kg
- Couleur(s) : vert arctique, or mat, rouge bourgogne, orange perlé, vert olive, gris froid
- Accessoires standard, panier, siège pivotant, 1 miroir
- Options : Miroir supplémentaire, MOVO housse de pluie, caméra de recul, housse de protection, enjoliveurs de roues colorés, coffre de rangement à l'arrière



Un scooter électrique moderne, c'est bien plus qu'un simple moyen d'aller d'un point A à un point B – c'est la liberté, la dignité et le style réunis.

Avec son design élégant et tendance, c'est le genre de véhicule dont on est fier, que ce soit pour rejoindre des amis autour d'un café, faire un peu de shopping ou profiter d'une promenade paisible au parc. C'est une manière d'avancer dans la vie avec confiance, en sachant que vous avez l'indépendance d'aller où vous voulez, quand vous le voulez.

Ce n'est pas seulement de la mobilité – c'est une amélioration de votre style de vie, alliant confort, praticité et une touche d'élégance qui transforme chaque trajet en une célébration !



*SBS: see and be seen - voir et être vu - technologie d'éclairage LED avancée

Dans notre film de présentation, nous avons voulu créer un lien entre le passé et le futur.

Les lignes et formes élégantes sont intemporelles – qu'il s'agisse d'un moyen de transport classique, conçu avec amour et soin, ou d'un design moderne et tendance pour un scooter électrique. Scannez le code QR et préparez-vous à découvrir le style et les sensations du Kuarz.



VERT OLIVE OR MAT ROUGE BOURGOGNE ORANGE PERLÉ VERT ARCTIQUE GRIS FROID

CARPO 4D

scooter extérieur

Écran LCD Batteries 80 Ah Couleur grise

- Longueur : 1450 mm
- Largeur : 660 mm
- Hauteur : 1350 mm
- Sol-plateau : 200 mm
- Batteries : 2x12V - 80Ah
- Rayon d'action : 45 km**
- Vitesse : 15 km/h*
- Poids autorisé : 150 kg
- Couleur(s) : gris
- Écran LCD
- Compteur kilométrique



anti-basculement, pare-chocs et feux arrière



commande compacte et claire



** Rayon d'action maximum

CERES SE

scooter extérieur

- Longueur : 1300 mm
- Largeur : 620 mm
- Hauteur : 1280 mm
- Sol-plateau : 175 mm
- Batteries : 2x12V - 50Ah
- Rayon d'action : 30 km**
- Vitesse : 15 km/h*
- Poids autorisé : 140 kg
- Couleur(s) : gris / rouge umbra gris / ivoire clair



- Longueur : 1535 mm
- Largeur : 660 mm
- Hauteur : 1390 mm
- Sol-plateau : 210 mm
- Batteries : 2x12V - 80Ah
- Rayon d'action : 45 km**
- Vitesse : 15 km/h*
- Poids autorisé : 150 kg
- Couleur(s) : gris / rouge umbra gris / ivoire clair



** Rayon d'action maximum

MERCURIUS 4D

scooter extérieur

- Longueur : 1440 mm
- Largeur : 680 mm
- Hauteur : 1360 mm
- Sol-plateau : 165 mm
- Batteries : 2x12V - 80Ah
- Rayon d'action : 40 km**
- Vitesse : 15 km/h*
- Poids autorisé : 150 kg
- Couleur(s) : champagne



Disponible en 3 couleurs supplémentaires : ROUGE, GRIS ou BLEU. Renseignez-vous auprès de votre revendeur local.



ERIS

scooter in / extérieur

- Longueur : 1185 mm
- Largeur : 570 mm
- Hauteur : 1150 mm
- Sol-plateau : 145 mm
- Batteries : 2x12V - 50Ah
- Rayon d'action : 37 km**
- Vitesse : 10 km/h*
- Poids autorisé : 140 kg
- Couleur(s) : gris / rouge umbra gris / ivoire clair



** Rayon d'action maximum

CERES 4 Deluxe

scooter in / extérieur

- Longueur : 1310 mm
- Largeur : 610 mm
- Hauteur : 1160 mm
- Sol-plateau : 150 mm
- Batteries : 2x12V - 38Ah
- Rayon d'action : 35 km**
- Vitesse : 12 km/h*
- Poids autorisé : 135 kg
- Couleur(s) : champagne



CERES 3 Deluxe

scooter in / extérieur

- Longueur : 1270 mm
- Largeur : 570 mm
- Hauteur : 1160 mm
- Sol-plateau : 150 mm
- Batteries : 2x12V - 50Ah
- Rayon d'action : 40 km**
- Vitesse : 12 km/h*
- Poids autorisé : 135 kg
- Couleur(s) : champagne



** Rayon d'action maximum



VERMEIREN we care for you

S.A. VERMEIREN sa
Vermeirenplein 1-15 - B-2920 Kalmthout
Belgique - Tél.: 03-620 20 20 - Fax: 03-666 48 94
info@vermeiren.be - www.vermeiren.be

** Le rayon d'action est calculé selon les normes européennes
* Vitesse et rayon d'action peuvent varier (ca. 15%).

E.R. - VERMEIREN group - Vermeirenplein 1/15 - 2920 Kalmthout - Belgique - ©B Scooters W.L. 2022-03 v.1.0