

Easy Life





Jinny

Toute notre gamme d'assises de bain est conçue pour une utilisation dans une salle d'eau, une douche, une baignoire ou tout autre endroit humide. Les embouts en caoutchouc de chaque pied créent une sécurité et une stabilité parfaites.

largeur: 350 mm

profondeur: 350 mm

hauteur siège: 330 mm - 510 mm

diamètre siège: 320 mm

poids: 1,5 kg

poids utilisateur: 150 kg



Lilly



Alliez confort et sécurité avec nos chaises de bain Lilly et Jill. Vous apprécierez leur surface antidérapante sur l'assise et le dossier.

largeur: 510 mm
profondeur: 510 mm
hauteur: 770 - 870 mm
hauteur dossier: 430 mm
largeur siège: 510 mm
hauteur siège: 360 - 460 mm
poids: 3 kg
poids utilisateur: 150 kg

Jill



largeur: 510 mm
profondeur: 420 mm
hauteur siège: 350 - 530 mm
largeur siège: 510 mm
poids: 2 kg
poids utilisateur: 150 kg



Melbourne



largeur: 480 mm
profondeur: 560 mm
hauteur: 720 - 820 mm
hauteur dossier: 370 mm
largeur siège: 410 mm
hauteur siège: 340 - 440 mm
poids: 2,8 kg
poids utilisateur: 150 kg

Sidney

largeur: 500 mm
profondeur: 520 mm
hauteur siège: 340 - 440 mm
largeur siège: 410 mm
poids: 2 kg
poids utilisateur: 150 kg



Lola - Lory



Lola et Lory sont deux sièges de bains confortables, ajustables en hauteur avec un repose pieds. Le siège peut facilement être ajusté en hauteur par une pression sur le bouton placé entre les pieds du siège. Pour le rangement, les 4 pieds peuvent être rangés vers l'intérieur, en position minimale.

largeur : 450 mm
profondeur : 450 mm
hauteur siège: 360 - 520 mm
largeur siège: 450 mm
poids: 2,1 kg
poids utilisateur: 130 kg

○

largeur: 450 mm
profondeur: 450 mm
hauteur: 690 - 790 mm
hauteur siège: 360 - 520 mm
largeur siège: 450 mm
poids: 2,85 kg
poids utilisateur: 130 kg



Laly

Salle de bain fonctionnelle ou chaise de douche. Facile à entretenir et à plier après usage. Les 4 jambes sont réglables en hauteur selon votre taille.



largeur: 510 mm
profondeur: 570 mm
hauteur: 880 - 1000 mm
hauteur siège: 370 - 530 mm
largeur siège: 420 mm
poids: 3,8 kg
poids utilisateur: 130 kg

Kate



largeur: 830 mm
profondeur: 610 mm
hauteur: 800 - 910 mm
hauteur dossier: 370 mm
largeur siège: 690 mm
hauteur siège: 470 - 580 mm
poids: 4,5 kg
poids utilisateur: 150 kg

Vicky

Planche de transfert



largeur: 350 mm
profondeur: 730 mm
hauteur: 100 mm
poids: 2,65 kg
poids utilisateur: 130 kg

Vera

Planche de transfert avec système de rotation 360°



largeur: 354 mm
profondeur: 728 mm
hauteur: 70 mm
siège ø: 321 mm
poids: 3,75 kg
poids utilisateur: 130 kg



Ivy



Fonctionnelle et robuste, cette poignée pour baignoire apporte facilité et sécurité.

Ivy est facile et rapide à installer notamment grâce à son système de fixation ajustable.

largeur: 180 mm

profondeur: 230 mm

hauteur: 480 mm

ajustement du système de fixation: 60 - 115 mm

poids: 1,6 kg

poids utilisateur: 130 kg

Paris



Siège de bain pivotant à 360° pour faciliter l'utilisation et les transferts. S'adapte à la plupart des baignoires du marché grâce à son système de fixation. Supports et poignées antidérapants.

largeur: 721 mm

profondeur: 515 mm

hauteur: 560 mm

profondeur siège: 370 mm

largeur siège: 410 mm

poids: 6,65 kg

poids utilisateur: 130 kg

Magda

Un fauteuil de bain pivotant
(360°) pour faciliter les transferts.
Un système de montage universel
et un siège antidérapant pour offrir
sécurité et stabilité.

largeur: 735-785 mm
profondeur: 535 mm
hauteur: 530 mm
profondeur siège: 360 mm
largeur siège: 440 mm
poids: 4,2 kg
poids utilisateur: 130 kg





Grace & Iris



Ce siège mural amovible de douche est idéalement conçu. Les deux poignées ainsi que son système de réglage en hauteur sont très appréciables. Installation facile (plaque métal à fixer au mur)

largeur: 480 mm
profondeur: 410 mm
hauteur: 420 - 530 mm
largeur siège: 480 mm
hauteur siège: 380 - 490 mm
poids: 3 kg
poids utilisateur: 130 kg

La barre d'appui rabattable Iris a été dessinée pour vous aider à vous relever de vos toilettes.

Elle est rabattable vers le haut et un support de rouleau papier toilette y est intégré.



largeur: 100 mm
longueur: 740 mm
hauteur: 230 mm
poids: 1,8 kg
poids utilisateur: 130 kg



Liddy



Le cadre de toilettes Liddy apporte un confort supplémentaire à vos WC. Réglable en hauteur et facile d'utilisation.

largeur: 560 - 660 mm
profondeur: 470 mm
hauteur: 630 - 740 mm
poids: 1,45 kg
poids utilisateur: 130 kg

Tina & Stacy



Le rehausse toilettes Tina vous permet de réhausser vos toilettes de 120 mm, pour ainsi rendre facile l'assise et le levé.

largeur: 520 mm
profondeur: 430 mm
hauteur: 380 mm
largeur siège: 450 mm
poids: 2,5 kg
poids utilisateur: 130 kg
possible sur toilettes de longueur intérieure de 290 à 380 mm



largeur: 570 mm
profondeur: 530 mm
largeur siège: 450 mm
hauteur siège: 440 - 590 mm
hauteur des accoudoirs: 230 mm
hauteur totale: 800 - 950 mm
poids: 8,6 kg
poids utilisateur: 130 kg



Ina

Les barres d'appui sont disponibles dans différentes tailles de 300 à 600 mm.

Vous pouvez les utiliser n'importe où, notamment dans des endroits humides.



Izzie

Les barres d'appui sont disponibles dans différentes tailles de 300 à 800 mm, avec une exception pour les barres Izzie R et Izzie L, qui sont des barres coudées. Vous pouvez les utiliser n'importe où, notamment dans des endroits humides.

Izzie 300, 400, 450, 600, 800 mm

poids: 0,4 - 0,45 - 0,5
0,55 - 0,75 kg


Izzie L/R (L: gauche / R: droite)

longueur: 840 mm

hauteur: 480 mm

profondeur: 70 mm

poids: 1,1 kg



Pédalier

Rester en mouvement à la maison avec un pédalo totalement pliable. Livré avec un compteur de calories.

Kim

largeur: 395 mm
longueur: 500 mm
hauteur: 300 mm
hauteur démonté: 160 mm
poids: 2,3 kg
poids autorisée: 50 kg



Un pédalo vous permet de continuer à bouger et rester en forme lorsque les promenades quotidiennes ou le vélo ne sont plus possibles.

Nathalie

largeur: 400 mm
longueur: 530 mm
hauteur: 260 mm
hauteur démonté: 240 mm
poids: 1,95 kg
poids autorisée: 50 kg



Nicky

Les pinces de préhension Nicky ont été pensées pour une assistance quotidienne à ramasser ou attraper des objets sans se baisser. Le bout de ces pinces est équipé d'un aimant, d'une protection en mousse et d'une vis crochet. Cela vous aidera à ramasser de petits objets magnétiques tels que vos clés, ou des pièces de monnaie.

largeur: 12 mm
longueur: 760 mm
hauteur: 110 mm
poids: 0,15 kg
couleurs: noir, rouge, vert ou bleu



Twist

Pour l'utilisation de tous types de chaises ou sièges de base, tounez-vous sur 360°

épaisseur: 50 mm
diamètre: 400 mm
poids utilisateur: 120 kg



Cannes

Vermeiren vous propose une large gamme de cannes à utilisation intérieure ou extérieure. Du modèle pliant au modèle fixe, choisissez le modèle et la couleur qui vous correspondent le mieux, et appréciez vos déplacements.

Ashley Moyenne & Grande (hauteur ajustable)
hauteur de 1140 mm à 1340 mm (Grande)
hauteur de 1340 mm à 1540 mm (Moyenne)
poids utilisateur: 120 kg



Zoë:
hauteur de
750 mm à 980 mm
poids: 0,60 kg
poids utilisateur: 130 kg



Beatrix 0,35 kg
Betty 0,40 kg
Bonny 0,35 kg
Britney 0,35 kg
Mary 0,40 kg
Maud 0,40 kg
Mona 0,35 kg
Monica 0,35 kg

hauteur: de 790 mm à 1020 mm
(hauteur min. - max.)
cannes pliantes ou fixes



Beatrix Betty Bonny Britney
pliantes, poids utilisateur 100 kg

Mary Maud Mona Monica
fixes, poids utilisateur 130 kg



Flora 1 Flora 2 Flora 3
pliantes, poids utilisateur 100 kg
hauteur de 840 mm à 940 mm



Marylin

Deux en un. Marylin n'est pas seulement une canne mais aussi un parapluie. Quand il pleut, il suffit de déplier le parapluie et votre canne se transforme en protection contre le gouttes.

hauteur de 870 mm
à 920 mm
poids utilisateur: 130 kg



Stephanie

hauteur du positionnement
de la main: de 740 à 980 mm
poids: 0,55 kg
poids utilisateur: 130 kg

Electra

Canne fixe avec éclairage LED
et avertissement sonore

largeur: 160 mm
hauteur 775 mm à 1000 mm
longueur poignée: 120 mm
poids: 0,35 kg
poids utilisateur: 120 kg



rouge



violet



Rollator

Un déambulateur ou un Rollator est idéal pour les personnes souhaitant une assistance à la marche.

Vous apprécierez prendre un moment de repos pendant votre déplacement, emmener des provisions sur votre plateau ou dans le panier.

Quadri-light

largeur: 650 mm
hauteur: 805 - 930 mm
profondeur: 700 mm
hauteur siège: 610 mm
largeur siège: 450 mm
poids: 7,2 kg
poids utilisateur: 130 kg
couleur: gris



Quadri light avec sac de transport en option qui peut également être monté sur l'avant.



Cadeo

largeur: 590 mm
hauteur: 800 - 910 mm
profondeur: 600 mm
hauteur siège: 540 mm
largeur siège: 450 mm
poids: 5,5 kg
poids utilisateur: 90 kg
couleur: bleu



Quava

largeur: 655 mm
hauteur: 830 - 955 mm
profondeur: 710 mm
hauteur siège: 540 mm
largeur siège: 450 mm
poids: 7,7 kg
poids utilisateur: 136 kg
couleur: rouge



ECO-plus

largeur: 610 mm
hauteur: 845 - 985 mm
profondeur: 680 - 795 mm
hauteur siège: 540 mm
largeur siège: 450 mm
poids: 7,2 kg
poids utilisateur: 136 kg
couleurs: gris argent, bleu



286B Carbon

largeur : 605 mm
hauteur: 770 - 1010 mm
profondeur: 645 mm
hauteur siège: 610 mm
largeur siège: 400 mm
poids: 11 kg
poids utilisateur: 120 kg
couleur: gris



ECO-light

largeur : 600 mm
hauteur : 820 - 950 mm
profondeur : 760 mm
hauteur siège: 550 mm
largeur siège: 410 mm
poids: 7,6 kg
poids utilisateur: 120 kg
couleur: champagne



Four-light

largeur: 660 mm
hauteur: 870 - 990 mm
profondeur: 750 mm
hauteur siège: 550 mm
largeur siège: 450 mm
poids: 8,45 kg
poids utilisateur: 130 kg
couleur: gris, orange, blanc



Mini

hauteur: 460-570 mm
profondeur: 740 mm
profondeur plié: 200 mm
largeur de la base: 530 mm
largeur entre les poignées: 340 mm
poids: 4,75 kg
poids max. utilisateur: 50 kg



Medium

hauteur: 470-600 mm
profondeur: 900 mm
profondeur plié: 170 mm
largeur de la base: 550 mm
largeur entre les poignées: 360 mm
poids: 5 kg
poids max. utilisateur: 65 kg



Large

hauteur: 600-730 mm
profondeur: 960 mm
profondeur plié: 210 mm
largeur de la base: 590 mm
largeur entre les poignées: 400 mm
poids: 5,7 kg
poids max. utilisateur: 80 kg



X-large

hauteur: 720-900 mm
profondeur: 1020 mm
profondeur plié : 210 mm
largeur de la base: 630 mm
largeur entre les poignées: 430 mm
poids: 6,4 kg
poids max. utilisateur: 90 kg



Streeter

Le Streeter Vermeiren a été développé pour faciliter l'apprentissage et le réapprentissage de la marche. Le système de roues anti-retour empêche le recul du Streeter et encourage l'utilisateur à aller de l'avant.

Lyna II



Lyna II (modèle articulé)

largeur: 560 mm
profondeur: 470 mm
profondeur plié: 120 mm
hauteur: 780 - 995 mm
poids: 2,65 kg
poids utilisateur: 130 kg

Lindsey

Lindsey

largeur: 590 mm
profondeur: 540 mm
profondeur plié: 120 mm
hauteur: 790 - 970 mm
poids: 2,75 kg
poids utilisateur: 130 kg



Options



Hygiène

Vermeiren offre une large gamme de chaises percées, fixes ou roulantes.

Pratiques et confortables, elles assurent une sensation agréable et naturelle.

9062

largeur: 620 mm
profondeur: 610 mm
hauteur: 950 mm
hauteur des accoudoirs: 230 mm
hauteur du dossier: 400 mm
hauteur d'assise: 510 mm
profondeur d'assise: 470 mm
largeur d'assise: 460 mm
poids: 8,7 kg
poids utilisateur: 120 kg



139E

largeur: 560 mm
profondeur: 820 mm
hauteur: 950 mm
hauteur des accoudoirs: 226 mm
hauteur du dossier: 375 mm
hauteur d'assise: 528 mm
profondeur d'assise: 420 mm
largeur d'assise: 420 mm
poids: 13 kg
poids utilisateur: 120 kg



9062 XXL

largeur: 780 mm
profondeur: 665 mm
hauteur: 950 mm
hauteur des accoudoirs: 180 mm
hauteur du dossier: 400 mm
hauteur d'assise: 500 mm
profondeur d'assise: 540 mm
largeur d'assise: 600 mm
poids: 15 kg
poids utilisateur: 175 kg



Eagle 620-625



Vermeiren a dessiné ce lève personne pour que fonctionnalité, sécurité, fiabilité soient concentrés dans le Eagle.

Ses roues haute qualité de 100 mm lui permettent une maniabilité parfaite pour une utilisation à domicile ou en foyer.



Options


Système de pesée
Sangles

Poids utilisateur
Eagle 620 : 150 kg
Eagle 625 : 175 kg

CONFORT

Disponible en
M - L - XL (solid & net)


	A	B	C	D	E
M	750	350	470	270	400
L	820	380	490	400	400
XL	900	430	590	400	400



STANDARD

Disponible en
M - L - XL (solid & net)


	A	B	C	D
M	740	370	430	400
L	790	420	480	430
XL	850	480	520	450



HYGIENIQUE

Disponible en
M - L - XL (solid & net)

	A	B	C	D
M	740	220	580	410
L	780	260	660	470
XL	860	310	710	500



Albatros

Taille de la sangle

Disponible en
M - XL (solid & net)

M	XL
40 - 120 kg	100 - 200 kg


Poids utilisateur
Albatros: 150 kg



Accessibilité

La solution à toutes les situations.

Tout ce dont vous avez besoin est de mesurer la marche ou l'obstacle que vous souhaitez franchir, et choisir le kit ramp qui convient. Également disponible pour les petites hauteurs de 10 à 16 mm.



Modèle	Longueur	Largeur	Hauteur	Poids	Poids max.
Kit n°.1	260 mm	750 mm	10 à 40 mm	1,3 kg	200 kg
Kit n°.2	510 mm	750 mm	45 à 75 mm	4,3 kg	200 kg
Kit n°.3	760 mm	750 mm	75 à 115 mm	9,2 kg	200 kg
Kit n°.4	1010 mm	750 mm	115 à 150 mm	15,8 kg	200 kg
Rampes	1060 - 1900 mm	250 mm	50 mm	2 x 7 kg	220 kg
Télescopiques	1660 - 3130 mm	250 mm	50 mm	2 x 10 kg	220 kg

Les kits 2,3 et 4 sont livrés avec un CD Rom d'installation.

V-drive



Le V-Drive rend les déplacements en fauteuil roulant très simples. En effet, l'accompagnateur se laisse guider par le V-Drive, pour qui monter des pentes ou passer des inégalités de terrain ne posent aucun problème.

Il existe 2 versions: la version standard pour les personnes jusque 135 kg et la version Heavy-Duty pour les personnes jusqu'à 200 kg.

largeur de siège: 390 à 480 mm
(500 à 600 mm H.D.)
vitesse maxi: 6 km/h
pente maxi supportée: 8°
rayon d'action: 15 km
puissance: 150 W (200 W H.D.)
batteries: 2 x 12 V 12 Ah
poids: 11,8 kg (sans batterie) 8,2 kg (H.D.)
poids utilisateur: 135 kg (200 kg modèle H.D.)

Normandie

Pour un confort optimum à domicile ou en foyer, les fauteuils de repos sont disponibles dans plusieurs configurations, et une large gamme d'options vous est proposée.

Porte-Sérum, appui-tête, tablette, manchettes de prélèvement... Faites votre propre choix parmi ces coloris et options disponibles.

Disponible avec dossier fixe, dossier inclinable ou version XXL.



Dossier inclinable/repose-jambes
largeur: 660 mm
longueur: 750 mm
hauteur: 1200 mm
hauteur dossier: 780 mm
largeur d'assise: 540 mm
hauteur d'assise: 510 mm
poids: 26 kg
poids utilisateur: 130 kg



Alesia

largeur: 700 mm
hauteur: 1330 mm
longueur: 800 mm
hauteur des accoudoirs: 0 - 270 mm
hauteur du dossier: 800 mm
hauteur d'assise: 530 mm
profondeur d'assise: 480 mm
largeur d'assise: 540 mm
inclinaison dossier: 30°
inclinaison d'assise: 12°
poids: 33 kg
poids utilisateur: 140 kg





Skai

Tissu



Le fauteuil releveur Ontario vous offre dans un premier temps un confort optimal pour vous relaxer grâce à son relève-jambes et vous permet également de vous aider à passer de la position assise à la position debout sans le moindre effort.

Ontario II (la version 2 moteurs) vous permet d'avoir une indépendance totale entre le dossier et le relève-jambes. Vous pouvez ainsi utiliser le relève-jambes sans incliner le dossier, et vis versa.

ONTARIO I ONTARIO II

largeur:	800 mm	845 mm
largeur d'assise:	465 mm	480 mm
hauteur des accoudoirs:	150 mm	140 mm
hauteur d'assise:	500 mm	500 mm
hauteur totale:	1160 mm	1145 mm
longueur totale:	840 mm	960 mm
profondeur d'assise:	450 mm	530 mm
hauteur du dossier:	695 mm	670 mm
poids:	49,6 kg	53,3 kg
poids utilisateur:	150 kg	150 kg



Fauteuils Releveurs

Ces modèles de fauteuils sont comme l'Ontario des fauteuils releveurs prévus pour la relaxation et également pour aider à se relever. La différence est que ceux-ci peuvent se mettre à une distance minimale de 100 mm d'un mur et peuvent ainsi s'incliner totalement sans devoir les déplacer.

MONTREAL

largeur: 850 mm

largeur d'assise: 485 mm

hauteur des accoudoirs: 150 mm

hauteur d'assise: 500 mm

hauteur totale: 1140 mm

longueur totale: 830 mm

profondeur d'assise: 510 mm

hauteur du dossier: 700 mm

poids: 54 kg

poids utilisateur: 150 kg



Skai



Tissu




Lits

Le lit Luna combine élégance et haute qualité. Il est équipé d'origine de 4 parties électriques contrôlables par télécommande, et de barrières latérales en bois. Une potence est également prévue pour plus de confort.

LUNA 2 BASIC

largeur: 1015 mm
longueur: 2170 mm
hauteur min.: 335/400 mm
hauteur max.: 745/810 mm
inclinaison relève-buste: 83°
plicature genoux: -14,8°
inclinaison relève-jambes: 31,7°
poids utilisateur: 140 kg



LUNA 2

largeur: 1020 mm
longueur: 2170 mm
hauteur min.: 335/400 mm
hauteur max.: 745/810 mm
inclinaison relève-buste: 83°
plicature genoux: -14,8°
inclinaison relève-jambes: 31,7°
poids utilisateur: 140 kg



385

largeur: 460 mm
longueur : 590 mm
longueur (table dépliée): 1250 mm
hauteur: 910 mm
poids: 35 kg




PRATIC

largeur: 1030 mm
longueur: 2080 mm
hauteur min.: 360 mm
hauteur max.: 790 mm
inclinaison relève-buste: 83°
plicature genoux: 31,7°
inclinaison relève-jambes: -14,8°
poids utilisateur: 135 kg

LUNA 2 ULTRALOW

largeur: 1025 mm
longueur : 2180 mm
hauteur min.: 205 mm
hauteur max.: 615 mm
inclinaison relève-buste: 83°
plicature genoux: -14,8°
inclinaison relève-jambes: 31,7°
poids utilisateur: 140 kg



ILLICO

largeur: 1024 mm
longueur: 2080 mm
hauteur min.: 298 mm
hauteur max.: 828 mm
inclinaison relève-buste: 70°
plicature genoux: -17°
inclinaison relève-jambes: 36,8°
poids utilisateur: 140 kg

377

hauteur: 650 - 940 mm
longueur: 810 mm
largeur: 430 mm
plié: 570 x 850 mm
grande tablette: 620 x 410 mm
charge grande tablette: max. 10 kg



S.A. Vermeiren S.A.

Vermeirenplein 1-15

2920 Kalmthout

Belgique

Tel: 00 32 (0)3 620 20 20

Fax: 00 32 (0)3 666 48 94

info@vermeiren.be



Visitez notre website: www.vermeiren.be

Distribué par:

VERMEIREN
Pour plus de mobilité