



PLEGO

Plego est un fauteuil roulant électrique pliant conçu pour un transport facile et compact pour tenir dans un coffre de voiture. Avec Plego vous pouvez profiter d'une mobilité à l'extérieur avec une vitesse jusqu'à 6km/h



Agence de Phalempin :
Tel : 03.28.55.07.98
Fax: 03.20.90.28.89
Agence de Cournon :
Tel : 04.73.60.82.40
Fax: 04.73.77.95.94

Date et achat de la société :

Prescription Médicale :

VHP, PROPULSION ELECTRIQUE, A DOSSIER NON INCLINABLE, VERMEIREN non-inclinable code LPP : 9122124

| | Prix Public HT | Prix Public TTC | LPP | Photo |
|--|--|-----------------|-------------------------|-------|
| Configuration Standard | | | | |
| S = Standard O = choix sans surcoût □ = choix avec surcoût | | | | |
| Plego en exécution standard | <input checked="" type="checkbox"/> 2 561,91 € | 2 702,81 € | LPP 9122124 2702,81€ | |

STANDARD

| | | S | - | - | - |
|---------------------|---|---|---|---|---|
| | Palette centrale | S | - | - | - |
| | Accoudoirs rabattables pour les transferts | S | - | - | - |
| Hauteur d'assise | 48 cm (sans coussin) | S | - | - | - |
| Largeur d'assise | 46 cm | S | - | - | - |
| Profondeur d'assise | 43 cm | S | - | - | - |
| Hauteur de dossier | 46 cm | S | - | - | - |
| B24DL 5cm | Coussin d'assise 5cm - revêtement 3D Net noir | S | - | - | - |
| B58 | Ceinture de sécurité | S | - | - | - |
| B78 | Roulettes anti-bascules | S | - | - | - |
| C75 | Châssis noir mat | S | - | - | - |
| L46 | Dossier réglable en tension (4 sangles) | S | - | - | - |
| SE01 | Gardes-boue | S | - | - | - |
| Roues avant | 200 x 50 PU Noir | S | - | - | - |
| Roues arrières | 12" PU Noir | S | - | - | - |

Besoin d'un PLEGO en urgence ?

PLEGO STOCK - LIVRAISON EXPRESS



- Assise :
Largeur 46 cm
Profondeur 43cm
Hauteur 48 cm
Coussin B24DL
- Commande à droite
- Coloris Noir
- Batterie 12,8 Ah - 24V
- Roues avant et arrière bandage

Prix Public HT : **2561,91€**
Prix Public TTC : **2702,81€**
LPP (code 9122124*) : **2702,81€**



JE PASSE COMMANDE




ref 4060062

| COMMANDE | | | | | | | |
|----------|---|----------------------|--------------------------|---------|---------|-----------------------|--|
| | Standard | O Gauche O Droite | S | - | - | - | |
| SE08 | Fixation de commande à l'arrière (sur dossier) | | <input type="checkbox"/> | 84,85 € | 89,52 € | LPP 9322410 35,71€ | |
| SE53 | Pantographe | O Gauche O Droite | <input type="checkbox"/> | 75,00 € | 79,13 € | - | |

| BATTERIE | | | | | | | |
|----------|----------------------|--|--------------------------|----------|----------|---|--|
| | 12.8 Ah - 24V Li-ion | | S | - | - | - | |
| | 17.5 Ah - 24V Li-ion | | <input type="checkbox"/> | 242,42 € | 255,75 € | - | |

| COLORIS | | | | | | | |
|---------|---------------------------|--|--------------------------|---------|---------|--|--|
| | Accents de couleur | | | | | | |
| C77 | Noir brillant | | <input type="radio"/> | - | - | | |
| C4G | Rouge brillant | | <input type="checkbox"/> | 39,00 € | 41,15 € | | |
| C56G | Bleu métallique brillant | | <input type="checkbox"/> | 39,00 € | 41,15 € | | |
| C52 | Turquoise brillant | | <input type="checkbox"/> | 39,00 € | 41,15 € | | |
| C87G | Orange brillant | | <input type="checkbox"/> | 39,00 € | 41,15 € | | |
| C88G | Or Brillant | | <input type="checkbox"/> | 39,00 € | 41,15 € | | |

| ROUES | | | | | | | |
|-------|---|--|--------------------------|----------|----------|---|--|
| | Roues PU bandages sur les 4 roues | | S | - | - | - | |
| | Roues Gonflables à l'avant et PU bandages à l'arrière | | <input type="checkbox"/> | 75,00 € | 79,13 € | - | |
| | Roues Gonflables à l'avant et à l'arrière | | <input type="checkbox"/> | 119,00 € | 125,55 € | - | |

| APPUI-TÊTE | | | | | | | |
|------------|--|--|--------------------------|----------|----------|---|---|
| L55B | Appui-nuque ajustable en Nylon | | <input type="checkbox"/> | 79,00 € | 83,35 € | - |  |
| L58 | Appui-tête ajustable en hauteur et profondeur | | <input type="checkbox"/> | 171,91 € | 181,37 € | - |  |
| L58C | Appui-tête ajustable en hauteur, profondeur et translation | | <input type="checkbox"/> | 314,82 € | 332,14 € | - |  |

| OPTIONS | | | | | | | |
|---------|---|--|--------------------------|----------|----------|---|--|
| SE19 | Kit éclairage NOUVEAU | | <input type="checkbox"/> | 292,00 € | 308,06 € | - | |
| B20 | Ceinture de sécurité additionnelle | | <input type="checkbox"/> | 33,44 € | 35,28 € | - | |
| B24DLVI | Coussin d'assise confort à mémoire de forme | | <input type="checkbox"/> | 90,00 € | 94,95 € | - | |
| B31 | Porte-béquille | | <input type="checkbox"/> | 85,82 € | 90,54 € | | |
| B63 | Pochette de rangement derrière le repose-pieds | | <input type="checkbox"/> | 99,00 € | 104,45 € | | |
| B64 | Sac de rangement sous le siège | | <input type="checkbox"/> | 112,00 € | 118,16 € | | |
| E SE 45 | Bâche de protection PLEGO | | <input type="checkbox"/> | 99,00 € | 104,45 € | | |
| | Batterie additionnelle 12.8 Ah (sans chargeur) | | <input type="checkbox"/> | 440,48 € | 464,71 € | - | |
| | Batterie additionnelle 17.5 Ah (sans chargeur) | | <input type="checkbox"/> | 630,95 € | 665,65 € | - | |
| | Chargeur additionnel (identique pour les 2 batteries) | | <input type="checkbox"/> | 100,00 € | 105,50 € | - | |

RAMPES

| | | | | | | |
|-----|--------------------------------------|--------------------------|----------|----------|---|--|
| 692 | Paire de Rampes pliables 692 (180cm) | <input type="checkbox"/> | 329,00 € | 347,10 € | - | |
|-----|--------------------------------------|--------------------------|----------|----------|---|--|

TOTAL :**Commentaire :**