

V-Drive - système d'assistance motorisée



Agence de Phalempin : Agence de Cournon :

☎ : 03.28.55.07.98

☎ : 04.73.60.82.40

☎ : 03.20.90.28.89

☎ : 04.73.77.95.94

Date et cachet de la société



- Facile à monter ou à démonter pour le transport, la commande s'installe au choix à droite ou à gauche.
- Il est très simple d'utilisation et apporte un grand confort à la tierce personne pour le passage des inégalités de terrain ou pour monter les pentes (inclinaison maximum de 8°).
- Sa vitesse est réglable jusqu'à 6,4 km/h et si vous ne souhaitez plus l'utiliser en cours de route, il vous suffit d'attacher la sangle à la poignée.
- Il existe en 2 versions, la version standard pour les personnes jusqu'à 135 kg et la version Heavy-Duty pour les personnes jusqu'à 200 kg.
- Ce système est possible sur une grande partie de notre gamme.
- De plus, si vous commandez le V-Drive avec un fauteuil, la TVA passe à 5,5% au lieu de 20%

Modèle	Charge max (fauteuil inclus)	Prix Public HT	Quantité Commandée
Modèle Standard 1905383	135kg	1 250,80 €	
Modèle HD Heavy Duty 1905811	200kg	1 376,94 €	

Tableau de compatibilité avec les fauteuils **VERMEIREN** :

Modèle de fauteuil	Compatible ? (oui/non)
708D / 708 D T30	oui
Bobby	non
D200 / D200 30°	oui
Eclips XXL	non
Inovys II Evo / Inovys II-E Evo	non
Sagitta	non
Trigo	non
V300 / V300 30° / V300 XXL	oui
V500 / V500 30° / V500 Light / V500 30° light	oui
V500 XR	non
Fauteuils Manuels Enfants	non

Pour la compatibilité avec d'anciens modèles, nous contacter.