



CORAILLE

Fauteuil équipé d'un coussin d'assise anti-escarres. Hauteur de dossier de 80 cm. Structure en acier avec peinture Epoxy. Equipé de 2 petites roues avant et 2 grandes roues arrière avec freins à tambours. Le dossier et les accoudoirs sont composés d'une mousse haute résilience et d'un revêtement soft pour un confort maximum. Livré avec appui-tête, hamais et repose-jambes réglables en inclinaison par vérin. Repose-pieds réglable en hauteur avec palette séparées rabattables.
Poids maxi utilisateur : 120 kg

* Prescription Médicale :

- Siège de série, siège coquille
Code LPP 6222612*

- Tablette amovible
Code LPP 6222776*



Agence de Phalempin :

Tel : 03.28.55.07.98

Fax: 03.20.90.28.89

Agence de Cournon :

Tel : 04.73.60.82.40

Fax: 04.73.77.95.94

Date et cachet de la société :

*Les codes et montants LPP sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas VERMEIREN.



= Exécution standard



= Option sans supplément de prix

Sélectionner les options en cochant les cases SVP		Prix public HT	Prix public TTC	LPP	Code LPP
Fauteuil Coquille Coraille taille 38 à 48 sans tablette	☐	-	-	532,54 €	6222612*
Fauteuil Coquille Coraille taille 38 à 48 + Option tablette amovible en bois clair incluse (avec coloris vert, orange, praline et prune)	☐	-	-	592,85 €	6222612 +6222776*
Fauteuil Coquille Coraille taille 38 à 48 + Option tablette amovible en bois foncé incluse (avec coloris bi-revêtement brun ou noir uniquement)	☐	-	-	592,85 €	6222612 +6222776*
Fauteuil Coquille Coraille taille 38 à 48 + Option demi-tablette amovible en bois clair incluse NOUVEAU (avec coloris vert, orange, praline et prune)	☐	-	-	592,85 €	6222612 +6222776*
Fauteuil Coquille Coraille taille 38 à 48 + Option demi-tablette amovible en bois foncé incluse NOUVEAU (avec coloris bi-revêtement brun ou noir uniquement)	☐	-	-	592,85 €	6222612 +6222776*
Option inclinaison électrique pour Coraille	☐	160,03 €	168,83 €	-	-



tablette



demi-tablette

ASSISE

Largeur d'assise

38 cm	☐	☐	-	-	-
40 cm	☐	☐	-	-	-
42 cm	☐	☐	-	-	-
44 cm	☐	☐	-	-	-
48 cm	☐	☐	-	-	-

Profondeur d'assise

44 cm	☐	☐	-	-	-
46 cm	☐	☐	-	-	-
48 cm	☐	☐	-	-	-

Coussin d'assise

Coussin d'assise anti-escarres	☒	☐	-	-	-
--------------------------------	-------------------------------------	-----------------------	---	---	---

COULEURS (pour autres coloris : supplément de prix, merci de vous rapprocher du service commercial)

PU Soft Touch Vert	☐	☐	-	-	-
PU Soft Touch Prune	☐	☐	-	-	-
PU Soft Touch Praline	☐	☐	-	-	-
PU Soft Touch Orange	☐	☐	-	-	-
Bi-revêtement : Cuir artificiel brun + alcala	☐	☐	-	-	-
Bi-revêtement : Cuir artificiel noir + alcala	☐	☐	-	-	-



			Prix public HT	Prix public TTC	LPP	Code LPP	
ACCESSOIRES							
B12H	Demi-Tablette NOUVEAU amovible en bois clair livrée à part <i>(recommandé pour coloris vert, orange, praline et</i>	☐	111,36 €	117,48 €	-	-	 demi-tablette  tablette  porte-serum
B12H	Demi-Tablette NOUVEAU amovible en bois foncé livrée à part <i>(recommandé pour coloris bi-revêtement brun ou noir)</i>	☐	111,36 €	117,48 €	-	-	
B12	Tablette amovible en bois clair livrée à part <i>(recommandé pour coloris vert, orange, praline et</i> <i>brune)</i>	☐	111,36 €	117,48 €	-	-	
B12	Tablette amovible en bois foncé livrée à part <i>(recommandé pour coloris bi-revêtement brun ou noir)</i>	☐	111,36 €	117,48 €	-	-	
B52	Porte Serum	☐	65,50 €	69,10 €	-	-	
TOTAL :							