



Date et cachet de la société :

**Prescription Médicale :**

Produits d'assistance à la posture sur fauteuils modulaires VHP  
(Préciser la catégorie du VHP)

**Qui peut prescrire ?**

Les PAP Forfait A et forfait B doivent être prescrits par le même professionnel de santé que celui ayant prescrit le VHP modulaire initial. Les PAP peuvent être facturés concomitamment ou ultérieurement à 1 VHP modulaire

Agence de Phalempin :  
Tel : 03.28.55.07.98  
Fax: 03.20.90.28.89

Agence de Cournon :  
Tel : 04.73.60.82.40  
Fax: 04.73.77.95.94

S = Standard | o = option sans surcoût | o = option avec surcoût | - = impossible

PRODUITS D'ASSISTANCE À LA POSTURE (PAP)

Rappel : prise en charge Achat ou LLD

MEMBRES SUPERIEURS - Forfait A

Éléments posturaux pouvant être installés sur tous VHP modulaire,  
conçus pour maintenir, compenser ou corriger le positionnement du corps  
**Prescription d'un ou plusieurs éléments posturaux à hauteur du montant forfaitaire maximal de 600€ PLV TTC**  
Cumulable avec le forfait B membres inférieurs

PAP du Dossier

Sélectionner les options en cochant les cases SVP

Prix public HT	Prix public TTC	PLV TTC	Code Remboursement
----------------	-----------------	---------	--------------------

Dispositifs de positionnement cervico-céphaliques

POUR TOUT MONTAGE DE PRODUITS PHYSIPRO SUR LE VHP

Se référer au tableau de compatibilité produit



Options Physipro non montées



-

-

**Physipro** Appui-tête monté sur le fauteuil

*Pour la mise en place d'un appui-tête, vérifier si la barre de tension B90 (Barre de poussée) est présente sur le fauteuil, sinon merci de rajouter cette option sur le produit*

**PHYSIPRO** Appui-tête simple

1920810 Largeur 18cm/Hauteur 10cm



90,00 € 94,95 €

1920811 Largeur 20cm/Hauteur 12cm



90,00 € 94,95 €

1920812 Largeur 23cm/Hauteur 15cm



90,00 € 94,95 €

Forfait A  
Concerne toutes les options disponibles et au choix pour les membres supérieurs :  
Montant forfaitaire maximal 600€ PLV TTC







9961008

9961008

9961008



Simple

	<b>Appui tête combiné</b>																																																		
1920807	largeur 15cm/Hauteur 10cm	<input type="checkbox"/>	130,00 €	137,15 €		9961008		Combiné																																											
1920808	largeur 18cm/Hauteur 12cm	<input type="checkbox"/>	130,00 €	137,15 €		9961008		Prolongement latéraux réglables																																											
1920809	largeur 20cm/Hauteur 15cm	<input type="checkbox"/>	130,00 €	137,15 €		9961008																																													
	<b>Appui tête à prolongement latéral double réglage</b>																																																		
1920805	Largeur 13cm / Hauteur 11cm (AT 50/70)	<input type="checkbox"/>	285,00 €	300,68 €		9961008		Adaptateur																																											
1920806	Largeur 15cm / Hauteur 16cm (AT 50/60)	<input type="checkbox"/>	255,00 €	269,03 €		9961008		Adaptateur																																											
1920813	Support symbio appui-tête adulte (Obligatoire avec tous les appuis-tête)	<input type="checkbox"/>	190,00 €	200,45 €		9961008																																													
<b>Adaptateur nécessaire uniquement pour installation sur tendeur dossier tube rond</b>																																																			
1920814	Tube rond (AT 5355-22) Ø22 mm	<input type="checkbox"/>	110 €	116,05 €		9961008																																													
1920815	Tube rond (AT 5355-25) Ø25 mm	<input type="checkbox"/>	110 €	116,05 €		9961008																																													
<b>Dispositifs de positionnement thoraco-lombaires</b>																																																			
<b>DOSSIER</b>																																																			
<b>Dossier premium</b>																																																			
Dossier souple confortable et léger (Livré sans fourreaux)		<input type="checkbox"/>	296 €	312 €		9961008		Prémium																																											
<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="4">LARGEUR</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>mm</td> <td>405</td> <td>430</td> <td>455</td> <td>505</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="3" style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">HAUTEUR</td> <td>405</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>455</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>505</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p style="text-align: center; color: orange;">Sélectionner pour dossier Premium Largeur et hauteur dans le tableau ci-joint</p>											LARGEUR								mm	405	430	455	505				HAUTEUR	405	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				455	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				505	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
		LARGEUR																																																	
	mm	405	430	455	505																																														
HAUTEUR	405	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>																																														
	455	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																														
	505	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																														
<b>Fourreaux pour dossier PREMIUM</b>																																																			
Hauteur dossier 40 à 44 cm - 5 sangles																																																			
1920761	Droit	<input type="checkbox"/>	78,80 €	83,13 €		9961008		Fourreaux																																											
1920762	Gauche	<input type="checkbox"/>	78,80 €	83,13 €		9961008																																													
Hauteur dossier 45 à 50 cm - 5 sangles																																																			
1920686	Droit	<input type="checkbox"/>	78,80 €	83,00 €		9961008																																													
1920687	Gauche	<input type="checkbox"/>	78,80 €	83,00 €		9961008																																													

**Forfait A  
Concerne toutes les options disponibles et au choix pour les membres supérieurs :  
Montant forfaitaire maximal 600€ PLV TTC**



- 4 points fixes D1100  22mm  
 D1104  25mm



Pas d'extension possible pour la fixation 4 points fixes

A choisir plutôt pour les FRE, ancrage fixe

**Appui Thoracique**



**Appuis thoraciques PREMIUM**

116 € 122 €

9961008

Choix des Appuis thoraciques	Profondeur 11cm	
	Petit Hauteur 17.50cm	<input type="checkbox"/> D3852D <input type="checkbox"/> D3852G
	Moyen Hauteur 20cm	<input type="checkbox"/> D3853D <input type="checkbox"/> D3853G

Sélectionner les appuis thoraciques sur dossier premium dans le tableau ci-joint

**Forfait A**  
 Concerne toutes les options disponibles et au choix pour les membres supérieurs :  
 Montant forfaitaire maximal 600€ PLV TTC

**Appuis thoraciques pour dossier HP2 externe CONTOUR et PROFILÉ**



**Physipro** Appui thoracique HP2 externe sur dossier rigide **Petit**  
 Hauteur 17,5cm / Profondeur 11cm

1920801	Droit	<input type="checkbox"/>	90,42 €	95,39 €
1920802	Gauche	<input type="checkbox"/>	90,42 €	95,39 €

9961008  
9961008

**Physipro** Appui thoracique HP2 externe sur dossier rigide **Moyen**  
 Hauteur 20cm / Profondeur 11cm

1920803	Droit	<input type="checkbox"/>	90,42 €	95,39 €
1920804	Gauche	<input type="checkbox"/>	90,42 €	95,39 €

9961008  
9961008

POUR LE CHOIX DE LA TAILLE DES DOSSIERS, VEUILLEZ VOUS REFERER A LA CHARTE D'INSTALLATION

Choix des Appuis thoraciques	Profondeur 11cm	
	Petit Hauteur 17.50cm	<input type="checkbox"/> 1920801 <input type="checkbox"/> 1920802
	Moyen Hauteur 20cm	<input type="checkbox"/> 1920803 <input type="checkbox"/> 1920804

**MEMBRES INFÉRIEURS - Forfait B**

Éléments posturaux pouvant être installés sur tous VHP modulaire, conçus pour maintenir, compenser ou corriger le positionnement du corps  
**Prescription d'un ou plusieurs éléments posturaux à hauteur du montant forfaitaire maximal de 600€ PLV**  
 Cumulable avec le forfait A membres supérieurs

**PAP du Siège**

**Base de positionnement du siège**


**Assise**

**COUSSIN BRIO, Housse Lycra**



Coupe plate		<input type="checkbox"/>	196,75 €	207,57 €
Conseiller pour fauteuil roulant électrique (Avec plaque d'assise rigide)				
Biseau anti effet hamac 3,75 cm en option		<input type="checkbox"/>	60,00 €	63,30 €
Conseillé pour installation sur fauteuil manuel				

**Forfait A**  
 Concerne toutes les options disponibles et au choix pour les membres inférieurs:  
 Montant forfaitaire maximal 600€ PLV TTC









Coussin BRIO

9908391  
9908391

PROFONDEUR*	LARGEUR*						
	mm	380	405	430	455	480	505
	405	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
455	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>


\*Le coussin peut être pivoté d'un quart de tour pour inverser longueur et

Sélectionner

COUSSIN ULTRA		PHYSIPRO																																																					
Epaisseur 8 cm, Housse Lycra																																																							
	Coussin coupe plate	<input type="checkbox"/>	329,45 €	347,57 €		9908391																																																	
	Coussin coupe canevas	<input type="checkbox"/>	329,45 €	347,57 €		9908391																																																	
<p>LARGEUR</p> <table border="1"> <tr> <td>mm</td> <td>380</td> <td>430</td> <td>480</td> </tr> <tr> <td>PROFONDEUR</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>430</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td></td> </tr> <tr> <td>455</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>505</td> <td></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table> <p>Coussin coupe plate Pour fauteuil roulant électrique - Plaque d'assise rigide</p> <p>Sélectionner Largeur et Profondeur dans le tableau ci-</p> <p>LARGEUR</p> <table border="1"> <tr> <td>mm</td> <td>380</td> <td>405</td> <td>430</td> <td>455</td> <td>480</td> <td>505</td> </tr> <tr> <td>PROFONDEUR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>405</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>455</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table> <p>Coussin coupe canevas Pour fauteuil manuel avec assise souple sans renfort ABS</p> <p>Sélectionner Largeur et Profondeur dans le tableau ci-</p>		mm	380	430	480	PROFONDEUR				430	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		455	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	505		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	mm	380	405	430	455	480	505	PROFONDEUR							405	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	455	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
mm	380	430	480																																																				
PROFONDEUR																																																							
430	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																					
455	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																				
505		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																				
mm	380	405	430	455	480	505																																																	
PROFONDEUR																																																							
405	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																	
455	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																	
COUSSIN PHYSIAIR		PHYSIPRO																																																					
Epaisseur 7,5 cm, housse Lycra																																																							
	Coupe plate (Pour fauteuil roulant électrique ( Avec plaque d'assise rigide)	<input type="checkbox"/>	301,02 €	317,58 €		9908391																																																	
	Biseau anti effet hamac 3,75 cm en option Conseillé pour installation sur fauteuil manuel	<input type="checkbox"/>	60,00 €	63,30 €		9908391																																																	
<p>LARGEUR</p> <table border="1"> <tr> <td>mm</td> <td>380</td> <td>405</td> <td>430</td> <td>455</td> <td>480</td> <td>505</td> </tr> <tr> <td>PROFONDEUR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>405</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>455</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table> <p>Sélectionner Largeur et Profondeur dans le tableau ci-joint</p>		mm	380	405	430	455	480	505	PROFONDEUR							405	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	455	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																										
mm	380	405	430	455	480	505																																																	
PROFONDEUR																																																							
405	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																	
455	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																	
<p>Composition du coussin Physiair</p> <table border="1"> <tr> <td></td> <td> <p><b>Feuille Stimulite :</b> La matrice alvéolaire souple de Stimulite est composée d'alvéoles à parois minces et épaisses qui fléchissent lorsqu'elles sont compressées, soulageant ainsi la pression. "L'empreinte" stimule l'action des vaisseaux capillaires et le flux sanguin circule plus facilement dans les tissus, contribuant ainsi à une meilleure santé de la peau.</p> </td> </tr> <tr> <td></td> <td> <p><b>Coussinage Physiair :</b> Le coussin Physiair est doté de cavités cylindriques offrant plusieurs bienfaits posturaux. Ces cavités sont conçues avec différentes profondeurs et différents diamètres. Le diamètre des cavités est plus grand au niveau de la cuvette pour permettre plus d'immersion dans le coussin. La profondeur des cavités procure une stabilité fonctionnelle assurant ainsi un contrôle de la pression au niveau de zones critiques.</p> </td> </tr> </table>			<p><b>Feuille Stimulite :</b> La matrice alvéolaire souple de Stimulite est composée d'alvéoles à parois minces et épaisses qui fléchissent lorsqu'elles sont compressées, soulageant ainsi la pression. "L'empreinte" stimule l'action des vaisseaux capillaires et le flux sanguin circule plus facilement dans les tissus, contribuant ainsi à une meilleure santé de la peau.</p>		<p><b>Coussinage Physiair :</b> Le coussin Physiair est doté de cavités cylindriques offrant plusieurs bienfaits posturaux. Ces cavités sont conçues avec différentes profondeurs et différents diamètres. Le diamètre des cavités est plus grand au niveau de la cuvette pour permettre plus d'immersion dans le coussin. La profondeur des cavités procure une stabilité fonctionnelle assurant ainsi un contrôle de la pression au niveau de zones critiques.</p>																																																		
	<p><b>Feuille Stimulite :</b> La matrice alvéolaire souple de Stimulite est composée d'alvéoles à parois minces et épaisses qui fléchissent lorsqu'elles sont compressées, soulageant ainsi la pression. "L'empreinte" stimule l'action des vaisseaux capillaires et le flux sanguin circule plus facilement dans les tissus, contribuant ainsi à une meilleure santé de la peau.</p>																																																						
	<p><b>Coussinage Physiair :</b> Le coussin Physiair est doté de cavités cylindriques offrant plusieurs bienfaits posturaux. Ces cavités sont conçues avec différentes profondeurs et différents diamètres. Le diamètre des cavités est plus grand au niveau de la cuvette pour permettre plus d'immersion dans le coussin. La profondeur des cavités procure une stabilité fonctionnelle assurant ainsi un contrôle de la pression au niveau de zones critiques.</p>																																																						
	Housse incontinence supplémentaire	<input type="checkbox"/>	62,00 €	65,41 €		9908391																																																	
	Housse top cover LYCRA	<input type="checkbox"/>	66,00 €	69,63 €		9908391																																																	
<b>TOTAL</b>																																																							



Coussin ULTRA



Coussin PHYSIAIR

Forfait A  
Concerne  
toutes les  
options  
disponibles et  
au choix pour  
les membres  
inférieurs:  
Montant  
forfaitaire  
maximal  
600€ PLV TTC

Commentaires

## CHOIX ET MONTAGE DE DOSSIER

	Diamètre tube dossier	Dossier PREMIUM	Dossier HP2	B90 pour mise en place appui tête
V500 30° Light Verin	22mm	sans fourreaux	fixation 2 Points ou 4 points en 22mm	De série
V500 30° Light Crémaillere	22mm	sans fourreaux	fixation 2 Points ou 4 points en 22mm	De série
V500 light	25mm	sans fourreaux	fixation 2 Points ou 4 points en 25mm	A cocher sur le bon de commande
V500 30°	22mm	sans fourreaux	fixation 2 Points ou 4 points en 22mm	De série
V500	22mm	sans fourreaux	fixation 2 Points ou 4 points en 22mm	A cocher sur le bon de commande
INOVYS	25mm	sans fourreaux	fixation 2 Points ou 4 points en 25mm	De série
TRIGO	22mm	sans fourreaux	fixation 2 Points ou 4 points en 22mm	A cocher sur le bon de commande
VERSO	25mm	sans fourreaux	fixation 2 Points ou 4 points en 25mm	A cocher sur le bon de commande
FOREST 3 Advance Dossier L44	22mm	sans fourreaux	fixation 2 points ou 4 points en 22mm	De série
SIGMA Dossier L44	22mm	sans fourreaux	fixation 2 points ou 4 points en 22mm	De série
TIMIX Dossier L44	22mm	sans fourreaux	fixation 2 points ou 4 points en 22mm	De série
TURIOS Dossier L44	22mm	sans fourreaux	fixation 2 points ou 4 points en 22mm	De série
NAVIX Dossier L44	22mm	sans fourreaux	fixation 2 points ou 4 points en 22mm	De série



**V500 Light**



**V500 Light 30°**



**V500**



**V500 30°**



**Inovys II Evo**



**Trigo S**



**Trigo T**



**Verso**



**Forest 3 Advance**



**Sigma**



**Timix**



**Turios**



**Navix FWD**



**Navix RWD**



# CHARTE D'INSTALLATION DOSSIER HP2 PROFILÉ Tubes 22mm

## Tableau des spécifications

! Valable uniquement pour tubes de dossier en 22mm et hauteur de dossier standard comprise entre 35 et 50 cm  
Mesures prises en extérieur de tubes

Largeur dossier HP2 / Largeur fauteuil	30 cm	35 cm	40 cm	45 cm	50 cm	<p>Ancrage Amovible</p>
27.9 à 33.1 cm						
32.8 à 37.9 cm						
37.7 à 43.3 cm						
42.9 à 48.2 cm						
47.7 à 53.3 cm						

Avec extension de réglage PH-02341						
34.7 à 40.2 cm						
39.2 à 45.7 cm						
43.7 à 50.7 cm						
48.2 à 55.2 cm						
53.7 à 60.2 cm						

Largeur dossier HP2 / Largeur fauteuil	30 cm	35 cm	40 cm	45 cm	50 cm	<p>Bloc ancrage</p>
30 à 34cm						
36 à 40cm						
40 à 44cm						
46 à 50cm						
50 à 54 cm						



# CHARTE D'INSTALLATION DOSSIER HP2 CONTOUR Tubes 22mm

## Tableau des spécifications

! Valable uniquement pour tubes de dossier en 22mm et hauteur de dossier standard comprise entre 35 et 50 cm  
Mesures prises en extérieur de tubes

Largeur dossier HP2 / Largeur fauteuil	30 c	35 cm	40 cm	45 cm	50 cm	<p>Ancrage Amovible</p>
27.5 à 32.9 cm						
32.9 à 38.2 cm						
37.5 à 43.3 cm						
42.9 à 48.2 cm						
47.7 à 53.4 cm						

Avec extension de réglage PH-02341						
34.7 à 40.2 cm						
39.2 à 45.7 cm						
43.7 à 50.7 cm						
48.2 à 55.2 cm						
53.7 à 60.2 cm						

Largeur dossier HP2 / Largeur fauteuil	30 cm	35 cm	40 cm	45 cm	50 cm	<p>Bloc ancrage</p>
30 à 34cm						
36 à 40cm						
40 à 44cm						
46 à 50cm						
50 à 54 cm						




# CHARTE D'INSTALLATION DOSSIER HP2 SPORT Tubes 22mm

## Tableau des spécifications

! Charte valable pour hauteur de dossier 23 cm et diamètre de tube 22 mm  
Mesures prises en extérieur de tubes

Largeur de Dossier HP2 / Largeur fauteuil	30 cm	35 cm	40 cm	45 cm	<b>Ancre Amovible</b> 
29.4 à 33.3 cm					
34.7 à 38.6 cm					
39.7 à 43.2 cm					
44.8 à 48.7 cm					

Avec extension de réglage PH-02341					
32.5 à 38 cm					
37 à 43.5 cm					
41.5 à 48.5 cm					
46 à 53 cm					

## LARGEUR DOSSIER BORD EXTERIEUR TUBE (fauteuils roulants électriques VERMEIREN)

Largeur fauteuil	Forest3 / sigma	Navix	Largeur fauteuil	Turios
40	41,6cm	39,6cm	39	38,6cm
45	45,6cm	44,6cm	45	44,6cm
50	49,9cm	49,6cm	51	50,6cm



# CHARTRE D'INSTALLATION DOSSIER HP2 PROFILÉ Tubes 25mm

**Tableau des spécifications**

⚠ Valable uniquement pour tubes de dossier en 25mm et hauteur de dossier standard comprise entre 35 et 50 cm  
Mesures prises en extérieur de tubes

Largeur de dossier HP2 / Largeur fauteuil	30 cm	35 cm	40 cm	45 cm	50 cm	<p><u>Ancrage Amovible</u></p>
28.9 à 33.8 cm						
33.6 à 39.1 cm						
38.6 à 43.9 cm						
43.8 à 48.9 cm						
48.7 à 54.1 cm						

Avec extension de réglage PH-02341						
37.7 à 43.2 cm						
42.2 à 48.7 cm						
46.7 à 53.7 cm						
51.2 à 58.2 cm						
56.7 à 63.2 cm						

Largeur de dossier HP2 / Largeur fauteuil	30 cm	35 cm	40 cm	45 cm	50 cm	<p><u>Bloc ancrage</u></p>
30 à 34cm						
36 à 40cm						
40 à 44cm						
46 à 50cm						
50 à 54 cm						



# CHARTRE D'INSTALLATION DOSSIER HP2 CONTOUR Tubes 25mm

**Tableau des spécifications**

⚠ Valable uniquement pour tubes de dossier en 19mm et hauteur de dossier standard comprise entre 35 et 50 cm  
Mesures prises en extérieur de tubes

Largeur de dossier HP2 / Largeur fauteuil	30 c	35 cm	40 cm	45 cm	50 cm	<p><u>Ancrage Amovible</u></p>
26.9 à 32.3 cm						
32.3 à 37.6 cm						
36.9 à 42.5 cm						
42.4 à 47.7 cm						
47.74 à 52.5 cm						

Avec extension de réglage PH-02341						
31.7 à 47.2 cm						
36.2 à 42.7 cm						
40.7 à 47.7 cm						
45.2 à 52.2 cm						
49.7 à 57.2 cm						


Largeur de dossier HP2 / Largeur fauteuil	30 cm	35 cm	40 cm	45 cm	50 cm	<p><u>Bloc ancrage</u></p>
30 à 34cm						
36 à 40cm						
40 à 44cm						
46 à 50cm						
50 à 54 cm						




## CHARTE D'INSTALLATION DOSSIER HP2 SPORT Tubes 25mm

### Tableau des spécifications

⚠ Charte valable pour hauteur de dossier 23 cm et diamètre de tube 25 mm  
Mesures prises en extérieur de tubes

Largeur dossier HP2 / Largeur fauteuil	30 cm	35 cm	40 cm	45 cm	<b>Ancrage Amovible</b> 
30.2 à 34.2 cm					
35.4 à 39.3 cm					
40.4 à 44.2 cm					
45.7 à 49.6 cm					

Avec extension de réglage PH-02341					
37.5 à 43 cm					
42 à 48.5 cm					
46.5 à 53.5 cm					
51 à 58 cm					

### LARGEUR DOSSIER BORD EXTERIEUR TUBE (fauteuils roulants électriques VERMEIREN)

Largeur fauteuil	Forest3 / sigma	Navix	Largeur fauteuil	Turios
40	41,6cm	39,6cm	39	38,6cm
45	45,6cm	44,6cm	45	44,6cm
50	49,9cm	49,6cm	51	50,6cm