

TRICYCLES 2202 - Configuré



Compagnon idéal pour les petits, les tricycles 2202 seront plaire aux plus grand nombre. Avec des looks attractifs et un design épuré, les tricycles allient confort et facilité de conduite en toute circonstance.
Les cadres sont conçus pour que son utilisateur puisse monter et descendre aisément et ainsi diminuer les risques de chutes et rendre l'enjambement plus naturel.
Guidon réglable en hauteur et en inclinaison
Selle ajustable en hauteur
Frein V-brake avec position parking
Pignon fixe de série pour plus de sécurité
Panier arrière sans supplément, Garde-boue de série et klaxon sans supplément
Nombreuses options disponibles
Poids utilisateur max: de 40kg
Garantie 2 ans hors pièces d'usure
Tricycles orthopédiques pour enfants



Modèle Aqua



Modèle Safari

Date et cachet de la société :

Prescription Médicale :

Cycle modulaire à roues multiples CYC + PAP Forfait A membres supérieurs et/ou Forfait B membres inférieurs si nécessaire

Qui peut prescrire ?

Prescription par Médecin MPR, Médecin titulaire DU et Ergothérapeute dans une équipe pluridisciplinaire pour catégorie CYC

Agence de Phalempin :

Tel : 03.28.55.07.98
Fax : 03.20.90.28.89

Agence de Cournon :

Tel : 04.73.60.82.40
Fax : 04.73.77.95.94

*Les codes et montants LPP sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas VERMEIREN.

= Exécution standard

= Option sans supplément de prix

Sélectionner les options en cochant les cases SVP				Prix public HT	Prix public TTC	PLV* TTC	Code Remboursement	A partir de 2 ans. Distance sol-selle 50-64 cm Distance selle-pédale 39-52 cm
2202	AQUA, blanc et bleu. 2202 AQ		<input type="checkbox"/>	1 591,92 €	1 679,48 €	1 679,48 €	9538882	
	SAFARI, orange et noir. 2202 SA		<input type="checkbox"/>	1 591,92 €	1 679,48 €	1 679,48 €	9538882	

POUR RAPPEL : Mode de prise en charge catégorie CYC

ACHAT		1 591,92 €	1 679,48 €	1 679,48 €	9538882
POUR RAPPEL : Forfait de mise à disposition + Forfait Livraison					
FORFAIT MAD1 niveau 1 -		94,79 €	100,00 €	100,00 €	4841966
FORFAIT MAD2 niveau 1 En cas de renouvellement à l'achat		47,39 €	50,00 €	50,00 €	4811876
LIVRAISON		47,39 €	50,00 €	50,00 €	1266390
POUR RAPPEL : Forfait SAV5					
Montant forfaitaire annuel SAV5 sans PLV		246,92 €	260,50 €	260,50 €	4800737



= Exécution standard

= Option sans supplément de prix

CHÂSSIS

Type		S	O	-	-
Cycle à roues multiples pourvu d'une selle (Tous les modèles)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-
Châssis fixe (Tous les modèles)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-
Dispositif réfléchissant avant et arrière (Tous les modèles)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-
Klaxon		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-
Eclairage					
E2	Kit éclairage avant, arrière	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-



Klaxon















Eclairage avant & arrière

MODE DE PROPULSION

Type		S	O	-	-
Propulsion podale avec direction manuelle		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-
Roues					
Pneumatiques avant et arrière		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-
Pignon					
Pignon Fixe					
06	Pignon fixe	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-
Système de freinage standard					
	Poignée de frein sur guidon (à droite)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-



Sélectionner les options en cochant les cases SVP			Prix public HT	Prix public TTC	PLV* TTC	Code Remboursement	
GUIDON							
S1	Guidon classique	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-		 S1
S2	Guidon plat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-		 S2
S4	Poignée rectangulaire	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-		
S6	Potence longue de guidon (30 cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-		 D1
D1	Butée directionnelle	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-		
NM	Commande à gauche	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-		
Sangles de maintien							
E9	Sangles de maintien des mains	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-		 E9
E10S	Support de maintien des mains avec sangles	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-		 E10
E11S	Manchons - S	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-		<p>largeur x longueur S = 60 x 130 mm M = 90 x 150 mm L = 120 x 170 mm</p>
E11M	Manchons - M	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-		
E11L	Manchons - L	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-		
DOSSIER							
Système de maintien du tronc							
Cales-hanches							
P1S	Cale-hanches S (livré avec tige de selle ajustable)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-		 
Supports dorsaux							
P2S	Support dorsal S (livré avec tige de selle ajustable)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-		 
Supports dorsaux + Cale-hanches							
P3S	Support dorsal & Cale-hanches S (livré avec tige de selle ajustable)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-		 
ASSISE							
Selle							
-	Selle standard (Réglable en hauteur et en antéropostérieure)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-		 Selle standard
E18A	Selle type "banane" ajustable en angle (Incompatible avec P1, P2 et P3)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-		 E18A
Tige pour fixation selle							
P4S	Tige de selle Ajustable S en antéropostérieure (hauteur + 5cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-		 P4S
Pédales							
F1	Pédales avec sangles de maintien (la paire)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-		 F1
F2	Cale-pieds avec sangles de maintien (la paire)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-		 F2

Sélectionner les options en cochant les cases SVP			Prix public HT	Prix public TTC	PLV* TTC	Code Remboursement
Pédales à fixations velcro						
F3S	Repose-pieds à fixation Velcro - S (la paire)	<input type="checkbox"/>	○	-	-	-
Tuteur de cheville avec pédales à fixation velcro						
F4SL	Tuteur de cheville avec repose-pied à fixation Velcro Taille S- Gauche	<input type="checkbox"/>	○	-	-	-
F4SR	Tuteur de cheville avec repose-pied à fixation Velcro Taille S- Droit	<input type="checkbox"/>	○	-	-	-

ACCESSOIRES (Livrés séparément)						
E1S 1912544	Poignée de poussée S (fixée sous panier)	<input type="checkbox"/>	68,61 €	72,38 €	-	-
E7	Porte gourde	<input type="checkbox"/>	23,94 €	25,26 €	-	-
E8L	Rétrovisseur à gauche	<input type="checkbox"/>	71,80 €	75,75 €	-	-
E8R	Rétrovisseur à droite	<input type="checkbox"/>	71,80 €	75,75 €	-	-







PRODUITS D'ASSISTANCE À LA POSTURE (PAP)

Rappel : prise en charge Achat ou LLD

MEMBRES SUPERIEURS - Forfait A

Éléments posturaux pouvant être installés sur tous VHP modulaire,
conçus pour maintenir, compenser ou corriger le positionnement du corps
Prescription d'un ou plusieurs éléments posturaux à hauteur du montant forfaitaire maximal de 600€ PLV TTC
Cumulable avec le forfait B membres inférieurs

PAP du Dossier						
Dispositifs de positionnement thoraco-lombaires (Physipro)						
Sangle thoracique						
00.01	Bande multi-usage neoflex				Forfait A Concerne toutes les options disponibles et au choix pour les membres supérieurs : Montant forfaitaire maximal 600€ PLV TTC	
2997957	o Small (Longueur 100cm/Largeur 8cm)	<input type="checkbox"/>	95,00 €	100,23 €		
2997958	o Medium (Longueur 140cm/Largeur 10cm)	<input type="checkbox"/>	95,00 €	100,23 €		
2997959	o Large (Longueur 160cm/Largeur 10cm)	<input type="checkbox"/>	95,00 €	100,23 €		
2997960	o X-Large (Longueur 180cm/Largeur 10cm)	<input type="checkbox"/>	95,00 €	100,23 €		
00.02	Extension bande multi-usage neoflex				Forfait A Concerne toutes les options disponibles et au choix pour les membres supérieurs : Montant forfaitaire maximal 600€ PLV TTC	
2997957	o Small (Longueur 80cm/Largeur 8cm)	<input type="checkbox"/>	65 €	68,58 €		
2997958	o Medium (Longueur 80cm/Largeur 10cm)	<input type="checkbox"/>	65 €	68,58 €		
2997960	o X-Large (Longueur 80cm/Largeur 10cm)	<input type="checkbox"/>	65 €	68,58 €		

Sélectionner les options en cochant les cases SVP				Prix public HT	Prix public TTC	PLV* TTC	Code Remboursement	
20.01	Support thoracique large neoflex							
2997879		<input type="radio"/> X-Small	<input type="checkbox"/>	185,00 €	195,18 €		9961008	 20.01
2997880		<input type="radio"/> Small	<input type="checkbox"/>	185,00 €	195,18 €			
2997881		<input type="radio"/> Medium	<input type="checkbox"/>	185,00 €	195,18 €			
2997882		<input type="radio"/> Large	<input type="checkbox"/>	185,00 €	195,18 €			
2997883		<input type="radio"/> X-Large	<input type="checkbox"/>	185,00 €	195,18 €			
20.02	Support thoracique large avec zip neoflex							
2997842		<input type="radio"/> X-Small	<input type="checkbox"/>	199,00 €	209,95 €		9961008	 20.02
2997843		<input type="radio"/> Small	<input type="checkbox"/>	199,00 €	209,95 €			
2997844		<input type="radio"/> Medium	<input type="checkbox"/>	199,00 €	209,95 €			
2997845		<input type="radio"/> Large	<input type="checkbox"/>	199,00 €	209,95 €			
2997846		<input type="radio"/> X-Large	<input type="checkbox"/>	199,00 €	209,95 €			
20.03	Support thoracique étroit neoflex							
2997874		<input type="radio"/> X-Small	<input type="checkbox"/>	179,00 €	188,85 €		9961008	 20.03
2997875		<input type="radio"/> Small	<input type="checkbox"/>	179,00 €	188,85 €			
2997876		<input type="radio"/> Medium	<input type="checkbox"/>	179,00 €	188,85 €			
2997877		<input type="radio"/> Large	<input type="checkbox"/>	179,00 €	188,85 €			
2997878		<input type="radio"/> X-Large	<input type="checkbox"/>	179,00 €	188,85 €			
20.04	Support thoracique étroit avec zip neoflex							
2997859		<input type="radio"/> X-Small	<input type="checkbox"/>	195,00 €	205,73 €		9961008	 20.04
2997860		<input type="radio"/> Small	<input type="checkbox"/>	195,00 €	205,73 €			
2997861		<input type="radio"/> Medium	<input type="checkbox"/>	195,00 €	205,73 €			
2997862		<input type="radio"/> Large	<input type="checkbox"/>	195,00 €	205,73 €			
2997863		<input type="radio"/> X-Large	<input type="checkbox"/>	195,00 €	205,73 €			
Dispositifs de positionnement de l'épaule								
Harnais épaule								
20.05	Harnais d'épaules neoflex							
2997892		<input type="radio"/> Small	<input type="checkbox"/>	119 €	125,55 €		9961008	 20.05
2997893		<input type="radio"/> Medium	<input type="checkbox"/>	119 €	125,55 €			
2997894		<input type="radio"/> Large	<input type="checkbox"/>	119 €	125,55 €			
2997895		<input type="radio"/> X-Large	<input type="checkbox"/>	119 €	125,55 €			
20.06	Harnais d'épaules boucle sac à dos neoflex							
2997899		<input type="radio"/> Small	<input type="checkbox"/>	129 €	136,10 €		9961008	 20.06
2997901		<input type="radio"/> Medium	<input type="checkbox"/>	129 €	136,10 €			
2997902		<input type="radio"/> Large	<input type="checkbox"/>	129 €	136,10 €			
2997903		<input type="radio"/> X-Large	<input type="checkbox"/>	129 €	136,10 €			

Forfait A
 Concerne toutes les options disponibles et au choix pour les membres supérieurs :
Montant forfaitaire maximal 600€ PLV TTC

Pour les tailles et les tarifs, consultez la fiche de mesures Neoflex sur www.vemieren.fr

MEMBRES INFÉRIEURS - Forfait B

Éléments posturaux pouvant être installés sur tous VHP modulaire,
conçus pour maintenir, compenser ou corriger le positionnement du corps
Prescription d'un ou plusieurs éléments posturaux à hauteur du montant forfaitaire maximal de 600€ PLV
Cumulable avec le forfait A membres supérieurs

Sélectionner les options en cochant les cases SVP			Prix public HT	Prix public TTC	PLV* TTC	Code Remboursement											
PAP des membres inférieurs																	
40.02	Maintien de cheville	néoflex															
2998385	<input type="checkbox"/> X-Small	<input type="checkbox"/>	125,00 €	131,88 €	Forfait B Concerne toutes les options disponibles et au choix pour les membres supérieurs : Montant forfaitaire maximal 600€ PLV TTC	9922913											
2998386	<input type="checkbox"/> Small	<input type="checkbox"/>	125,00 €	131,88 €													
2998387	<input type="checkbox"/> Medium	<input type="checkbox"/>	125,00 €	131,88 €													
2998388	<input type="checkbox"/> Large	<input type="checkbox"/>	125,00 €	131,88 €													
2998389	<input type="checkbox"/> X-Large	<input type="checkbox"/>	125,00 €	131,88 €													
		<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>A</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>XS</td> <td>14 cm - 17 cm</td> </tr> <tr> <td>S</td> <td>17 cm - 20 cm</td> </tr> <tr> <td>M</td> <td>19 cm - 23 cm</td> </tr> <tr> <td>L</td> <td>22 cm - 29 cm</td> </tr> <tr> <td>XL</td> <td>28 cm - 33 cm</td> </tr> </tbody> </table>		A	XS	14 cm - 17 cm	S	17 cm - 20 cm	M	19 cm - 23 cm	L	22 cm - 29 cm	XL	28 cm - 33 cm			
	A																
XS	14 cm - 17 cm																
S	17 cm - 20 cm																
M	19 cm - 23 cm																
L	22 cm - 29 cm																
XL	28 cm - 33 cm																
SYSTEMES D'ATTACHE pour sangles néoflex Forfait A et Forfait B																	
1920915	Collier de fixation pour tube rond X2 Ø 25cm (image 1)	<input type="checkbox"/>	15,00 €	15,83 €	Forfait A et Forfait B	9961008/ 9922913											
1920916	Collier de fixation pour tube rond X2 Ø 25cm/22cm/19cm (image 2)	<input type="checkbox"/>	23,00 €	24,27 €													
1920917	Collier de fixation triangulaire pour TRIGO X2 (image 3)	<input type="checkbox"/>	19,00 €	20,05 €													
	Collier de liaison métal (1 choix de diamètre) livré par 2 unités (image 4)																
1920918	Ø 19cm	<input type="checkbox"/>	19,00 €	20,05 €													
1920919	Ø 22cm	<input type="checkbox"/>	19,00 €	20,05 €													
1920920	Ø 25cm	<input type="checkbox"/>	19,00 €	20,05 €													
1920921	Ø 29cm	<input type="checkbox"/>	19,00 €	20,05 €													
1920922	Ø 30cm	<input type="checkbox"/>	19,00 €	20,05 €													
1920923	Ø 35cm	<input type="checkbox"/>	19,00 €	20,05 €													



40.02




Pensez à nos différents systèmes de rampes ultra-pratiques !



Rampes pliantes 692 avec housse de rangement



longueur 180cm • poids 2x9kg • poids supporté : 2x150kg



Quickramp

Kit rampes



Rampes sur mesure

RAMPES PLIABLES						
8002925	Paire de Rampes 692 (180 cm) avec sacs de rangement	<input type="checkbox"/>	329,00 €	347,10 €	-	-
KITS RAMPES						
8002565	Rampes extérieures Kit N°1 (de 1,8 à 5,5 cm)	<input type="checkbox"/>	69,00 €	72,80 €	-	-
8002566	Rampes extérieures Kit N°2 (de 3,6 à 9,1 cm)	<input type="checkbox"/>	138,00 €	145,59 €	-	-
8002567	Rampes extérieures Kit N°3 (de 7,2 à 12,7 cm)	<input type="checkbox"/>	229,90 €	242,54 €	-	-
8002568	Rampes extérieures Kit N°4 (de 10,8 à 16,3 cm)	<input type="checkbox"/>	327,00 €	344,99 €	-	-
8003004	Rampes extérieures Kit N°5 (de 14,4 à 19,9 cm)	<input type="checkbox"/>	479,00 €	505,35 €	-	-

Sélectionner les options en cochant les cases SVP		Prix public HT	Prix public TTC	PLV* TTC	Code Remboursement
QUICKRAMPS					
8002582	Kit Quickramp 10 mm	<input type="checkbox"/>	34,50 €	36,40 €	- -
8002583	Kit Quickramp 12 mm	<input type="checkbox"/>	37,90 €	39,98 €	- -
8002584	Kit Quickramp 14 mm	<input type="checkbox"/>	43,90 €	46,31 €	- -
8002585	Kit Quickramp 16 mm	<input type="checkbox"/>	46,90 €	49,48 €	- -
RAMPES SUR MESURE (Cf Fiche de mesure spécifique sur Vermeiren.fr - Produit- Accessoire)					
Sur mesure	Rampes ALPHA	<input type="checkbox"/>	Veuillez vous rapprocher du service commercial		
Sur mesure	Rampes BETA	<input type="checkbox"/>	Veuillez vous rapprocher du service commercial		
Sur mesure	Rampes GAMMA	<input type="checkbox"/>	Veuillez vous rapprocher du service commercial		
TOTAL :					

Commentaires :

Comment choisir mon tricycle?

Le choix de la taille d'un tricycle est déterminé par la longueur totale intérieure de la jambe (A) - (distance totale, jambe tendue, du genou à la selle jusqu'au talon). Il faut ensuite comparer ce chiffre aux mesures sol-selle et selle-pédale ci-dessous.



2202	2215	2217	2219
distance sol-selle 50 à 64 cm	61 à 76 cm	72 à 86 cm	81 à 90 cm
distance selle-pédale 39 à 52 cm	48 à 65 cm	59 à 79 cm	64 à 88 cm

à partir de 3 ans

Modèles : AQUA - SAFARI

à partir de 5 ans

Modèles : HAPPY - SPORTY

à partir de 14 ans

Modèles : FREEDOM E-bicycle

adultes

Modèles : LAGOON - VINTAGE E-bicycle

Outil d'aide pour trouver le tricycle à sa taille



Il vous intéresse?
Contactez votre service commercial

Quelle est la différence entre un pignon fixe et un pignon libre ?

Un pignon fixe est un tricycle dont le pignon de la roue arrière, ordinairement monté en roue libre, est monté sans roue libre, c'est-à-dire que la roue arrière est solidaire au pignon. Quand vous pédalez en avant ou en arrière, votre roue tourne dans le sens de pédalage.

Un pignon libre est un tricycle dont le pignon de la roue arrière est monté en roue libre, c'est-à-dire que la roue arrière n'est pas solidaire au pignon. Il permet donc au cycliste de ne pas avoir à pédaler tout le temps sans pour autant que les mouvements du pignon ne s'arrêtent.

Pignon fixe



Vous pouvez pédaler en avant et en arrière.

Pignon libre



Vous pouvez pédaler en avant uniquement.