

708 Delight



Le fauteuil le plus étroit du marché.
Pratique et confortable, fauteuil standard à dossier fixe.
Poids fauteuil : de 18 à 19kg, poids maxi utilisateur : 120kg.
Revêtement nylon noir. Roues arrières 24" alu krypton et équipé d'origine d'axes à démontage rapide.
Repose-pieds escamotables et rabattables B06.
Accoudoirs design B03 escamotables, équipés de manchettes longues confortables.



Agence de Phalempin :

Tel : 03.28.55.07.98

Fax : 03.20.90.28.89

Agence de Cournon :

Tel : 04.73.60.82.40

Fax : 04.73.77.95.94

Date et cachet de la société :

***Prescription Médicale :**

VHP, PROPULSION MANUELLE, PLIANT, A DOSSIER NON INCLINABLE, VERMEIREN code LPP : 9122012*

*Les codes et montants LPP sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas VERMEIREN.

= Exécution standard = Option sans supplément de prix

Sélectionner les options en cochant les cases SVP

Fauteuil 708D en exécution standard sans option

Prix public HT	Prix public TTC	LPP	Code LPP
529,85 €	558,99 €	558,99 €	9122012*

ASSISE

Largeur d'assise

32 cm (prof 37 cm et uniquement en fabrication spéciale usine, modèle 708)	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-
37 cm (prof 37 cm et uniquement en fabrication spéciale usine, modèle 708)	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-
39 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-
42 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-
44 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-
46 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-
48 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-
50 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-

Profondeur d'assise

43 cm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-
-------	-------------------------------------	-----------------------	---	---	---

Hauteur de siège

51 cm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-
-------	-------------------------------------	-----------------------	---	---	---

Hauteur de dossier


43 cm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-
-------	-------------------------------------	-----------------------	---	---	---

COULEURS

C295	Cadre gris clair, revêtement nylon noir	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-
------	---	--------------------------	-----------------------	---	---	---

ACCOUDOIRS (la paire)

B03	Accoudoirs crantés standards amovibles et rabattables	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-
B02	Accoudoirs longs amovible et rabattables	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-
B05	Accoudoirs crantés et réglables en hauteur, amovibles et rabattables	<input type="checkbox"/>	121,65 €	128,34 €	-	-
B66O	Manchette gouttière orientable					
1903364	à gauche	<input type="checkbox"/>	113,17 €	119,39 €	119,39 €	9322314
1903365	à droite	<input type="checkbox"/>	113,17 €	119,39 €	119,39 €	9322314






Manchette gouttière hémiplegique modulable voir page 5.

REPOSE-PIEDS (la paire)





B06	Repose-pieds amovible standard	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-
BA6	Repose-pieds amovibles, raccourcis de 7cm (standard sur taille 32 et 37 cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-
BK6	Repose-pieds palette monobloc	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-
BL6	Repose-pieds d'une pièce, modèle raccourci	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-
B18	Repose-talons (la paire)	<input type="checkbox"/>	27,71 €	29,23 €	-	-
B19	Sangle cale-pieds (la paire)	<input type="checkbox"/>	21,03 €	22,19 €	-	-
B21	Sangle appui mollets extra large (non compatible avec BA6)	<input type="checkbox"/>	49,56 €	52,29 €	-	-
B57	Sangle arrête jambes (d'origine)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-





			Prix public HT	Prix public TTC	LPPR	Code LPPR	
REPOSE-JAMBE DROIT (Coloris Noir)							
B07	Repose-jambe réglable et amovible (non compatible T32 et T37)	<input type="checkbox"/>	73,82 €	77,88 €	77,88 €	9322343	 BZ8ART
B08	Repose-jambe modèle réglable et amovible raccourci de 7cm	<input type="checkbox"/>	73,82 €	77,88 €	77,88 €	9322343	
BZ8 ART	Repose-jambe articulé auto-corrigeant en longueur, avec palette articulée, raccourci de 7cm	<input type="checkbox"/>	100,25 €	105,76 €	105,76 €	9322337	
BL7	Repose jambe pour amputé droit (<i>repose moignon</i>)	<input type="checkbox"/>	132,83 €	140,14 €	-	-	
REPOSE-JAMBE GAUCHE (Coloris Noir)							
B07	Repose-jambe réglable et amovible (non compatible T32 et T37)	<input type="checkbox"/>	73,82 €	77,88 €	77,88 €	9322343	
B08	Repose-jambe modèle réglable et amovible raccourci de 7cm	<input type="checkbox"/>	73,82 €	77,88 €	77,88 €	9322343	
BZ8 ART	Repose-jambe articulé auto-corrigeant en longueur, avec palette articulée, raccourci de 7cm	<input type="checkbox"/>	100,25 €	105,76 €	105,76 €	9322337	
BK7	Repose jambe pour amputé gauche (<i>repose moignon</i>)	<input type="checkbox"/>	132,83 €	140,14 €	-	-	
REPOSE-JAMBE MONOBLOC							
B09	Repose-jambes réglable d'une pièce	<input type="checkbox"/>	270,89 €	285,79 €	-	-	
BZ9	Repose-jambes articulé réglable d'une pièce	<input type="checkbox"/>	350,92 €	370,22 €	-	-	
B10	Repose-jambes réglable d'une pièce	<input type="checkbox"/>	327,32 €	345,32 €	-	-	
BZ10	Repose-jambes articulé réglable d'une pièce, avec retours latéraux de 7cm	<input type="checkbox"/>	378,31 €	399,12 €	-	-	
CHOIX DES ROUES (configuration d'origine = fauteuil sans changement)							
AP1	Avant 8" (200x35) bandage Krypton / Arrière 24" alu gonflable	<input type="checkbox"/>	○	-	-	Forfait annuel pour les roues- Réparations communes aux Fauteuils Roullants LPPR4307824 =>74,82€	 B33
AP3	Avant 200x50 bandage Krypton / Arrière 24" alu gonflable	<input type="checkbox"/>	○	-	-		
AP5	Avant 200x35 bandage / Arrière 24" Alu bandage Krypton (<i>standard</i>)	<input checked="" type="checkbox"/>	○	-	-		
AP6	Avant 200x50 bandage Krypton / Arrière 24" alu bandage Krypton	<input type="checkbox"/>	○	-	-		
A14	Avant 200x50 Gonflable / Arrière 24" Alu Gonflable	<input type="checkbox"/>	64,07 €	67,59 €	-		
B85	Protecteur de rayons pour roues (la paire)	<input type="checkbox"/>	163,00 €	171,97 €	-		
B33	Mains courantes en Gel 24" (2991359)						
	Gauche	<input type="checkbox"/>	63,47 €	66,96 €	-	-	
	Droite	<input type="checkbox"/>	63,47 €	66,96 €	-	-	
KITS MONTÉS (exécution non-standard avec option montée)							
AMP	Kit Amputé (déport des roues arrières)	<input type="checkbox"/>	○	-	-	-	 B74
S AP1	Kit surbaissé Krypton Avt et Gonfl Arr : hauteur de siège 42 cm	<input type="checkbox"/>	○	-	-	-	
S AP5	Kit surbaissé Krypton Avt et Arr : hauteur de siège 42 cm	<input type="checkbox"/>	○	-	-	-	
HEM2 24"	Kit hémiplegique double main courante à cardan et avec axes à démontage rapide, reversible (<i>d'origine à droite</i>) - Roues 24"	<input type="checkbox"/>	257,09 €	271,23 €	271,23 €	9322389	
HEM2 22"	Kit hémiplegique double main courante à cardan et avec axes à démontage rapide, reversible (<i>d'origine à droite</i>) - Roues 22"	<input type="checkbox"/>	257,09 €	271,23 €	271,23 €	9322389	
B74	Freins à tambours (<i>sur commande et non compatible avec le kit surbaissé et le kit HEM2</i>)	<input type="checkbox"/>	109,79 €	115,83 €	-	-	

		Prix public HT	Prix public TTC	LPP	Code LPP	
KITS A MONTER (accessoires - livrés séparément)						
S AP1	Kit surbaissé Krypton Avt et Gonfl Arr : hauteur de siège 42 cm	<input type="checkbox"/>	203,63 €	214,83 €	-	-
S AP5	Kit surbaissé Krypton Avt et Arr : hauteur de siège 42 cm	<input type="checkbox"/>	203,63 €	214,83 €	-	-
HEM2 24"	Kit hémipédalier à double main courante à cardan et avec axes à démontage rapide (<i>d'origine à droite</i>) - Roues 24"	<input type="checkbox"/>	257,09 €	271,23 €	271,23 €	9322389
HEM2 22"	Kit hémipédalier à double main courante à cardan et avec axes à démontage rapide (<i>d'origine à droite</i>) - Roues 22"	<input type="checkbox"/>	257,09 €	271,23 €	271,23 €	9322389
T30 gonflable	Kit Poussette avec roues arrières gonflables 12"1/2x 2 1/4	<input type="checkbox"/>	191,73 €	202,28 €	-	-
T30 krypton	Kit Poussette avec roues arrières krypton 12"1/2x 2 1/4	<input type="checkbox"/>	191,73 €	202,28 €	-	-
APPUI -TÊTE						
B14	Toile et montant de dossier complémentaire	<input type="checkbox"/>	59,32 €	62,58 €	62,58 €	9322395
B47	Appui-tête réglable standard, pour fauteuil équipé d'un dossier toile (<i>obligatoirement avec B90</i>)	<input type="checkbox"/>	142,25 €	150,07 €	63,41 €	9322290
L55	Appui-tête skai réglable pour fauteuil équipé d'un dossier anatomique	<input type="checkbox"/>	156,29 €	164,89 €	63,41 €	9322290
L55 soft	Appui-tête réglable soft pour fauteuil équipé d'un dossier L14 soft	<input type="checkbox"/>	156,29 €	164,89 €	63,41 €	9322290
L58	Appui-tête skai rotatif pour fauteuil équipé d'un dossier anatomique	<input type="checkbox"/>	171,91 €	181,37 €	63,41 €	9322290
L58 soft	Appui-tête rotatif soft pour fauteuil équipé d'un dossier L14 soft	<input type="checkbox"/>	171,91 €	181,37 €	63,41 €	9322290
ACCESSOIRES						
B112	Tablette hémipédalier (à monter uniquement sur accoudoir long B02)	<input type="checkbox"/>	103,42 €	109,11 €	-	-
B12	Tablette découpée	<input type="checkbox"/>	108,12 €	114,07 €	76,84 €	9322350
B17	Siège garde-robe standard	<input type="checkbox"/>	134,62 €	142,02 €	103,49 €	9322308
B20	Ceinture de sécurité par clip	<input type="checkbox"/>	33,43 €	35,27 €	-	-
B58	Ceinture de sécurité à fermeture rapide (<i>ref 1990516</i>)	<input type="checkbox"/>	80,83 €	85,28 €	-	-
B22	Selle d'abduction pour fauteuil équipé de siège L15	<input type="checkbox"/>	69,74 €	73,58 €	-	-
B22	Selle d'abduction pour fauteuil équipé de toile	<input type="checkbox"/>	69,74 €	73,58 €	-	-
B31	Porte canne (<i>porte béquille</i>)	<input type="checkbox"/>	27,71 €	29,23 €	-	-
B40	Prolongateur de freins (<i>la paire</i>)	<input type="checkbox"/>	23,89 €	25,20 €	-	-
B41	Pompe à air	<input type="checkbox"/>	7,76 €	8,19 €	-	-
B52	Porte sérum	<input type="checkbox"/>	40,15 €	42,36 €	-	-
B78	Roulette anti-bascule avec basculeur (<i>la paire</i>)	<input type="checkbox"/>	78,03 €	82,32 €	-	-







			Prix public HT	Prix public TTC	LPP	Code LPP	
B83	Porte obus* (<i>diamètre en mm à préciser SVP</i>)						 B83
	Ø 115	<input type="checkbox"/>	125,98 €	132,91 €	-	-	
	Ø 130	<input type="checkbox"/>	125,98 €	132,91 €	-	-	
	Ø 145	<input type="checkbox"/>	125,98 €	132,91 €	-	-	
	Ø 155	<input type="checkbox"/>	125,98 €	132,91 €	-	-	
B90	Barre de poussée	<input type="checkbox"/>	66,11 €	69,75 €	-	-	 B90
B91	Latte anti-vol (<i>uniquement sur taille 44</i>)	<input type="checkbox"/>	53,10 €	56,02 €	-	-	 B91
B101	Système à jeton + pièce (<i>impossible sur tailles 32 et 37, impératif avec l'option barre de poussée B90</i>)	<input type="checkbox"/>	207,97 €	219,41 €	-	-	 B101

DOSSIER								
L14	Dossier anatomique en skaï	<input type="checkbox"/>	131,94 €	139,20 €	34,90 €	9322366	 L14 L14	
L14 Soft	Dossier anatomique soft	<input type="checkbox"/>	259,17 €	273,42 €	34,90 €	9322366		
L24	Dossier moulé en largeur skai*	<input type="checkbox"/>	177,42 €	187,18 €	34,90 €	9322366		
B79	Dossier porte-document (sur commande)	<input type="checkbox"/>	93,93 €	99,10 €	-	-		
L04	Pelotes de dos ou cales tronc (<i>la pièce</i>) (15x23 cm)						 L04	
		à droite	<input type="checkbox"/>	96,98 €	102,31 €	-		-
		à gauche	<input type="checkbox"/>	96,98 €	102,31 €	-		-
L04S	Pelotes de dos ou cales tronc - Petite Taille (<i>la pièce</i>) (11x21,5 cm)							
		à droite	<input type="checkbox"/>	96,98 €	102,31 €	-	-	
		à gauche	<input type="checkbox"/>	96,98 €	102,31 €	-	-	













ASSISE							
L15	Siège anatomique en skaï (<i>recommandé pour taille 55</i>)	<input type="checkbox"/>	131,94 €	139,20 €	34,90 €	9322366	 L15
L15 Soft	Siège anatomique soft	<input type="checkbox"/>	191,99 €	202,55 €	34,90 €	9322366	
L25	Siège moulé en skaï *	<input type="checkbox"/>	200,17 €	211,18 €	34,90 €	9322366	 L15
L02	Siège anatomique avec système d'élévation à l'avant (<i>à partir de taille 39</i>)	<input type="checkbox"/>	288,86 €	304,75 €	34,90 €	9322366	
B73	Siège spécial pour arthrodèse	<input type="checkbox"/>	251,11 €	264,92 €	34,90 €	9322366	

COUSSINS							
B23	Coussin 4 cm	<input type="checkbox"/>	33,08 €	34,90 €	34,90 €	9322366	
B24	Coussin 6 cm	<input type="checkbox"/>	33,08 €	34,90 €	34,90 €	9322366	
B25	Coussin 8 cm	<input type="checkbox"/>	33,08 €	34,90 €	34,90 €	9322366	
B26	Coussin incliné de 2 à 6 cm	<input type="checkbox"/>	33,08 €	34,90 €	34,90 €	9322366	
B27	Coussin incliné de 4 à 8 cm	<input type="checkbox"/>	33,08 €	34,90 €	34,90 €	9322366	
B37	Coussin 6 cm, épaisseur avec ouverture ovale	<input type="checkbox"/>	33,08 €	34,90 €	34,90 €	9322366	

* impossible sur les fauteuils Taille 32 et 37 cm

		Prix public HT	Prix public TTC	LPP	Code LPP		
MANCHETTES HEMIPLÉGIQUES MODULABLES							
Gauche Droite							
B66M	Gouttière fixe PU avec extension "plate" - longueur 46,5cm	<input type="checkbox"/>	212,00 €	223,66 €	119,39 €	9322314	
B66ML	Gouttière fixe PU avec extension "plate" longue - longueur 53,5cm	<input type="checkbox"/>	266,06 €	280,69 €	119,39 €	9322314	
B66MA	Gouttière fixe PU avec extension "corne courbée" - longueur 47,7cm	<input type="checkbox"/>	220,48 €	232,61 €	119,39 €	9322314	
B66MAL	Gouttière fixe PU avec extension "corne courbée" longue - longueur 54,7 cm	<input type="checkbox"/>	273,48 €	288,52 €	119,39 €	9322314	
B66OM	Gouttière orientable PU avec extension plate - longueur 46,5cm	<input type="checkbox"/>	212,00 €	223,66 €	119,39 €	9322314	
B66OML	Gouttière orientable PU avec extension plate longue - longueur 53,5cm	<input type="checkbox"/>	266,06 €	280,69 €	119,39 €	9322314	
B66OMA	Gouttière orientable PU avec extension "corne courbée" - longueur 47,7cm	<input type="checkbox"/>	220,48 €	232,61 €	119,39 €	9322314	
B66OMAL	Gouttière orientable PU avec extension "corne courbée" longue - longueur 54,7cm	<input type="checkbox"/>	273,48 €	288,52 €	119,39 €	9322314	

V-DRIVE (Assistance Motorisée)							
V DRIVE Std	Nouveau système d'assistance motorisée sur fauteuil (130kg) • B90 obligatoire si commandé avec B74	<input type="checkbox"/>	1 250,80 €	1 319,59 €	-	-	
Ref 1914591	Kit de fixation V-Drive (obligatoire avec l'option V-Drive)		-	-	-	-	

COUSSINS GEL "Les Indispensables"							
V12	Enveloppe protectrice gel pour tubes 120x160 mm (la paire)	<input type="checkbox"/>	69,86 €	73,70 €	-	-	
V14	Enveloppe protectrice gel pour tubes 120x200 mm (la paire)	<input type="checkbox"/>	93,58 €	79,13 €	-	-	
V16	Protège talon gel 120x140 mm (la paire)	<input type="checkbox"/>	69,86 €	73,70 €	-	-	
V18	Poignées gel pour béquille ou déambulateur avec velcro 120x130 mm	<input type="checkbox"/>	41,80 €	44,10 €	-	-	
V20	Protection gel pour ceinture de sécurité 325x80 mm et 230x70 mm	<input type="checkbox"/>	57,39 €	60,55 €	-	-	
V22	Protection gel pour gouttière 110x340 mm (la paire)	<input type="checkbox"/>	104,80 €	110,56 €	-	-	
V24	Protection latérale de jambe en gel 310x90 mm (la paire)	<input type="checkbox"/>	148,46 €	156,63 €	-	-	
V26	Sangle appui-mollets gel 400x190 mm (2 pièces)	<input type="checkbox"/>	145,97 €	154,00 €	-	-	
V28	Plaque repose-pied gel 155x210 mm (la paire)	<input type="checkbox"/>	145,97 €	154,00 €	-	-	
V30	Coussinet adhésif ovale 90x110 mm (la paire)	<input type="checkbox"/>	79,60 €	83,98 €	-	-	
V32	Coussinet adhésif ovale 100x200 mm (la paire)	<input type="checkbox"/>	68,62 €	72,39 €	-	-	
V34	Coussinet adhésif ovale 115x305 mm (la paire)	<input type="checkbox"/>	82,34 €	86,87 €	-	-	
V36	Coussinet adhésif ovoïde 120x70 mm (l'unité)	<input type="checkbox"/>	37,43 €	39,49 €	-	-	
SET V40	Bouton gel protège genou tournant 100x100 mm (la paire)	<input type="checkbox"/>	88,28 €	93,14 €	-	-	

TOTAL :				
----------------	--	--	--	--

Commentaire :