

Date et cachet de la société :

Prescription Médicale :

WHP, TRICYCLE A MANUEL OU PODALE, > OU = 38 CM ET < 90 CM, VERMEIREN
code LPP : 9222280*

*Les codes et montants LPP sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas VERMEIREN.

				Prix public HT	Prix public TTC	LPP	Code LPP	
2202	AQUA, blanc et bleu. 2202 AQ		☐	598,27 €	631,17 €	631,17 €	9222280*	A partir de 2 ans. Distance sol-selle 50-64 cm
	SAFARI, orange et noir. 2202 SA		☐	598,27 €	631,17 €	631,17 €	9222280*	Distance selle-pédale 39-52 cm
2215	HAPPY, rose et blanc. 2215 HA		☐	598,27 €	631,17 €	631,17 €	9222280*	A partir de 8 ans. Distance sol-selle 61-76 cm
	SPORTY, noir et rouge. 2215 SP		☐	598,27 €	631,17 €	631,17 €	9222280*	Distance selle-pédale 48-65 cm
2217	FREEDOM, blanc et rouge. 2217 FRWR		☐	598,27 €	631,17 €	631,17 €	9222280*	A partir de 14 ans. Distance sol-selle 72-86 cm
	FREEDOM, noir et vert. 2217 FRBG		☐	598,27 €	631,17 €	631,17 €	9222280*	Distance selle-pédale 59-78 cm
2219	LAGOON, gris et gris foncé. 2219 LG		☐	989,00 €	1 043,40 €	631,17 €	9222280*	Adulte Distance sol-selle 81-90 cm Distance selle-pédale 64-88 cm
	LAGOON, bordeaux et blanc. 2219 LBW		☐	989,00 €	1 043,40 €	631,17 €	9222280*	
	VINTAGE Design, brun et beige 2219 VTBB		☐	1 150,00 €	1 213,25 €	631,17 €	9222280*	
☒ = Exécution standard								

PIGNON





Référence	Désignation	Compatibilité		Prix public HT	Prix public TTC	LPP	Code LPP	
Pignon fixe								
06	Pignon fixe	Tous modèles	S	○	-	-	-	 Vous pouvez pédaler en avant et en arrière
Pignon libre (sans option vitesse)								
01+B1	Pignon libre + frein à disque	2217 et 2219	☐	174,14 €	183,72 €	-	-	 Vous pouvez pédaler en avant et en arrière uniquement
Pignon libre (avec option 3 ou 7 vitesses)								
03	Pignon libre + option 3 Vitesses (système frein Torpedo inclus)	2215, 2217 et 2219	☐	280,76 €	296,20 €	-	-	
07	Pignon libre + option 7 Vitesses (système frein Torpedo inclus)	2217 et 2219	☐	382,85 €	403,91 €	-	-	

FREIN SUPPLÉMENTAIRE

B1	Frein à disque sur roue arrière	2217 et 2219	☐	217,24 €	229,19 €	-	-	 B1
02	Freins Torpedo (frein à rétro-pédalage) uniquement avec pignon libre, pédalage vers l'avant uniquement	2215, 2217 et 2219	☐	162,70 €	171,65 €	-	-	

GUIDONS

S1	Guidon classique	Tous modèles	S	○	-	-	-	 S1
S2	Guidon plat	Tous modèles	☐	○	-	-	-	
S3	Guidon city (standard sur le vintage)	2217 et 2219	☐	○	-	-	-	
S4	Poignée rectangulaire	Tous modèles	☐	100,51 €	106,04 €	-	-	 S4
S6	Potence longue de guidon (30 cm) standard sur le 2217 et 2219	2202 et 2215	☐	43,07 €	45,44 €	-	-	
S5	Potence de guidon réglable	2217 et 2219	☐	68,61 €	72,38 €	-	-	
D1	Butée directionnelle	Tous modèles	☐	74,98 €	79,10 €	-	-	 D1

Référence	Désignation	Compatibilité		Prix public HT	Prix public TTC	Dimensions en mm
CALE-HANCHES  P1S / P1M/P1L						
P1S	Cale-hanches S (livré avec tige de selle ajustable)	2202 et 2215	☐	100,51 €	106,04 €	
P1M	Cale-hanches M (livré avec tige de selle ajustable)	2217 et 2219	☐	100,51 €	106,04 €	
P1L	Cale-hanches L (livré avec tige de selle ajustable)	2217 et 2219	☐	100,51 €	106,04 €	
SUPPORTS DORSAUX  P2S / P2M/P2L						
P2S	Support dorsal S (livré avec tige de selle ajustable)	2202 et 2215	☐	111,68 €	117,82 €	

Référence	Désignation	Compatibilité		Prix public HT	Prix public TTC	Dimensions en mm
P2M	Support dorsal M (livré avec tige de selle ajustable)	2217 et 2219	☐	111,68 €	117,82 €	Side view: 618 mm height, 209 mm width, 236 mm base width. Top view: 416 mm width, 260 mm inner width, 120 mm depth, 520 mm total height, 396 mm mounting height. Rear view: 80 mm width, 112 mm depth, 135° angle.
P2L	Support dorsal L (livré avec tige de selle ajustable)	2217 et 2219	☐	111,68 €	117,82 €	Side view: 718 mm height, 209 mm width, 236 mm base width. Top view: 416 mm width, 260 mm inner width, 120 mm depth, 620 mm total height, 489 mm mounting height. Rear view: 80 mm width, 112 mm depth, 135° angle.
SUPPORTS DORSAUX + CALE-HANCHES			 P3S / P3M / P3L			
P3S	Support dorsal & Cale-hanches S (livré avec tige de selle ajustable)	2202 et 2215	☐	165,89 €	175,01 €	Side view: 518 mm height, 209 mm width, 236 mm base width. Top view: 416 mm width, 260 mm inner width, 180 mm depth, 420 mm total height, 94 mm mounting height. Rear view: 80 mm width, 112 mm depth, 135° angle.
P3M	Support dorsal & Cale-hanches M (livré avec tige de selle ajustable)	2217 et 2219	☐	165,89 €	175,01 €	Side view: 618 mm height, 209 mm width, 236 mm base width. Top view: 416 mm width, 260 mm inner width, 180 mm depth, 520 mm total height, 94 mm mounting height. Rear view: 80 mm width, 112 mm depth, 135° angle.

Référence	Désignation	Compatibilité		Prix public HT	Prix public TTC	Dimensions en mm
P3L	Support dorsal & Cale Hanches L (livré avec tige de selle ajustable)	2217 et 2219	☐	165,89 €	175,01 €	

TIGES DE SELLES SPÉCIALES

P4S	Tige de selle Ajustable S (<i>hauteur + 5cm</i>)	2202 et 2215	☐	49,46 €	52,18 €	P4S / P4M P5
P4M	Tige de selle Ajustable M (<i>hauteur +5cm</i>)	2217 et 2219	☐	49,46 €	52,18 €	
P5	Tige de selle avec amortisseur (incompatible avec P1, P2, P3 et P4)	2217 et 2219	☐	68,61 €	72,38 €	

PÉDALES ET CALE-PIEDS SPÉCIAUX




F1	Pédales avec sangles de maintien (la paire)	Tous modèles	☐	47,85 €	50,48 €	F1
F2	Cale-pieds avec sangles de maintien (la paire)	Tous modèles	☐	60,64 €	63,98 €	F2

REPOSE-PIEDS À FIXATION VELCRO



F3S / F3M / F3L

F3S	Repose-pieds à fixation Velcro - S (la paire)	2202 et 2215	☐	129,22 €	136,33 €	
F3M	Repose-pieds à fixation Velcro - M (la paire)	2217 et 2219	☐	129,22 €	136,33 €	
F3L	Repose-pieds à fixation Velcro - L (la paire)	2217 et 2219	☐	129,22 €	136,33 €	

Référence	Désignation	Compatibilité		Prix public HT	Prix public TTC	Dimensions en mm
TUTEUR DE CHEVILLE AVEC REPOSE-PIED À FIXATION VELCRO  F4SL F4SR F4ML F4MR F4LL F4LR						
F4SL	Tuteur de cheville avec repose-pied à fixation Velcro - Taille S - Gauche	2202 et 2215	☐	137,19 €	144,74 €	
F4SR	Tuteur de cheville avec repose-pied à fixation Velcro - Taille S - Droit	2202 et 2215	☐	137,19 €	144,74 €	
F4ML	Tuteur de cheville avec repose-pied à fixation Velcro - Taille M - Gauche	2217 et 2219	☐	137,19 €	144,74 €	
F4MR	Tuteur de cheville avec repose-pied à fixation Velcro - Taille M - Droit	2217 et 2219	☐	137,19 €	144,74 €	
F4LL	Tuteur de cheville avec repose-pied à fixation Velcro - Taille L - Gauche	2217 et 2219	☐	137,19 €	144,74 €	
F4LR	Tuteur de cheville avec repose-pied à fixation Velcro - Taille L - Droit	2217 et 2219	☐	137,19 €	144,74 €	

OPTIONS ET ACCESSOIRES

F5	Pédales ajustables en longueur - 2 positions	2215, 2217 et 2219	☐	73,39 €	77,43 €	 F5  E1S / E1M/E1L  E2  E3  E7  E8L / E8R  E9
E1S 1912544	Poignée de poussée S (fixée sous panier)	2202 et 2215	☐	68,61 €	72,38 €	
E1M 1916647	Poignée de poussée M (fixée sous panier)	2217	☐	68,61 €	72,38 €	
E1L 1912542	Poignée de poussée L (fixée sous panier)	2219	☐	68,61 €	72,38 €	
E2	Kit éclairage	2217, standard sur le 2219	☐	134,00 €	141,37 €	
E3	Compteur Kilométrique	2215, 2217 et 2219	☐	90,94 €	95,94 €	
E6	Porte canne	2217 et 2219	☐	36,69 €	38,71 €	
E7	Porte gourde	Tous modèles	☐	23,94 €	25,26 €	
E8L	Rétroviseur à gauche	Tous modèles	☐	71,80 €	75,75 €	
E8R	Rétroviseur à droite	Tous modèles	☐	71,80 €	75,75 €	
E9	Sangles de maintien des mains	Tous modèles	☐	45,00 €	47,48 €	
E10S	Support de maintien des mains avec sangles	2202 et 2215	☐	55,00 €	58,03 €	 E10S/E10M/E10L largeur x longueur S = 60 x 130 mm M = 90 x 150 mm L = 120 x 170 mm
E10M	Support de maintien des mains avec sangles	2217 et 2219	☐	55,00 €	58,03 €	
E10L	Support de maintien des mains avec sangles	2217 et 2219	☐	55,00 €	58,03 €	

Référence	Désignation	Compatibilité		Prix public HT	Prix public TTC	Dimensions en mm
E11S	Manchons - S	Tous modèles	☐	62,22 €	65,64 €	 largeur x longueur S = 40 x 80 mm M = 50 x 90 mm L = 60 x 90 mm
E11M	Manchons - M	Tous modèles	☐	62,22 €	65,64 €	
E11L	Manchons - L	Tous modèles	☐	62,22 €	65,64 €	
-	Selle standard	Tous modèles	S	O	-	 E12  E18  E13
E12	Selle confort	2217 et 2219	☐	47,85 €	50,48 €	
E18	Selle type "banane" <i>incompatible avec P1, P2 et P3</i>	Tous modèles	☐	106,89 €	112,77 €	
E13	Home trainer (système d'exercice à domicile - <i>incompatible E-Tricycles</i>)	2215, 2217 et 2219	☐	255,23 €	269,27 €	
NM	Commande à gauche	Tous modèles	☐	39,88 €	42,07 €	
23	Différentiel	2219	S	O	-	
PANIER ET TOP CASES						 E14  E4  E5
E14	Panier avant	2217 et 2219	☐	53,29 €	56,22 €	
E4	Panier vintage à l'arrière	2219	☐	200,99 €	212,04 €	
E5	Top Case	2217 et 2219	☐	261,61 €	276,00 €	
TOTAL :						

Comment choisir mon tricycle?


Le choix de la taille d'un tricycle est déterminé par la longueur totale intérieure de la jambe (A) - (distance totale, jambe tendue, du plis de l'aine jusqu'au talon). Il faut ensuite comparer ce chiffre aux mesures sol-selle et selle-pédale ci-dessous.



2202	2215	2217	2219
distance sol-selle 50 à 64 cm	61 à 76 cm	72 à 86 cm	81 à 90 cm
distance selle-pédale 39 à 52 cm	48 à 65 cm	59 à 78 cm	64 à 88 cm
à partir de 3 ans Modèles : AQUA - SAFARI	à partir de 8 ans Modèles : HAPPY - SPORTY	à partir de 14 ans Modèles : FREEDOM E-Tricycle	adultes Modèles : LAGOON - VINTAGE E-Tricycle

Outil d'aide pour trouver le tricycle à sa taille

Il vous intéresse?
Contactez votre service commercial



Quelle est la différence entre un pignon fixe et un pignon libre ?

Un pignon fixe est un tricycle dont le pignon de la roue arrière, ordinairement monté en roue libre, est monté sans roue libre, c'est-à-dire que la roue arrière est solidaire au pignon. Quand vous pédalez en avant ou en arrière, votre roue tourne dans le sens de pédalage.

Un pignon libre est un tricycle dont le pignon de la roue arrière est monté en roue libre, c'est-à-dire que la roue arrière n'est pas solidaire au pignon. Il permet donc au cycliste de ne pas avoir à pédaler tout le temps sans pour autant que les mouvements du pignon ne s'arrêtent.

Pignon fixe



Vous pouvez pédaler en avant **et** en arrière.

Pignon libre



Vous pouvez pédaler en avant **uniquement**.