

ALTITUDE



Fauteuil équipé d'un coussin d'assise anti-escarres. Hauteur de dossier de 80 cm. Structure en acier de diamètre 32 mm avec peinture Epoxy.

Equippé de 4 roues de 100mm pour tous les sols. Equipé d'une mousse haute résilience au niveau du dossier et des accoudoirs, et d'un revêtement soft pour un confort maximum. Livré avec appui-tête, hamais et repose-jambes réglables en inclinaison par vérin. Repose-pieds réglable en hauteur avec palette séparées rabattables.

Poids maxi utilisateur : 120 kg

*** Prescription Médicale :**

- Siège de série, siège coquille
Code LPP 6222612*

- Tablette amovible
Code LPP 6222776*



Agence de Phalempin :

Tel : 03.28.55.07.98

Fax : 03.20.90.28.89

Agence de Cournon :

Tel : 04.73.60.82.40

Fax : 04.73.77.95.94

Date et cachet de la société :

*Les codes et montants LPP sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas VERMEIREN.

= Exécution standard

= Option sans supplément de prix

Sélectionner les options en cochant les cases SVP		Prix public HT	Prix public TTC	LPP	Code LPP	
Fauteuil Coquille Altitude taille 38 à 48 sans tablette	<input type="checkbox"/>	504,78 €	532,54 €	532,54 €	6222612*	
Fauteuil Coquille Altitude taille 38 à 48 + Option tablette amovible en bois clair incluse <i>(avec coloris vert, orange, praline et prune)</i>	<input type="checkbox"/>	561,95 €	592,85 €	592,85 €	6222612 +6222776*	 tablette
Fauteuil Coquille Altitude taille 38 à 48 + Option tablette amovible en bois foncé incluse <i>(avec coloris bi-revêtement brun ou noir uniquement)</i>	<input type="checkbox"/>	561,95 €	592,85 €	592,85 €	6222612 +6222776*	 demi-tablette
Fauteuil Coquille Altitude taille 38 à 48 + Option demi-tablette amovible en bois clair incluse NOUVEAU <i>(avec coloris vert, orange, praline et prune)</i>	<input type="checkbox"/>	561,95 €	592,85 €	592,85 €	6222612 +6222776*	 demi-tablette
Fauteuil Coquille Altitude taille 38 à 48 + Option demi-tablette amovible en bois foncé incluse NOUVEAU <i>(avec coloris bi-revêtement brun ou noir uniquement)</i>	<input type="checkbox"/>	561,95 €	592,85 €	592,85 €	6222612 +6222776*	
Option inclinaison électrique pour Altitude	<input type="checkbox"/>	155,37 €	163,92 €	-	-	

ASSISE						
Largeur d'assise						
	38 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	-
	40 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	-
	42 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	-
	44 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	-
	48 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	-
Profondeur d'assise						
	44 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	-
	46 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	-
	48 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	-
Coussin d'assise						
	Coussin d'assise anti-escarres	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	-

COULEURS <i>(pour autres coloris : supplément de prix, merci de vous rapprocher du service commercial)</i>						
	PU Soft Touch Vert	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	-
	PU Soft Touch Prune	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	-
	PU Soft Touch Praline	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	-
	PU Soft Touch Orange	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	-
	Bi-revêtement : Cuir artificiel brun + alcala	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	-
	Bi-revêtement : Cuir artificiel noir + alcala	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	-

PU Soft Touch
VERT






PU Soft Touch
PRUNE

PU Soft Touch
PRALINE

PU Soft Touch
ORANGE

Birevêtement
NOIR

Birevêtement
BRUN

		Prix public HT	Prix public TTC	LPP	Code LPP		
ACCESSOIRES							
B12H	Demi-Tablette NOUVEAU amovible en bois clair livrée à part <i>(recommandé pour coloris vert, orange, praline et</i>	<input type="checkbox"/>	108,12 €	114,07 €	-	-	 demi-tablette
B12H	Demi-Tablette NOUVEAU amovible en bois foncé livrée à part <i>(recommandé pour coloris bi-revêtement brun ou noir)</i>	<input type="checkbox"/>	108,12 €	114,07 €	-	-	 demi-tablette
B12	Tablette amovible en bois clair livrée à part <i>(recommandé pour coloris vert, orange, praline et</i>	<input type="checkbox"/>	108,12 €	114,07 €	-	-	 tablette
B12	Tablette amovible en bois foncé livrée à part <i>(recommandé pour coloris bi-revêtement brun ou noir)</i>	<input type="checkbox"/>	108,12 €	114,07 €	-	-	 tablette
B52	Porte Serum	<input type="checkbox"/>	59,51 €	62,78 €	-	-	 porte-serum
TOTAL :							