

TRICYCLES 2202 - Standard



Compagnon idéal pour les petits, les tricycles 2202 sauront plaire au plus grand nombre. Avec des looks attractifs et un design épuré, les tricycles allient confort et facilité de conduite en toute circonstance. Les cadres sont conçus pour que son utilisateur puisse monter et descendre aisément et ainsi diminuer les risques de chute et rendre l'enjambement plus naturel. Guidon réglable en hauteur et en inclinaison Selle ajustable en hauteur Frein V-brake avec position parking Pignon fixe pour plus de sécurité Panier arrière sans supplément, Garde-boue de série et klaxon Différentes configurations disponibles Poids utilisateur max: de 40kg Garantie 2 ans hors pièces d'usure Tricycles orthopédiques pour enfants	Modèle Aqua  Modèle Safari 	Date et cachet de la société :
Prescription Médicale : Cycle modulaire à roues multiples CYC + PAP Forfait A membres supérieurs et/ou Forfait B membres inférieurs si nécessaire Qui peut prescrire ? Prescription par Médecin MPR, Médecin titulaire DU et Ergothérapeute dans une équipe pluridisciplinaire pour catégorie CYC	Agence de Phalempin : Tel : 03.28.55.07.98 Fax : 03.20.90.28.89 Agence de Cournon : Tel : 04.73.60.82.40 Fax : 04.73.77.95.94	

*Les codes et montants LPP sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas VERMEIREN.

☒ = Exécution standard

☐ = Option sans supplément de prix

Sélectionner les options en cochant les cases SVP			Prix public HT	Prix public TTC	PLV* TTC	Code Remboursement	A partir de 2 ans. Distance sel-selle 50-64 cm Distance selle-pédale 39-52 cm
2202	AQUA, blanc et bleu. 2202 AQ		☐	1 591,92 €	1 679,48 €	1 679,48 €	9538882
	SAFARI, orange et noir. 2202 SA		☐	1 591,92 €	1 679,48 €	1 679,48 €	9538882

Sélectionner les options en cochant les cases SVP			Prix public HT	Prix public TTC	PLV* TTC	Code Remboursement	
Pour Rappel : Mode de prise en charge catégorie CYC							
ACHAT			1 591,92 €	1 679,48 €	1 679,48 €	9538882	
Pour Rappel: Forfait de mise à disposition + Forfait Livraison							
FORFAIT MAD1 niveau 1			94,79 €	100,00 €	100,00 €	4841966	
FORFAIT MAD2 niveau 1 En cas de renouvellement à l'achat			47,39 €	50,00 €	50,00 €	4811876	
LIVRAISON			47,39 €	50,00 €	50,00 €	1266390	
Pour Rappel: Forfait SAV5							
Montant forfaitaire annuel SAV5 sans PLV			246,92 €	260,50 €	260,50 €	4800737	



☒ = Exécution standard





☐ = Option sans supplément de prix

CHÂSSIS							  Klaxon   Eclairage avant & arrière
Type							
	Cycle à roues multiples pourvu d'une selle	S	☐	-	-		
	Châssis fixe	S	☐	-	-		
	Dispositif réfléchissant avant et arrière (Tous les modèles)	S	☐	-	-		
	Klaxon	S	☐	-	-		
Eclairage							
E2	Kit éclairage avant, arrière	☐	☐	-	-		
MODE DE PROPULSION							
Type							
	Propulsion podale avec direction manuelle	S	☐	-	-		
Roues							
	Pneumatiques avant et arrière	S	☐	-	-		
Pignon							
Pignon Fixe							
06	Pignon fixe	S	☐	-	-		
Système de freinage standard							
	Poignée de frein sur guidon (à droite)	S	☐	-	-		
GUIDON							
S1	Guidon classique	S	☐	-	-		
S2	Guidon plat	☐	☐	-	-		
NM	Commande à gauche	☐	☐	-	-		




 S1
 S2

Sélectionner les options en cochant les cases SVP				Prix public HT	Prix public TTC	PLV* TTC	Code Remboursement
DOSSIER							
Système de maintien du tronc							
Cales-hanches							
P1S	Cale-hanches S (livré avec tige de selle ajustable)		☐	☐	-	-	
Supports dorsaux							
P2S	Support dorsal S (livré avec tige de selle ajustable)		☐	☐	-	-	
Supports dorsaux + Cale-hanches							
P3S	Support dorsal & Cale-hanches S (livré avec tige de selle ajustable)		☐	☐	-	-	
ASSISE							
Selle							
-	Selle standard (Réglable en hauteur et en antéropostérieur)		S	☐	-	-	
E18A	Selle type "banane" ajustable en angle (Incompatible avec P1, P2 et P3)		☐	☐	-	-	
Tige pour fixation selle							
P4S	Tige de selle Ajustable S en antéropostérieur (hauteur + 5cm)		☐	☐	-	-	
PÉDALES							
Pédales							
F1	Pédales avec sangles de maintien (la paire)		☐	☐	-	-	
F2	Cale-pieds avec sangles de maintien (la paire)		☐	☐	-	-	
Pédales à fixations velcro							
F3S	Repose-pieds à fixation Velcro - S (la paire)		☐	☐	-	-	
							
Tuteur de cheville avec pédales à fixation velcro							
F4SL	Tuteur de cheville avec repose-pied à fixation Velcro Taille S - Gauche		☐	☐	-	-	-
F4SR	Tuteur de cheville avec repose-pied à fixation Velcro Taille S - Droit		☐	☐	-	-	-
							
			selle standard				
			E18A				
			P4S				
			F2				
			F1				
			F3S				
			F4S				

Sélectionner les options en cochant les cases SVP			Prix public HT	Prix public TTC	PLV* TTC	Code Remboursement						
ACCESSOIRES												
E1S 1912544	Poignée de poussée S (fixée sous panier)	☐	68,61 €	72,38 €	-							
E7	Porte gourde	☐	23,94 €	25,26 €	-							
E8L	Rétroviseur à gauche	☐	71,80 €	75,75 €	-							
E8R	Rétroviseur à droite	☐	71,80 €	75,75 €	-							
PRODUITS D'ASSISTANCE À LA POSTURE (PAP)												
Rappel : prise en charge Achat ou LLD												
MEMBRES SUPERIEURS - Forfait A												
Éléments posturaux pouvant être installés sur tous VHP modulaire, conçus pour maintenir, compenser ou corriger le positionnement du corps Prescription d'un ou plusieurs éléments posturaux à hauteur du montant forfaitaire maximal de 600€ PLV TTC Cumulable avec le forfait B membres inférieurs												
PAP du Dossier												
Dispositifs de positionnement thoraco-lombaires (Physipro)												
Sangle thoracique												
00.01	Bande multi-usage neoflex	Forfait A Concerne toutes les options disponibles et au choix pour les membres supérieurs : Montant forfaitaire maximal 600€ PLV TTC					 00.01					
2997957	o Small (Longueur 100cm/Largeur 8cm)							☐	95,00 €	100,23 €		
2997958	o Medium (Longueur 140cm/Largeur 10cm)							☐	95,00 €	100,23 €		
2997959	o Large (Longueur 160cm/Largeur 10cm)							☐	95,00 €	100,23 €		
2997960	o X-Large (Longueur 180cm/Largeur 10cm)						☐	95,00 €	100,23 €			
00.02	Extension bande multi-usage neoflex											 00.02
2997957	o Small (Longueur 80cm/Largeur 8cm)						☐	65 €	68,58 €			
2997958	o Medium (Longueur 80cm/Largeur 10cm)						☐	65 €	68,58 €			
2997960	o X-Large (Longueur 80cm/Largeur 10cm)						☐	65 €	68,58 €			
20.01	Support thoracique large neoflex											 20.01
2997879	o X-Small						☐	185,00 €	195,18 €			
2997880	o Small						☐	185,00 €	195,18 €			
2997881	o Medium						☐	185,00 €	195,18 €			
2997882	o Large						☐	185,00 €	195,18 €			
2997883	o X-Large						☐	185,00 €	195,18 €			
20.02	Support thoracique large avec zip neoflex											 20.02
2997842	o X-Small						☐	199,00 €	209,95 €			
2997843	o Small						☐	199,00 €	209,95 €			
2997844	o Medium						☐	199,00 €	209,95 €			
2997845	o Large						☐	199,00 €	209,95 €			
2997846	o X-Large	☐	199,00 €	209,95 €								
20.03	Support thoracique étroit neoflex						 20.03					
2997874	o X-Small	☐	179,00 €	188,85 €								
2997875	o Small	☐	179,00 €	188,85 €								
2997876	o Medium	☐	179,00 €	188,85 €								
2997877	o Large	☐	179,00 €	188,85 €								
2997878	o X-Large	☐	179,00 €	188,85 €								
20.04	Support thoracique étroitneoflex						 20.04					
2997859	o X-Small	☐	195,00 €	205,73 €								
2997860	o Small	☐	195,00 €	205,73 €								
2997861	o Medium	☐	195,00 €	205,73 €								
2997862	o Large	☐	195,00 €	205,73 €								
2997863	o X-Large	☐	195,00 €	205,73 €								

Pensez à nos différents systèmes de rampes ultra-pratiques !




Sélectionner les options en cochant les cases SVP		Prix public HT	Prix public TTC	PLV* TTC	Code Remboursement	
RAMPES PLIABLES						
8002925	Paire de Rampes 692 (180 cm) avec sacs de rangement	☐	329,00 €	347,10 €	-	-
KITS RAMPES						
8002565	Rampes extérieures Kit N°1 (de 1,8 à 5,5 cm)	☐	69,00 €	72,80 €	-	-
8002566	Rampes extérieures Kit N°2 (de 3,6 à 9,1 cm)	☐	138,00 €	145,59 €	-	-
8002567	Rampes extérieures Kit N°3 (de 7,2 à 12,7 cm)	☐	229,90 €	242,54 €	-	-
8002568	Rampes extérieures Kit N°4 (de 10,8 à 16,3 cm)	☐	327,00 €	344,99 €	-	-
8003004	Rampes extérieures Kit N°5 (de 14,4 à 19,9 cm)	☐	479,00 €	505,35 €	-	-
QUICKRAMPS						
8002582	Kit Quickramp 10 mm	☐	34,50 €	36,40 €	-	-
8002583	Kit Quickramp 12 mm	☐	37,90 €	39,98 €	-	-
8002584	Kit Quickramp 14 mm	☐	43,90 €	46,31 €	-	-
8002585	Kit Quickramp 16 mm	☐	46,90 €	49,48 €	-	-
RAMPES SUR MESURE (Cf Fiche de mesure spécifique sur Vermeiren.fr - Produit- Accessoire)						
Sur mesure	Rampes ALPHA	☐	Veuillez vous rapprocher du service commercial			
Sur mesure	Rampes BETA	☐	Veuillez vous rapprocher du service commercial			
Sur mesure	Rampes GAMMA	☐	Veuillez vous rapprocher du service commercial			

TOTAL :

Commentaires :

Comment choisir mon tricycle?

Le choix de la taille d'un tricycle est déterminé par la longueur totale intérieure de la jambe (JL) - distance totale, genou tendu, du pli de l'aine jusqu'au talon. Il faut ensuite comparer ce chiffre aux mesures suivantes et sélectionner la taille correspondante.



Quelle est la différence entre un pignon fixe et un pignon libre ?

Un pignon fixe est un tricycle dont le pignon de la roue arrière, ordinairement monté en roue libre, est monté sans roue libre, c'est-à-dire que la roue arrière est solidaire au pignon. Quand vous pédalez en avant ou en arrière, votre roue tourne dans le sens de pédalage.

Un pignon libre est un tricycle dont le pignon de la roue arrière est monté en roue libre, c'est-à-dire que la roue arrière n'est pas solidaire au pignon. Il permet donc au cycliste de ne pas avoir à pédaler tout le temps sans pour autant que les mouvements du pignon ne s'arrêtent.

