




Prescription Médicale : *9122012 : VHP, PROPULSION MANUELLE, PLIANT, A DOSSIER NON INCLINABLE, VERMEIREN **9110240 : VHP, PROPULSION MANUELLE, PLIANT, A DOSSIER INCLINABLE, VERMEIREN	<u>cachet de votre entreprise :</u>
--	--

*Les codes et montants LPP sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas VERMEIREN.

☒ = Exécution standard ☐ = Option sans supplément de prix


		Prix Public HT	Prix Public TTC	LPP	Code LPP
Fauteuil Trigo T - Type de dossier					
Dossier fixe plat (img 21)	☐	1 589,55 €	1 676,98 €	558,99 €	9122012*
Dossier réglable en inclinaison 82° - 102° (img 22) - ref 4011013ARIN42	☐	1 799,00 €	1 897,95 €	603,65 €	9110240**
Dossier rabattable et réglable en inclinaison 82° - 102° (img 23) ref 4011013ARIN44	☐	1 949,29 €	2 056,50 €	603,65 €	9110240**

Coussin de dossier					
Coussin de dossier (toutes versions)	☒	-	-	34,90 €	9322366



ASSISE											
Profondeur d'assise en cm	Largeur d'assise en cm										
	Simple croisillon poids maxi utilisateur : 70 kg			1,5 croisillon poids maxi utilisateur : 130 kg						Double croisillon poids maxi utilisateur : 130 kg	
	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50
32	☐	☐	☐								
34	☐	☐	☐								
36	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
38	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
40	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
42	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
44	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
46	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
48	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
50	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Largeur totale minimale avec protège-vêtements standard et carossage des roues à 0°											
	46cm	48cm	50cm	52cm	54cm	56cm	58cm	60cm	62cm	64cm	66cm

HAUTEUR D'ASSISE AVANT (en mm)

Hauteur d'assise avant en cm	roues avant 3"	roues avant 4"	roues avant 5"	roues avant 6"		Roues de 6" incompatibles avec les angles de repose-pieds 90°
39	○	○				
40	○	○				
41	○	○				
42		○	○			
43	○	○	○			
44	○	○	○	○		
45	○	○	○	○		
46		○	○	○		
47	○	○	○	○		
48	○	○	○	○		
49	○	○	○	○		
50		○	○	○		
51			○	○		

HAUTEUR D'ASSISE ARRIERE (en mm)


Hauteur d'assise arrière en cm	roues 18"	roues 20"	roues 22"	roues 24"	roues 26"	Merci de respecter les recommandations suivantes : Ecart maximum entre hauteur d'assise avant et arrière : Pour les profondeurs 32 à 36cm : différence maxi 4cm Pour les profondeurs 36 à 44cm : différence maxi 7cm Pour les profondeurs 44 à 50cm : différence maxi 10cm
32,5	○	○				
33,5	○	○				
34,5	○	○				
35,5	○	○	○			
36,5	○	○	○			
37,5	○	○	○			
38,5	○	○	○	○		
39,5	○	○	○	○		
40,5	○	○	○	○		
41,5	○	○	○	○	○	
42,5		○	○	○	○	
43,5		○	○	○	○	
44,5			○	○	○	
45,5			○	○	○	
46,5			○	○	○	
47,5				○	○	
48,5				○	○	
49,5				○	○	
50,5					○	
51,5					○	
52,5					○	

POSSIBILITES DE PROFONDEUR D'ASSISE EN FONCTION DE LA TAILLE DES ROUES

Taille de roues avant	Taille de roues arrières					
	18"	20"	22"	24"	26"	
3"	profondeur d'assise : 32-50cm	profondeur d'assise : 32-50cm	profondeur d'assise : 36-50cm	profondeur d'assise : 38-50cm	profondeur d'assise : 44-50cm	
4"	profondeur d'assise : 32-50cm	profondeur d'assise : 32-50cm	profondeur d'assise : 36-50cm	profondeur d'assise : 38-50cm	profondeur d'assise : 44-50cm	
5"	profondeur d'assise : 32-50cm	profondeur d'assise : 32-50cm	profondeur d'assise : 36-50cm	profondeur d'assise : 38-50cm	profondeur d'assise : 44-50cm	
6"	profondeur d'assise : 38-50cm	profondeur d'assise : 38-50cm	profondeur d'assise : 40-50cm	profondeur d'assise : 40-50cm	profondeur d'assise : 44-50cm	

ACCOUDOIRS






			Prix Public HT	Prix Public TTC	LPP	Code interne Vermeiren
B82S fixed	Protège-vêtements fixe - aluminium (img 01) - combinables avec accoudoirs tubes	☐	○	-		ARAS16
B82S-C fixed	Protège-vêtements fixe - carbone (img 01) - combinables avec accoudoirs tubes	☐	304,95 €	321,72 €		ARAS17
B82 fixed	Protège-vêtements fixe avec garde-boue en aluminium (img 02) - combinables avec accoudoirs tubes	☐	72,19 €	76,16 €		ARAS18
Bi5	Accoudoirs ajustables en hauteur (img 03) - longueur 33 cm	☐	78,31 €	82,62 €		ARAS15
Bi5S	Accoudoirs ajustables en hauteur - manchette courte (img 03) - longueur 20 cm	☐	78,31 €	82,62 €		ARAS47
TUBE	Accoudoirs tubes escamotable vers l'arrière (23 cm) - (img 04) - longueur 23 cm - uniquement avec dossier fixe	☐	138,90 €	146,54 €		ARAS12
TUBE LONG	Accoudoirs tubes escamotable vers l'arrière (28 cm) - (img 04) - longueur 28 cm - uniquement avec dossier fixe	☐	138,90 €	146,54 €		ARAS37
B82S-C	Protège-vêtements amovibles - carbone (img 05) - combinables avec accoudoirs tubes	☐	376,02 €	396,70 €		ARAS21
B82SL-A	Protège-vêtements longs amovibles - aluminium (img 06) - combinables avec accoudoirs tubes	☐	109,63 €	115,66 €		ARAS32
B82L-A	Protège-vêtements long amovibles avec garde-boue - aluminium (img 07) - combinables avec accoudoirs tubes	☐	140,96 €	148,71 €		ARAS34
B82-C	Protège-vêtements amovibles avec garde-boue - carbone (img 08) - combinables avec accoudoirs tubes	☐	422,88 €	446,14 €		ARAS23









MANCHETTES HEMIPLÉGIQUES MODULABLES NOUVEAU !!

		gauche		droite			
⚠ La manchette doit obligatoirement être montée sur un accoudoir Bi5							
B66M	Gouttière fixe PU avec extension "plate" - longueur 46,5cm	☐	☐	212,00 €	223,66 €	119,39€ LPP : 9322314	ARAP92 (gauche) ARAP96 (droite)
B66ML	Gouttière fixe PU avec extension "plate" longue - longueur 53,5cm	☐	☐	266,06 €	280,69 €	119,39€ LPP : 9322314	ARAP93 (gauche) ARAP97 (droite)
B66MA	Gouttière fixe PU avec extension "corne courbée" - longueur 47,7cm	☐	☐	220,48 €	232,61 €	119,39€ LPP : 9322314	ARAP90 (gauche) ARAP94 (droite)
B66MAL	Gouttière fixe PU avec extension "corne courbée" longue - longueur 54,7 cm	☐	☐	273,48 €	288,52 €	119,39€ LPP : 9322314	ARAP91 (gauche) ARAP95 (droite)
B66OM	Gouttière orientable PU avec extension plate - longueur 46,5cm	☐	☐	212,00 €	223,66 €	119,39€ LPP : 9322314	ARAP83 (gauche) ARAP87 (droite)
B66OML	Gouttière orientable PU avec extension plate longue - longueur 53,5cm	☐	☐	266,06 €	280,69 €	119,39€ LPP : 9322314	ARAP84 (gauche) ARAP88 (droite)
B66OMA	Gouttière orientable PU avec extension "corne courbée" - longueur 47,7cm	☐	☐	220,48 €	232,61 €	119,39€ LPP : 9322314	ARAP85 (gauche) ARAP90 (droite)
B66OMAL	Gouttière orientable PU avec extension "corne courbée" longue - longueur 54,7cm	☐	☐	273,48 €	288,52 €	119,39€ LPP : 9322314	ARAP86 (gauche) ARAP91 (droite)




		Prix Public HT	Prix Public TTC	LPP	Code interne Vermeiren
REPOSE-PIEDS					
B06 70°	Repose-pieds amovibles et escamotables - 70° (img 11)	☐	○	-	ARVS107
B06 80°	Repose-pieds amovibles et escamotables - 80° (img 12)	☐	○	-	ARVS108
B06 90°	Repose-pieds amovibles et escamotables - 90° (img 13) <i>incompatible avec roues de 6"</i>	☐	○	-	ARVS109
BA06 70°	Repose-pieds amovibles et escamotables raccourcis de 5 cm - 70° (img 14) 30 à 38 cm	☐	○	-	ARVS90
BA06 80°	Repose-pieds amovibles et escamotables raccourcis de 5 cm - 80° (img 14) 30 à 38 cm	☐	○	-	ARVS91
BA06 90°	Repose-pieds amovibles et escamotables raccourcis de 5 cm - 90° (img 14) 30 à 38 cm - <i>incompatible avec roues de 6"</i>	☐	○	-	ARVS92
BK6 70°	Repose-pieds monobloc - 70°	☐	104,95 €	110,72 €	ARVS39
BK6 80°	Repose-pieds monobloc - 80° <i>incompatible avec roues de 6"</i> et avec la configuration profondeur d'assise inférieur à 36 cm + roues de 5"	☐	104,95 €	110,72 €	ARVS41
BK6 90°	Repose-pieds monobloc - 90° <i>incompatible avec roues de 6"</i> et avec la configuration profondeur d'assise inférieur à 36 cm + roues de 5"	☐	104,95 €	110,72 €	ARVS43
BZ8L	Repose-jambe articulé raccourci gauche auto-corrigeant en longueur, avec palette articulée - UL minimum 32cm - <i>incompatible avec largeur d'assise inférieure à 36 cm</i>	☐	100,25 €	105,76 €	105,76€ LPP : 9322337 ARVS23
BZ8R	Repose-jambe articulé raccourci droite auto-corrigeant en longueur, avec palette articulée - UL minimum 32cm - <i>incompatible avec largeur d'assise inférieure à 36 cm</i>	☐	100,25 €	105,76 €	105,76€ LPP : 9322337 ARVS23
BK7	Support amputé à gauche (ajustable en hauteur) - <i>incompatible avec largeur d'assise inférieure à 36cm</i>	☐	188,07 €	198,41 €	ARVS18
BL7	Support amputé à droite (ajustable en hauteur) - <i>incompatible avec largeur d'assise inférieure à 36cm</i>	☐	188,07 €	198,41 €	ARVS20
   					
Pré-réglage de la distance assise-palette (UL)					
28 cm	<i>uniquement possible avec profondeur d'assise 32 à 36 cm</i>	☐	○	-	 Au moins 5 cm de moins que la hauteur d'assise choisie sur l'avant
29 cm	<i>uniquement possible avec profondeur d'assise 32 à 36 cm</i>	☐	○	-	
30 cm	<i>uniquement possible avec profondeur d'assise 32 à 36 cm ou BA06</i>	☐	○	-	
31 cm	<i>uniquement possible avec profondeur d'assise 32 à 36 cm ou BA06</i>	☐	○	-	
32 cm	<i>uniquement possible avec profondeur d'assise 32 à 36 cm ou BA06</i>	☐	○	-	
33 cm	<i>uniquement possible avec profondeur d'assise 32 à 36 cm ou BA06</i>	☐	○	-	
34 cm	<i>uniquement possible avec profondeur d'assise 32 à 36 cm ou BA06</i>	☐	○	-	
35 cm		☐	○	-	
36 cm		☐	○	-	
37 cm		☐	○	-	
38 cm		☐	○	-	
39 cm		☐	○	-	
40 cm		☐	○	-	
41 cm		☐	○	-	
42 cm		☐	○	-	
43 cm		☐	○	-	
44 cm		☐	○	-	
45 cm		☐	○	-	
46 cm		☐	○	-	

				Prix Public HT	Prix Public TTC	LPP	Code interne Vermeiren
COLORIS							
Châssis avant							
		mat brillant					
C4	Rouge	☐	☐	☐	-	 C4 rouge  C5 noir  C8 jaune  C29 argent  C53 orange  C59 champagne  C56 bleu gris  C72 rouge métallique  C71 bleu métallique  C76 blanc  C73 vert métallique  C79 bleu pacifique  C85 vert électrique  C87 orange clair  C88 or  C89 cuivre	
C5	Noir	☐	☐	☐	-		
C8	Jaune	☐	☐	☐	-		
C29	Argent	☐	☐	☐	-		
C53	Orange	☐	☐	☐	-		
C56	Bleu Gris	☐	☐	☐	-		
C59	Champagne	☐	☐	☐	-		
C71	Bleu Métallique	☐	☐	☐	-		
C72	Rouge Métallique	☐	☐	☐	-		
C73	Vert Métallique	☐	☐	☐	-		
C76	Blanc	☐	☐	☐	-		
C78	Bleu Clair	☐	☐	☐	-		
C79	Bleu Pacifique	☐	☐	☐	-		
C85	Vert Electrique	☐	☐	☐	-		
C87	Orange Clair	☐	☐	☐	-		
C88	Or	☐	☐	198,34 €	209,25 €		
C89	Cuivre	☐	☐	198,34 €	209,25 €		
	Couleur spéciale (sur demande)	☐	☐	327,26 €	345,26 €		
Châssis arrière							
	Noir mat	☒ S		-	-		
	Couleur spéciale (sur demande)	☐		228,09 €	240,63 €		
ASSISE							
	Coussin avec mousse 5 cm d'épaisseur	☐		97,28 €	102,63 €	34,90€ LPP : 9322366	ARZK18
	Toile réglable en tension	☒		☐	-		
REVETEMENT							
	Nylon - toile réglable en tension avec bandes réfléchissantes - ref 4011013ARRUI4	☒		☐	-	 nylon  cordura  3D Net	
	Cordura - toile réglable en tension avec bandes réfléchissantes - ref 4011013ARRUI5	☐		129,39 €	136,51 €		
	3D Net - toile réglable en tension avec bandes réfléchissantes - ref 4011013ARRUI6	☐		163,43 €	172,42 €		
Option	Pochette sur le dossier	☐		44,95 €	47,42 €		

									Prix Public HT	Prix Public TTC	LPP	Code interne Vermeiren
HAUTEUR DE DOSSIER												
Type de poignées de poussée : (voir ci-dessous)		no PH	PH 01	PH 02	PH 03	PH 04	PH 05	PH 06	● : possible Δ : possible uniquement avec un dossier fixe - : impossible			
Hauteur fixe	25 cm	Δ	Δ	Δ	Δ	-	Δ	Δ	☐	○	-	
	27 cm	Δ	Δ	Δ	Δ	-	Δ	Δ	☐	○	-	
	29 cm	Δ	Δ	Δ	Δ	-	Δ	Δ	☐	○	-	
	31 cm	Δ	Δ	Δ	Δ	-	Δ	Δ	☐	○	-	
	33 cm	Δ	Δ	Δ	Δ	-	Δ	Δ	☐	○	-	
	35 cm	●	●	●	●	-	●	●	☐	○	-	
	37 cm	●	●	●	●	-	●	●	☐	○	-	
	39 cm	●	●	●	●	Δ	●	●	☐	○	-	
	41 cm	●	●	●	●	Δ	●	●	☐	○	-	
	43 cm	●	●	●	●	Δ	●	●	☐	○	-	
	45 cm	●	●	●	●	Δ	●	●	☐	○	-	
	47 cm	●	●	●	●	Δ	●	●	☐	○	-	
49 cm	●	●	●	●	Δ	●	●	☐	○	-		
51 cm	●	●	●	●	Δ	●	●	☐	○	-		
Hauteur ajustable	25 - 27,5 - 30 cm	Δ	Δ	Δ	-	-	-	-	☐	44,95 €	47,42 €	
	30 - 32,5 - 35 cm	Δ	●	●	Δ	-	-	-	☐	44,95 €	47,42 €	
	35 - 37,5 - 40 cm	●	●	●	●	-	-	-	☐	44,95 €	47,42 €	
	40 - 42,5 - 45 cm	●	●	●	●	-	-	-	☐	44,95 €	47,42 €	
	45 - 47,5 - 50 cm	●	●	●	●	-	-	-	☐	44,95 €	47,42 €	
POIGNEES DE POUSSEE												
no PH	Sans poignées de poussée							☐	○	-		ARPH00
PH 01	Poignées de poussée fixes - 12 cm							☐	○	-		ARPH02
PH 02	Poignées de poussée courtes fixes - 8 cm							☐	○	-		ARPH04
PH 03	Poignées de poussée pliables							☐	183,85 €	193,96 €		ARPH06
PH 04	Poignées de poussée ajustables en hauteur (à l'intérieur du dossier)							☐	204,29 €	215,53 €		ARPH08
PH 05	Poignées de poussée ajustables en hauteur (derrière le dossier)							☐	204,29 €	215,53 €		ARPH10
PH 06	Poignées de poussée pliables et ajustables en hauteur (derrière le dossier)							☐	313,23 €	330,46 €		ARPH12
 PH 01  PH 02  PH 03  PH 04  PH 05  PH 06												
ROUES												
Roues avant												
taille		3"	4"	5"	6"	Prix Public HT	Prix Public TTC	Sélectionnez vos roues en fonction de la hauteur d'assise avant choisie précédemment. Roues 6" incompatibles avec angle de repose-pieds 90°				
standard noir	img 31	○	○	○	○	○	○					
transparent	img 32	○	○	○		○	○					
alu - argent	img 33	☐	☐	☐		85,81 €	90,53 €					
alu - rouge	img 33	☐	☐	☐		85,81 €	90,53 €					
alu - bleu	img 33	☐	☐	☐		85,81 €	90,53 €					
carbone	img 34		☐	☐		149,80 €	158,04 €					
LED	img 35		☐	☐		95,34 €	100,58 €					
 img 31  img 32  img 33  img 34  img 35												







Roues arrière			Prix Public HT	Prix Public TTC	image	axe
18"	Roues standard 18" - Pneus Schwalbe Marathon Racer - ref ARAW33	☐	219,28 €	231,34 €	img 41	1915471
20"	Roues légères 20" Design - pneus Schwalbe Right Run Noirs - ref ARAW34	☐	○	-	img 42 + img 47	1915500
22"	Roues légères 22" Design - pneus Schwalbe Right Run Noirs - ref ARAW35	☐	○	-	img 42 + img 47	1915500
24"	Roues PU 24" - pneus bandages noirs (1916185) - compatibles HEM2 ref ARAW65	☐	○	-	img 40	1915471
	Design, légères 24", rayons radiaux, pneu: Schwalbe Right Run black ref ARAW36	☐	○	-	img 42 + img 47	1915500
	Design, légères 24", rayons radiaux, pneu: Schwalbe Marathon Plus ref ARAW42	☐	179,78 €	189,67 €	img 42 + img 48	1915500
	Spirit 24" avec moyeu alu, rayon radiaux, pneu: Schwalbe Right Run black - mains courantes réglables en largeur - ref ARAW37	☐	587,10 €	619,39 €	img 43 + img 47	1915471
	Spirit 24" avec moyeu alu, rayon radiaux, pneu: Schwalbe Marathon Plus ref ARAW43	☐	637,57 €	672,64 €	img 43 + img 48	1915471
	Spirit 24" avec moyeu alu rouge, rayon radiaux, pneu: Schwalbe Right Run black - mains courantes réglables en largeur - ref ARAW38	☐	587,10 €	619,39 €	img 44 + img 47	1915471
	Spirit 24" avec moyeu alu rouge, rayon radiaux, pneu: Schwalbe Marathon Plus ref - ARAW44	☐	637,57 €	672,64 €	img 44 + img 48	1915471
	Spirit 24" avec moyeu alu bleu, rayon radiaux, pneu: Schwalbe Right Run black - mains courantes réglables en largeur - ref ARAW39	☐	587,10 €	619,39 €	img 45 + img 47	1915471
	Spirit 24" avec moyeu alu bleu, rayon radiaux, pneu: Schwalbe Marathon Plus ref ARAW45	☐	637,57 €	672,64 €	img 46 + img 48	1915471
	Spinerger 24", pneu: Schwalbe Right Run black - mains courantes noires ref ARAW40	☐	1 297,80 €	1 369,18 €	img 46 + img 47	2990034
26"	Spinerger 24", pneu: Schwalbe Marathon Plus - mains courantes noires ref ARAW46	☐	1 348,27 €	1 422,42 €	img 46 + img 48	2990034
	Design légères 26" - rayons radiaux pneus Schwalbe Right Run Noirs ref ARAW41	☐	111,68 €	117,82 €	img 42 + img 47	1915500
	Design légères 26" - rayons radiaux pneus Schwalbe Marathon Plus ref ARAW47	☐	187,94 €	198,28 €	img 42 + img 48	1915500
24"	Roues 24" Off Road (paire de roues supplémentaires) <i>incompatible avec accoudoirs Bi5, Bi5S, B82SL-A, B82S-C, B82-L-A</i> ref TOBHA7	☐	563,83 €	594,84 €	OFF ROAD	1915471



			Prix Public HT	Prix Public TTC	LPP	Code interne Vermeiren
KIT HEMIPLEGIQUE						
HEM2	Double main courantes à droite - pneu 24 x 1 3/8" voir roues compatibles ci-dessus (uniquement avec carrossage 0°) uniquement avec roues PU - obligatoirement avec B40 largeur d'assise minimum 38 cm, livré avec freins standards, kit frein relié à commande unilatérale à commander en option (voir catégorie "freins")	☐	514,18 €	542,46 €	271,23€ LPP 9322389	ARAW59
HEM2	Double main courantes à gauche - pneu 24 x 1 3/8" voir roues compatibles ci-dessus (uniquement avec carrossage 0°) uniquement avec roues PU - obligatoirement avec B40 largeur d'assise minimum 38 cm, livré avec freins standards, kit frein relié à commande unilatérale à commander en option (voir catégorie "freins")	☐	514,18 €	542,46 €	271,23€ LPP 9322389	ARAW58


PRÉ-RÉGLAGE DU CAROSSAGE (modifiable directement sur le fauteuil)

0°		☐	○	-		
2°		☐	○	-		
4°		☐	○	-		
6°		☐	○	-		

				Prix Public HT	Prix Public TTC	LPP	Code interne Vermeiren
FREINS							
1915974/75	Freins à tirer	☐	☐	-			
1915972/73	Freins à pousser	☐	☐	-			
2994922/23	Freins sports - <i>Uniquement avec profondeur d'assise supérieure à 42 cm</i>	☐		78,29 €	82,60 €		ARBR06
CENTRAL BRAKE	Kit freins reliés à commande unilatérale (<i>non-inclus dans le Kit Hémip légique</i>)						
	à gauche	☐		164,14 €	173,17 €		
	à droite	☐		164,14 €	173,17 €		
B40	Extension de poignée de frein (img 62) :						 
	à gauche 1916446	☐		31,33 €	33,05 €		
	à droite 1916447	☐		31,33 €	33,05 €		
B74PU	Roue avec frein à tambour (img 56) obligatoirement avec : roues 24" x 1/3 8" Bandages Noirs + Carossage 0° + Poignées au choix PH01, PH04 ou PH05	☐		156,63 €	165,24 €		ARAW67
B74AIR	Roue avec frein à tambour (img 56) obligatoirement avec : roues 24" x 1/3 8" Gonflables Noirs + Carossage 0° + Poignées au choix PH01, PH04 ou PH05	☐		156,63 €	165,24 €		ARAW69
OPTIONS							
B12	Tablette en bois - <i>uniquement avec accoudoirs Bi5</i>	☐		108,12 €	114,07 €		TOBH02
B20	Ceinture de sécurité	☐		34,43 €	36,32 €		TOBH09
B31L	Porte-canne gauche (img 51) - 1915727	☐		27,72 €	29,24 €		TOBH201
B31R	Porte-canne droite (img 51) - 1915727	☐		27,72 €	29,24 €		TOBH202
B33	Revêtement anti-dérapant main courante 20" Gauche - 2991357	☐		63,47 €	66,96 €		TOBH22
B33	Revêtement anti-dérapant main courante 20" Droite - 2991357	☐		63,47 €	66,96 €		TOBH22
B33	Revêtement anti-dérapant main courante 22" Gauche - 2991358	☐		63,47 €	66,96 €		TOBH22
B33	Revêtement anti-dérapant main courante 22" Droite - 2991358	☐		63,47 €	66,96 €		TOBH22
B33	Revêtement anti-dérapant main courante 24" Gauche - 2991359	☐		63,47 €	66,96 €		TOBH22
B33	Revêtement anti-dérapant main courante 24" Droite - 2991359	☐		63,47 €	66,96 €		TOBH22
B330	Mains courantes anti-dérapantes - <i>incompatible avec HEM2 et roues 22"</i>	☐		158,67 €	167,40 €		TOBH222
B330A	Mains courantes anti-dérapantes ergonomiques (creuses) <i>incompatible avec HEM2 et roues 22"</i>	☐		277,67 €	292,94 €		TOBH223
B78R	Roulette anti-bascule droite (img 52) - <i>incompatible avec B86 - 1916354</i>	ATTENTION : Hauteur arrière mini 37,5cm. Si la largeur d'assise est ≤36cm il ne sera pas possible de la replier.	☐	60,82 €	64,17 €		TOBHA4
B78L	Roulette anti-bascule gauche (img 52) - <i>incompatible avec B86 - 1916353</i>		☐	60,82 €	64,17 €		TOBHA5
B86	Paire de roues de voyage (img 53) - incompatible avec roulette anti-bascule - 1915726	☐		174,54 €	184,14 €		TOBH50
B90	Tendeur de dossier <i>incompatible avec PH00, PH01, PH02, PH03 et PH06</i>	☐		66,11 €	69,75 €		TOBH53
B900	Barre de stabilisation de dossier (img 54) <i>uniquement avec dossier à hauteur fixe - incompatible avec Poignées PH04</i>	☐		43,64 €	46,04 €		TOBHA8
B47	Appui-tête réglable en hauteur - <i>obligatoirement avec B90 - incompatible avec dossier ajustable en hauteur</i>	☐		183,05 €	193,12 €	63,41€ LPP 9322290	TOBH28
L04 L	Pelotte de dos à gauche (img 55) - <i>incompatible avec dossier pliant ou ajustable en hauteur - 1916503</i>	☐		375,89 €	396,56 €		TOBH89
L04S L	Pelotte de dos à gauche petite taille (img 55) - <i>incompatible avec dossier pliant ou ajustable en hauteur - 1916505</i>	☐		313,23 €	330,46 €		TOBH882
L04 R	Pelotte de dos à droite (img 55) - <i>incompatible avec dossier pliant ou ajustable en hauteur - 1916504</i>	☐		375,89 €	396,56 €		TOBH88
L04S R	Pelotte de dos à droite petite taille (img 55) - <i>incompatible avec dossier pliant ou ajustable en hauteur - 1916506</i>	☐		313,23 €	330,46 €		TOBH881
B85 transparent	Flasque protège-rayons (img 57)	☐		96,53 €	101,84 €		TOBH49
B85 M5	Flasque protège-rayons WORLD (img 58) - 1915705	☐		167,27 €	176,47 €		TOBH496
B85 M6	Flasque protège-rayons JUNGLE (img 59) - 1915706	☐		167,27 €	176,47 €		TOBH497
B85 M7	Flasque protège-rayons TRIGO 1 (img 60) - 1915707	☐		167,27 €	176,47 €		TOBH498
B85 M8	Flasque protège-rayons TRIGO 2 (img 61) - 1915708	☐		167,27 €	176,47 €		TOBH499
B85 Dino	Flasque protège-rayons DINO (img 62) - 20" (2997562) et 22" (2997561)	☐		167,27 €	176,47 €		
	Protection Neopren pour châssis avant (img 63)	☐		53,12 €	56,04 €		TOBH24
                							
Commentaire :							


TriGO^o

Comment prendre les mesures ?




La personne est assise sur une chaise ou sur une surface plane. A l'aide d'une toise ou d'un pied à coulisse, mesurer la distance entre les deux hanches. Prévoyez 2cm de plus que la mesure trouvée.

LARGEUR D'ASSISE



Sur votre Trigo, la largeur d'assise est obtenue en retirant le coussin d'assise et en mesurant entre les tubes extérieurs du châssis.



La personne est assise sur une chaise ou sur une surface plane. Prenez la distance entre le bas du dos et le creux poplité (creux du genou). Retirez entre 3 et 4 cm à cette mesure.

PROFONDEUR D'ASSISE



Sur votre Trigo, la profondeur d'assise est obtenue en retirant le coussin d'assise et en mesurant la distance entre le tube du dossier et le bord avant de la toile.




La personne est assise sur une chaise ou sur une surface plane. Mesurez la distance entre l'assise et le milieu des omoplates. Si le patient a besoin d'un maintien important le dossier devra être réglé plus haut que ces mesures, si la personne souhaite avoir une position active cette mesure pourra être inférieure.

HAUTEUR DE DOSSIER



Sur votre Trigo, la hauteur de dossier est obtenue en retirant le coussin d'assise et en mesurant la distance entre la base du tube du dossier et le bord supérieur de la toile de dossier.

UL



La personne est assise sur une chaise ou sur une surface plane. Prenez la distance entre le creux poplité (creux du genou) et le talon de la personne. Retirez l'épaisseur du coussin choisi à cette mesure..



Sur votre Trigo, l'UL ou longueur de jambes est obtenue en retirant le coussin d'assise et en mesurant la distance entre l'avant de la toile d'assise et le bord intérieur de la palette de repose-pieds.



La personne est assise sur une chaise ou sur une surface plane

Hauteur avant : Mesurer la distance entre le creux poplité (creux du genou) et le sol. Ajoutez à cette mesure entre 3 et 5 cm afin d'éviter que le ou les repose-pieds ne touchent le sol.

Hauteur arrière : sera fonction de l'angle d'assise souhaité et de la profondeur d'assise déterminée.

HAUTEUR D'ASSISE AVANT /ARRIERE



Sur votre Trigo, la hauteur d'assise avant (flèche bleue) est obtenue en retirant le coussin d'assise et en mesurant la distance entre le sol et l'avant de la toile. De la même façon, la hauteur d'assise arrière (flèche verte) est obtenue en mesurant la distance entre le sol et l'arrière de la toile.