



V500 Light & V500 Light 30°

Fauteuil roulant manuel léger avec assise réglable en profondeur, roues avant bandage Krypton et 24" alu krypton à l'arrière. Repose-pieds amovibles intérieur/extérieur, accoudoirs amovibles réglables en hauteur. Assise et dossier réglables en tension. Poids maxi utilisateur : 130 kg



Agence de Phalempin :
Tel : 03.28.55.07.98
Fax: 03.20.90.28.89

Agence de Courmon :
Tel : 04.73.60.82.40
Fax: 04.73.77.95.94

Date et cachet de la société :

PRESCRIPTION MÉDICALE :

VHP, PROPULSION MANUELLE, PLIANT, A DOSSIER NON INCLINABLE, VERMEIREN
code LPP : 9122012*

+ 1 coussin de dossier LPP: 9322366* + 1 coussin de siège LPP: 9322366*

VHP, PROPULSION MANUELLE, PLIANT, A DOSSIER INCLINABLE, VERMEIREN
code LPP : 9110240**

+ 1 coussin de dossier LPP: 9322366** + 1 coussin de siège LPP: 9322366**

*Les codes et montants LPP sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas VERMEIREN.



= Exécution standard



= Option sans supplément de prix

Sélectionner les options en cochant les cases SVP			Prix public HT	Prix public TTC	LPP	Code LPP	
Fauteuil V500 Light en exécution standard dossier fixe			☐	529,85 €	558,99 €	558,99 €	9122012*
Fauteuil V500 Light 30° en exécution standard dossier inclinable							
	inclinaison par crémaillères		☐	572,18 €	603,65 €	603,65 €	9110240**
	inclinaison par vérins		☐	572,18 €	603,65 €	603,65 €	9110240**



ASSISE

Largeur d'assise

	39 cm	☐	☐	-	-	-
	42 cm	☐	☐	-	-	-
	44 cm	☐	☐	-	-	-
	46 cm	☐	☐	-	-	-
	48 cm	☐	☐	-	-	-
	50 cm	☐	☐	-	-	-

Hauteur de dossier

- Dossier fixe et dossier inclinable par vérins - réglable à 40, 42, 44, 46 et 48 cm
- Dossier inclinable par crémaillères - réglable à 40, 43, 46 et 49 cm

Profondeur d'assise (livré selon les configurations standard ci-dessous)

	42 cm (standard sur les largeurs 39 et 42 cm)	☐	☐	-	-	-
	44 cm (standard sur les largeurs 44 et 46 cm)	☐	☐	-	-	-
	46 cm (standard sur les largeurs 48 et 50 cm)	☐	☐	-	-	-
	48 cm	☐	☐	-	-	-

Hauteur de siège réglable de 47 à 53 cm (livré en 50 cm)

	47 cm	☐	☐	-	-	-
	50 cm	☒	☐	-	-	-
	53 cm	☐	☐	-	-	-

Poignées de poussées réglables en hauteur

PH04	hauteur sol/poignées en configuration standard : • 90 à 97 cm sur le dossier fixe • 94 à 102 cm sur le dossier inclinable par crémaillères • 91 à 102 cm sur le dossier inclinable par vérins	☒	☐	-	-	-
------	--	-------------------------------------	-----------------------	---	---	---

COULEURS

C80	Cadre bleu, revêtement nylon noir	☐	☐	-	-	-
C86	Cadre gris carbone, revêtement nylon noir	☐	☐	-	-	-

ACCOUDOIRS

Bi5	Accoudoirs Design (standard)	☒	☐	-	-	-
B03	Accoudoirs crantés amovibles et rabattables (configuré)	☐	☐	-	-	-



Bi5



B03


MANCHETTES GOUTTIERES ORIENTABLES

B66O	Manchette gouttière orientable					
	à gauche (1913829)	☐	113,17 €	119,39 €	119,39 €	9322314
	à droite (1913830)	☐	113,17 €	119,39 €	119,39 €	9322314



B66O

				Prix public HT	Prix public TTC	LPP	Code LPP	
MANCHETTES HEMIPLÉGIQUES MODULABLES (options montées sur le fauteuil)								
				Gauche		Droite		
B66M	Gouttière fixe PU avec extension "plate" - longueur 46,5cm	☐	☐	212,00 €	223,66 €	119,39 €	9322314	B66M/ B66OM
B66ML	Gouttière fixe PU avec extension "plate" longue - longueur 53,5cm	☐	☐	266,06 €	280,69 €	119,39 €	9322314	B66ML/ B66OML
B66MA	Gouttière fixe PU avec extension "corne courbée" - longueur 47,7cm	☐	☐	220,48 €	232,61 €	119,39 €	9322314	
B66MAL	Gouttière fixe PU avec extension "corne courbée" longue - longueur 54,7 cm	☐	☐	273,48 €	288,52 €	119,39 €	9322314	B66MA/ B66OMA
B66OM	Gouttière orientable PU avec extension plate - longueur 46,5cm	☐	☐	212,00 €	223,66 €	119,39 €	9322314	
B66OML	Gouttière orientable PU avec extension plate longue - longueur 53,5cm	☐	☐	266,06 €	280,69 €	119,39 €	9322314	
B66OMA	Gouttière orientable PU avec extension "corne courbée" - longueur 47,7cm	☐	☐	220,48 €	232,61 €	119,39 €	9322314	B66MAL/ B66OMAL
B66OMAL	Gouttière orientable PU avec extension "corne courbée" longue - longueur 54,7cm	☐	☐	273,48 €	288,52 €	119,39 €	9322314	
REPOSE-PIEDS (la paire)								
B06	Repose-pieds amovible standard	☒	☐	-	-	-	-	
BK6	Repose-pieds palette monobloc	☐	☐	66,11 €	69,75 €	-	-	B06 BK6
B19	Sangle cale-pieds (la paire) adaptation avant départ	☐	☐	76,70 €	80,92 €	-	-	B19 B21
B21	Sangle appui mollets extra large	☐	☐	49,56 €	52,29 €	-	-	
REPOSE-JAMBE DROIT (Coloris Noir)								
BZ8IN	Repose-jambe articulé auto-corrigeant en longueur, avec palette articulée, raccourci de 7cm	☐	☐	100,25 €	105,76 €	105,76 €	9322337	BZ8IN
BL7	Repose jambe pour amputé droit (repose moignon)	☐	☐	132,83 €	140,14 €	-	-	
BP7	Repose-jambe gouttière à droite	☐	☐	113,17 €	119,39 €	119,39 €	9322314	
REPOSE-JAMBE GAUCHE (Coloris Noir)								
BZ8IN	Repose-jambe articulé auto-corrigeant en longueur, avec palette articulée, raccourci de 7cm	☐	☐	100,25 €	105,76 €	105,76 €	9322337	BK7 / BL7
BK7	Repose jambe pour amputé gauche (repose moignon)	☐	☐	132,83 €	140,14 €	-	-	
BP7	Repose-jambe gouttière à gauche	☐	☐	113,17 €	119,39 €	119,39 €	9322314	BP7
CHOIX DES ROUES (configuration d'origine = fauteuil sans changement)								
A14	Avant 200x50 gonflable Arrière 24" alu gonflable	☐	☐	-	-	Forfait annuel pour les roues-Réparations LPPR communes aux Fauteuils Roulants 4307824 => 74,82€		
A18	Avant 6" (150x30) bandage Krypton / Arrière 24" alu gonflable pneus gris	☐	☐	-	-			
AB5	Avant 8" (200x35) bandage / Arrière 24" Alu bandage Krypton noir	☐	☐	-	-			
AB6	Avant 200x50 bandage Krypton / Arrière 24" alu bandage Krypton noir	☐	☐	-	-			
AB8	Avant 6" (150x30) bandage et Arrière 24" alu bandage Krypton noir	☒	☐	-	-			
AP1	Avant 8" (200x35) bandage Krypton / Arrière 24" alu gonflable gris	☐	☐	-	-			
AP3	Avant 200x50 bandage Krypton / Arrière 24" alu gonflable gris	☐	☐	-	-			
AP7	Avant bandage krypton 140x37 et Arrière 24" alu bandage Krypton gris	☐	☐	-	-			
AP8	Avant bandage krypton 6" et Arrière 24" alu bandage Krypton gris	☐	☐	-	-			
B33	Mains courantes en Gel 24" (2991359)							
	Gauche	☐	☐	63,47 €	66,96 €	-	-	B33
	Droite	☐	☐	63,47 €	66,96 €	-	-	

			Prix public HT	Prix public TTC	LPP	Code LPP	
KITS MONTÉS (exécution non-standard avec option montée)							
S AP1	Kit surbaissé Krypton Avt et Gonfl Arr 22" : hauteur de siège 40 cm (ou 45cm avec T30)	☐	○	-	-	-	 B74
S AP5	Kit surbaissé Krypton Avt et Arr 22" : hauteur de siège 40 cm (ou 45 cm avec T30)	☐	○	-	-	-	
T30	Version poussette avec roues arrières 12 ^{n1/2} x 2 ^{1/4}						
	roues arrières gonflables	☐	○	-	-	-	
	roues arrières Krypton	☐	55,25 €	58,29 €	-	-	
HEM2 24"	Kit hémiplegique 24" double main courante à cardan, axes à démontage rapide, frein unilatéral, réversible (d'origine à droite)	☐	257,09 €	271,23 €	271,23 €	9322389	
HEM2 22"	Kit hémiplegique 22" double main courante à cardan, axes à démontage rapide, frein unilatéral, réversible (d'origine à droite)	☐	257,09 €	271,23 €	271,23 €	9322389	
B74	Freins à tambours (sur commande et non compatible avec le kit surbaissé et le kit HEM2 double main courante)	☐	109,79 €	115,83 €	-	-	
1993999	Kit freins reliés à commande unilatérale		159,36 €	168,12 €			
	Gauche	☐			-	-	
	Droite	☐			-	-	
KITS A MONTER (accessoires - livrés séparément)							
S AP1	Kit surbaissé Krypton Avt et Gonfl Arr 22" : hauteur de siège 40 cm (ou 45cm avec T30)	☐	215,85 €	227,72 €	-	-	
S AP5	Kit surbaissé Krypton Avt et Arr 22" : hauteur de siège 40 cm (ou 45 cm avec T30)	☐	215,85 €	227,72 €	-	-	
HEM2 24"	Kit hémiplegique 24" double main courante à cardan, axes à démontage rapide, frein unilatéral, réversible (d'origine à droite)	☐	257,09 €	271,23 €	271,23 €	9322389	
HEM2 22"	Kit hémiplegique 22" double main courante à cardan, axes à démontage rapide, frein unilatéral, réversible (d'origine à droite)	☐	257,09 €	271,23 €	271,23 €	9322389	
T30 gonflable	Kit Poussette avec roues arrières gonflables 12 ^{n1/2} x 2 ^{1/4}	☐	191,73 €	202,28 €	-	-	
T30 krypton	Kit Poussette avec roues arrières krypton 12 ^{n1/2} x 2 ^{1/4}	☐	191,73 €	202,28 €	-	-	
APPUI -TÊTE							
B14	Toile et montant de dossier complémentaire incompatible avec inclinaison par vérins	☐	59,32 €	62,58 €	62,58 €	9322395	 B14
B47	Appui-tête réglable standard, pour fauteuil équipé d'un dossier toile (obligatoirement avec B90)	☐	142,25 €	150,07 €	63,41 €	9322290	 B47
L55B	Appui-nuque (obligatoirement avec B90)	☐	60,10 €	63,41 €	63,41 €	9322290	 L55B
L55	Appui-tête skaï réglable pour fauteuil équipé d'un dossier anatomique	☐	156,29 €	164,89 €	63,41 €	9322290	 L55
ACCESSOIRES							
B20	Ceinture de sécurité par clip	☐	33,44 €	35,28 €	-	-	 B20
B22	Selle d'abduction	☐	69,74 €	73,58 €			 B22
B58	Ceinture de sécurité à fermeture rapide (ref 1990516)	☐	80,83 €	85,28 €	-	-	 B58
B31	Porte canne (porte béquille)	☐	27,71 €	29,23 €	-	-	 B31
B42	Filet de rangement	☐	15,87 €	16,74 €	-	-	 B42
B52	Porte serum	☐	40,15 €	42,36 €	-	-	 B52
B77	Pédale monte-trottoir à gauche et à droite	☒	-	-	-	-	
B78	Roulette anti-basculer avec basculeur						
	à droite standard sur V500 light 30°	☐	39,02 €	41,17 €	-	-	 B78
	à gauche	☐	39,02 €	41,17 €	-	-	

			Prix public HT	Prix public TTC	LPP	Code LPP	
B83	Porte obus* (diamètre en mm à préciser SVP)						 B83
	Ø 115	☐	125,97 €	132,90 €	-	-	
	Ø 130	☐	125,97 €	132,90 €	-	-	
	Ø 145	☐	125,97 €	132,90 €	-	-	
	Ø 155	☐	125,97 €	132,90 €	-	-	
B90	Barre de poussée (standard sur dossier fixe en largeur 48 cm et 50 cm et sur dossier inclinable toutes largeurs)	☐	66,11 €	69,75 €	-	-	 B90
B91	Latte anti-vol	☐	53,09 €	56,01 €	-	-	 B91
B15A	Tablette Plexi Noire (ref 1912219)	☐	134,62 €	142,02 €	76,84 €	9322350	

DOSSIER							
L14	Dossier anatomique en skaï <i>uniquement avec dossier fixe</i>	☐	131,94 €	139,20 €	34,90 €	9322366	 L14
L14 Soft	Dossier anatomique soft <i>uniquement avec dossier fixe</i>	☐	259,17 €	273,42 €	34,90 €	9322366	
L34	Dossier post-formé anatomique (soft touch gris) <i>uniquement avec dossier fixe</i>	☐	152,97 €	161,38 €	34,90 €	9322366	
L46	Dossier réglable en tension (Nylon)	☒	○	-	-	-	
L04TL	Pelotes de dos ou cales tronc (la pièce) (15x23 cm)						
	à droite	☐	96,98 €	102,31 €	-	-	 L34
	à gauche	☐	96,98 €	102,31 €	-	-	
L04TS	Pelotes de dos ou cales tronc - Petite Taille (la pièce) (11x21,5 cm)						
	à droite	☐	96,98 €	102,31 €	-	-	
	à gauche	☐	96,98 €	102,31 €	-	-	

ASSISE							
L15	Siège anatomique en skaï	☐	131,94 €	139,20 €	34,90 €	9322366	 L15
L15 Soft	Siège anatomique soft touch	☐	259,17 €	273,42 €	34,90 €	9322366	
L35	Siège post-formé Anatomique (Soft Touch)	☐	152,97 €	161,38 €	34,90 €	9322366	
B23	Coussin d'assise 2 cm d'épaisseur	☐	33,08 €	34,90 €	34,90 €	9322366	
B24DLVI	Coussin d'assise confort à mémoire de forme	☐	90,00 €	94,95 €	34,90 €	9322366	
	Assise Toile Net PVC	☒	○	-	-	-	 B24

			Prix public HT	Prix public TTC	LPP	Code LPP	
V-DRIVE (Assistance Motorisée)							
V DRIVE Std Ref 1905383	Nouveau système d'assistance motorisée sur fauteuil (130kg) • B90 obligatoire si commandé avec B74	☐	1 250,80 €	1 319,59 €	-	-	
	Kit de fixation V-Drive (obligatoire avec l'option V-Drive) ref 2998110 (version fixe) ref 2998111 (version inclinable)		-	-	-	-	

COUSSINS GEL "Les Indispensables"							         
V16	Protège talon gel 120x140 mm (<i>la paire</i>)	☐	69,86 €	73,70 €	-	-	
V20	Protection gel pour ceinture de sécurité 325x80 mm et 230x70 mm	☐	57,39 €	60,55 €	-	-	
V24	Protection latérale de jambe en gel 310x90 mm (<i>la paire</i>)	☐	148,46 €	156,63 €	-	-	
V26	Sangle appui-mollets gel 400x190 mm (<i>2 pièces</i>)	☐	147,97 €	156,11 €	-	-	
V28	Plaque repose-pied gel 155x210 mm (<i>la paire</i>)	☐	145,97 €	154,00 €	-	-	
V30	Coussinet adhésif ovale 90x110 mm (<i>la paire</i>)	☐	79,60 €	83,98 €	-	-	
V32	Coussinet adhésif ovale 100x200 mm (<i>la paire</i>)	☐	68,62 €	72,39 €	-	-	
V34	Coussinet adhésif ovale 115x305 mm (<i>la paire</i>)	☐	82,34 €	86,87 €	-	-	
V36	Coussinet adhésif ovoïde 120x70 mm (<i>l'unité</i>)	☐	37,40 €	39,46 €	-	-	
SET V40	Bouton gel protège genou tournant 100x100 mm (<i>la paire</i>)	☐	93,58 €	98,73 €	-	-	

TOTAL :			
---------	--	--	--

Commentaire :