

V300 XXL



Fauteuil roulant manuel léger avec assise réglable en profondeur, roues avant bandage Krypton et 24" alu krypton à l'arrière. Repose-pieds amovibles et rabattables intérieur/extérieur, accoudoirs amovibles et rabattables réglables en hauteur. Assise et dossier réglables en tension. Poids maxi utilisateur : 170 kg. Poids du fauteuil : 159 kg.



Agence de Phalempin :

Tel : 03.28.55.07.98

Fax: 03.20.90.28.89

Agence de Cournon :

Tel : 04.73.60.82.40

Fax: 04.73.77.95.94

Date et cachet de la société :

*Prescription Médicale :

VHP, PROPULSION MANUELLE, PLIANT, A DOSSIER NON INCLINABLE, VERMEIREN code LPP : 9122012*

+ 1 coussin de siège LPP: 9322366*

+ 1 coussin de dossier LPP: 9322366*

*Les codes et montants LPP sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas VERMEIREN.



= Exécution standard



= Option sans supplément de prix

Sélectionner les options en cochant les cases SVP

Prix public HT

Prix public TTC

LPP

Code LPP

Fauteuil V300 en exécution standard sans options



529,85 €

558,99 €

558,99 €

9122012*

ASSISE

Largeur d'assise

53 cm (version XXL avec double croisillon)	☐	☐	-	-	-
56 cm (version XXL avec double croisillon)	☐	☐	-	-	-
60 cm (version XXL avec double croisillon)	☐	☐	-	-	-

Profondeur d'assise

Réglable de 50 à 56 cm pour les largeurs 53 à 60 cm (tous les 2 cm)	☐	☐	-	-	-
---	--------------------------	-----------------------	---	---	---

Hauteur de siège réglable de 44 à 53 cm (livré en 50 cm)

Surbaissé hauteur minimum à partir de 39,5 cm (cocher kit surbaissé dans "Kit à monter")	☐				
50 cm	☒	☐	-	-	-

Hauteur de dossier

40 cm	☒	☐	-	-	-
-------	-------------------------------------	-----------------------	---	---	---

COULEURS

C59	champagne	☐	☐	-	-	-
C80	bleu	☐	☐	-	-	-



ACCOUDOIRS (la paire)

B03	Accoudoirs crantés standards amovibles et rabattables	☒	☐	-	-	-
B02	Accoudoirs longs amovible et rabattables	☐	☐	-	-	-
B04	Accoudoirs longs réglables en hauteur	☐	121,65 €	128,34 €	-	-
B05	Accoudoirs crantés et réglables en hauteur, amovibles et rabattables	☐	121,65 €	128,34 €	-	-
B66	Manchette gouttière fixe					
	à gauche	☐	113,17 €	119,39 €	119,39 €	9322314
	à droite	☐	113,17 €	119,39 €	119,39 €	9322314




Manchette gouttière hémiplegique modulable voir page 4.


REPOSE-PIEDS (la paire)

B06	Repose-pieds amovible standard	☒	☐	-	-	-
BK6	Repose-pieds palette monobloc	☐	66,11 €	69,75 €	-	-
B19	Sangle cale-pieds (la paire) adaptation avant départ	☐	76,70 €	80,92 €	-	-
B21	Sangle appui mollets extra large (non compatible avec BA6)	☐	49,56 €	52,29 €	-	-



			Prix public HT	Prix public TTC	LPP	Code LPP	
REPOSE-JAMBE DROIT (Coloris Noir)							
BZ8 ART	Repose-jambe articulé auto-corrigeant en longueur, avec palette articulée, raccourci de 7cm	☐	100,25 €	105,76 €	105,76 €	9322337	 BZ8 ART
BL7	Repose jambe pour amputé droit (repose moignon)	☐	132,83 €	140,14 €	-	-	
BP7	Repose-jambe gouttière à droite	☐	113,17 €	119,39 €	119,39 €	9322314	
REPOSE-JAMBE GAUCHE (Coloris Noir)							
BZ8 ART	Repose-jambe articulé auto-corrigeant en longueur, avec palette articulée, raccourci de 7cm	☐	100,25 €	105,76 €	105,76 €	9322337	 BK7 / BL7
BK7	Repose jambe pour amputé gauche (repose moignon)	☐	132,83 €	140,14 €	-	-	
BP7	Repose-jambe gouttière à gauche	☐	113,17 €	119,39 €	119,39 €	9322314	
BP7							
CHOIX DES ROUES (configuration d'origine = fauteuil sans changement)							
AP1	Avant 8" (200x35) bandage Krypton / Arrière 24" alu gonflable gris	☐	○	-	-	Forfait annuel pour les roues-Réparations communes aux Fauteuils Roulants LPPR 4307824 => 74,82€	 B33
A18	Avant 6" bandage Krypton / Arrière 24" Alu Gonflable gris	☐	○	-	-		
AP3	Avant 200x50 bandage Krypton / Arrière 24" alu gonflable gris	☐	○	-	-		
AP5	Avant 8" bandage / Arrière 24" Alu bandage Krypton	☐	○	-	-		
AP7	Avant 6" krypton 140x40 et Arrière 24" alu bandage Krypton gris	☒	○	-	-		
AP6	Avant 200x50 bandage Krypton / Arrière 24" alu bandage Krypton gris	☐	○	-	-		
AP8	Avant 6" bandage et Arrière 24" alu bandage Krypton (d'origine sur T39 à 48) gris	☐	○	-	-		
A14	Avant 200x50 Gonflable / Arrière 24" Alu Gonflable gris	☐	64,07 €	67,59 €	-		
B33	Mains courantes en Gel 24" (2991359)						
	Gauche	☐	63,47 €	66,96 €	-	-	
	Droite	☐	63,47 €	66,96 €	-	-	
KITS MONTÉS (exécution non-standard avec option montée)							
S AP1	Kit surbaissé Krypton Avt et Gonfl Arr 22" : hauteur de siège 39,5 cm	☐	○	-	-	-	 B74
S AP5	Kit surbaissé Krypton Avt et Arr 22" : hauteur de siège 39,5 cm	☐	○	-	-	-	
T30	Version poussette avec roues arrières 12 ^{1/2} x 2 ^{1/4}						
	roues arrières gonflables	☐	○	-	-	-	
	roues arrières Krypton	☐	55,25 €	58,29 €	-	-	
HEM2 24"	Kit hémiplégique à double main courante à cardan, axes à démontage rapide, frein unilatéral (d'origine à droite) - Roues 24" noires	☐	257,09 €	271,23 €	271,23 €	9322389	
HEM2 22"	Kit hémiplégique à double main courante à cardan, axes à démontage rapide et frein unilatéral (d'origine à droite) - Roues 22"	☐	257,09 €	271,23 €	271,23 €	9322389	
B74	Freins à tambours (sur commande et non compatible avec le kit surbaissé et le kit HEM2	☐	109,79 €	115,83 €	-	-	
1993999	Kit freins reliés à commande unilatérale (inclus dans le kit Hémiplégique)		159,36 €	168,12 €			
	Gauche	☐			-	-	
	Droite	☐			-	-	
KITS A MONTER (accessoires - livrés séparément)							
S AP1	Kit surbaissé Krypton Avt et Gonfl Arr 22" : hauteur de siège 39,5 cm	☐	215,85 €	227,72 €	-	-	
S AP5	Kit surbaissé Krypton Avt et Arr 22" : hauteur de siège 39,5 cm	☐	215,85 €	227,72 €	-	-	
HEM2 24"	Kit hémiplégique à double main courante à cardan, axes à démontage rapide, frein unilatéral (d'origine à droite) - Roues 24" noires	☐	257,09 €	271,23 €	271,23 €	9322389	

			Prix public HT	Prix public TTC	LPP	Code LPP	
HEM2 22"	Kit hémiplégique à double main courante à cardan, axes à démontage rapide et frein unilatéral (<i>d'origine à droite</i>) - Roues 22"	☐	257,09 €	271,23 €	271,23 €	9322389	
T30 gonflable	Kit Poussette avec roues arrières gonflables 12"1/2x 2 1/4	☐	191,73 €	202,28 €	-	-	
T30 krypton	Kit Poussette avec roues arrières krypton 12"1/2x 2 1/4	☐	191,73 €	202,28 €	-	-	
APPUI -TÊTE							
B14	Toile et montant de dossier complémentaire	☐	59,32 €	62,58 €	62,58 €	9322395	 B14
B47	Appui-tête réglable standard, pour fauteuil équipé d'un dossier toile	☐	142,25 €	150,07 €	63,41 €	9322290	 B47
L55	Appui-tête skaï réglable pour fauteuil équipé d'un dossier anatomique	☐	156,29 €	164,89 €	63,41 €	9322290	 L55
ACCESSOIRES							
B12	Tablette découpée	☐	108,12 €	114,07 €	76,84 €	9322350	 B12
B15	Tablette plexi	☐	134,62 €	142,02 €	76,84 €	9322350	 B15
B20	Ceinture de sécurité par clip	☐	33,44 €	35,28 €	-	-	 B20
B58	Ceinture de sécurité à fermeture rapide (<i>ref 1990516</i>)	☐	80,83 €	85,28 €	-	-	 B58
B22	Selle d'abduction pour fauteuil équipé de siège L15	☐	69,74 €	73,58 €	-	-	 B22
B22	Selle d'abduction pour fauteuil équipé de toile	☐	69,74 €	73,58 €	-	-	
B31	Porte canne (<i>porte béquille</i>)	☐	27,71 €	29,23 €	-	-	 B31
B40	Prolongateur de freins rabattable avec frein complet (<i>monté</i>)						
	droit	☐	23,74 €	25,05 €	-	-	 B40
	gauche	☐	23,74 €	25,05 €	-	-	 B42
B42	Filet de transport	☐	15,87 €	16,74 €	-	-	
B52	Porte sérum	☐	40,15 €	42,36 €	-	-	 B52
B78	Roulette anti-basculer avec basculeur (<i>la paire</i>)	☐	78,03 €	82,32 €	-	-	 B78
B83	Porte obus* (<i>diamètre en mm à préciser SVP</i>)						
	Ø 115	☐	125,97 €	132,90 €	-	-	 B83
	Ø 130	☐	125,97 €	132,90 €	-	-	
	Ø 145	☐	125,97 €	132,90 €	-	-	
	Ø 155	☐	125,97 €	132,90 €	-	-	
B90	Barre de poussée	☒	-	-	-	-	 B90
B91	Latte anti-vol	☐	53,09 €	56,01 €	-	-	 B91
B101	Système à jeton + pièce (<i>impératif avec l'option barre de poussée B90</i>)	☐	207,97 €	219,41 €	-	-	 B101

			Prix public HT	Prix public TTC	LPP	Code LPP	
DOSSIER							 L14 L14
L14	Dossier anatomique en skaï	☐	131,94 €	139,20 €	34,90 €	9322366	
L14 Soft	Dossier anatomique soft	☐	259,17 €	273,42 €	34,90 €	9322366	
L04	Pelotes de dos ou cales tronc (la pièce) (15x23 cm) uniquement avec dossiers L14 et L14 Soft						
	à droite	☐	96,98 €	77,37 €	-	-	
	à gauche	☐	96,98 €	77,37 €	-	-	
L04S	Pelotes de dos ou cales tronc - Petite Taille (la pièce) (11x21,5 cm) uniquement avec dossiers L14 et L14 Soft						 L04
	à droite	☐	96,98 €	77,37 €	-	-	
	à gauche	☐	96,98 €	77,37 €	-	-	
ASSISE							 L15 L15
L15	Siège anatomique en skaï (recommandé pour taille 55)	☐	131,94 €	139,20 €	34,90 €	9322366	
L15 Soft	Siège anatomique soft	☐	259,17 €	273,42 €	34,90 €	9322366	
MANCHETTES HEMIPLÉGIQUES MODULABLES							 B66M/ B66OM B66ML/ B66OML B66MA/ B66OMA B66MAL/
		Gauche Droite					
B66M	Gouttière fixe PU avec extension "plate" - longueur 46,5cm	☐	212,00 €	223,66 €	119,39 €	9322314	
B66ML	Gouttière fixe PU avec extension "plate" longue - longueur 53,5cm	☐	266,06 €	280,69 €	119,39 €	9322314	
B66MA	Gouttière fixe PU avec extension "corne courbée" - longueur 47,7cm	☐	220,48 €	232,61 €	119,39 €	9322314	
B66MAL	Gouttière fixe PU avec extension "corne courbée" longue - longueur 54,7 cm	☐	273,48 €	288,52 €	119,39 €	9322314	
B66OM	Gouttière orientable PU avec extension plate - longueur 46,5cm	☐	212,00 €	223,66 €	119,39 €	9322314	
B66OML	Gouttière orientable PU avec extension plate longue - longueur 53,5cm	☐	266,06 €	280,69 €	119,39 €	9322314	
B66OMA	Gouttière orientable PU avec extension "corne courbée" - longueur 47,7cm	☐	220,48 €	232,61 €	119,39 €	9322314	
B66OMAL	Gouttière orientable PU avec extension "corne courbée" longue - longueur 54,7cm	☐	273,48 €	288,52 €	119,39 €	9322314	
V-DRIVE (Assistance Motorisée)							
V DRIVE HD Ref 1905811	Nouveau système d'assistance motorisée sur fauteuil (130kg) • B90 obligatoire si commandé avec B74	☐	1 376,94 €	1 452,67 €	-	-	
1914591	Kit de fixation V-Drive (obligatoire avec l'option V-Drive)		-	-	-	-	
COUSSINS GEL "Les Indispensables"							 V16 V20 V24 V26 V28 V30 V32 V34 V36 SET V40
V16	Protège talon gel 120x140 mm (la paire)	☐	69,86 €	73,70 €	-	-	
V20	Protection gel pour ceinture de sécurité 325x80 mm et 230x70 mm	☐	57,39 €	60,55 €	-	-	
V24	Protection latérale de jambe en gel 310x90 mm (la paire)	☐	148,46 €	156,63 €	-	-	
V26	Sangle appui-mollets gel 400x190 mm (2 pièces)	☐	147,97 €	156,11 €	-	-	
V28	Plaque repose-pied gel 155x210 mm (la paire)	☐	145,97 €	154,00 €	-	-	
V30	Coussinet adhésif ovale 90x110 mm (la paire)	☐	79,60 €	83,98 €	-	-	
V32	Coussinet adhésif ovale 100x200 mm (la paire)	☐	68,62 €	72,39 €	-	-	
V34	Coussinet adhésif ovale 115x305 mm (la paire)	☐	82,34 €	86,87 €	-	-	
V36	Coussinet adhésif ovoïde 120x70 mm (l'unité)	☐	37,40 €	39,46 €	-	-	
SET V40	Bouton gel protège genou tournant 100x100 mm (la paire)	☐	93,58 €	98,73 €	-	-	