



SIGMA AA2



Agence de Phalempin :
☎ : 03.28.55.07.98
☎ : 03.20.90.28.89

Agence de Cournon :
☎ : 04.73.60.82.40
☎ : 04.73.77.95.94

Fauteuil électrique 6 roues
Aussi à l'aise à l'extérieur qu'à l'intérieur. Grâce à son triple palonnier "All-Tracks", le SIGMA franchit les obstacles en toute stabilité et vous procure un confort maximal.
Poids utilisateur max : 140kg

Date et cachet de la société :

Prescription Médicale :

AA2 : VHP, ELEC, ASSISE ADAPTEE, DOSSIER REGLABLE, VERIN PNEUMATIQUE, VERMEIREN
code LPP : 9122259*

*Les codes et montants LPP sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas VERMEIREN.

Sélectionner les options en cochant les cases SVP

Prix public HT

Prix public TTC

LPP

Code LPP

VERSION AA2 :

VOTRE CONFIGURATION STANDARD

EXCLUSIVE XPERIENCE.

- Vitesse 10 kmh Moteur 350w **inclus**
- Eclairage LED **inclus**
- Module XD 120A **inclus**
- Dossier Tubulaire **inclus**
- Inclinaison électrique de l'assise **incluse**
- Inclinaison électrique du dossier **incluse**
- Repose-jambes BZ8 ou BZ7 **inclus**
- Appui-tête L58 **inclus**
- Commande LiNX **incluse**
- Pantographe escamotable **inclus**
- Garde-boues **inclus**
- Accroche-taxis **inclus**
- Ceinture de sécurité **incluse**
- Barre de poussée **incluse**
(hors dossier tubulaire et top case)

TARIFS :

Prix Public HT : **7465,42€**

Prix Public TTC : **7876,02€**

LPP (code 9122259*) :
3938,01€

1 Choisissez votre assise (1 seul choix possible)



OU



SE39 Inclinaison électrique de l'assise 20° et du dossier 30°

SE43+SE41 Bascule électrique de l'assise à 50° à translation

2 Choisissez votre option incluse (1 seul choix possible)



OU



OU



BZE Repose-jambes électriques

BZ10E Repose-jambes électriques monobloc

Commande LiNX LCD REM 400

MODELE

MODELE	<input type="checkbox"/>					
SIGMA Standard (roues avant 200x50)	<input type="checkbox"/>	-	-	-	-	
SIGMA 230 (roues avant 230 mm)	<input type="checkbox"/>	-	-	-	-	

= Exécution standard


= Option sans supplément de prix

			Prix public HT	Prix public TTC	LPP	Code LPP
Largeur d'assise						
	40 cm	<input type="checkbox"/>	○	-	-	-
	45 cm	<input type="checkbox"/>	○	-	-	-
	50 cm	<input type="checkbox"/>	○	-	-	-

Profondeur d'assise réglable						
	Pré-réglage à : 42 cm	<input type="checkbox"/>	○	-	-	-
	Pré-réglage à : 44 cm	<input type="checkbox"/>	○	-	-	-
	Pré-réglage à : 46 cm	<input type="checkbox"/>	○	-	-	-
	Pré-réglage à : 48 cm	<input type="checkbox"/>	○	-	-	-
	Pré-réglage à : 50 cm	<input type="checkbox"/>	○	-	-	-
	Pré-réglage à : 52 cm	<input type="checkbox"/>	○	-	-	-
Hauteur de siège (mesure prise sans coussin)			AA2 avec bascule d'assise standard	AA2 + bascule d'assise 50° (SE43)	AA2 + Lift (SE42)	
	43,5 cm	<input type="checkbox"/>				
	45 cm	<input type="checkbox"/>				
	45,3 cm			<input type="checkbox"/>		
	46,5 cm	<input type="checkbox"/>				
	46,8 cm			<input type="checkbox"/>		
	47,8 cm				<input type="checkbox"/>	
	48 cm	<input type="checkbox"/>				
	48,3 cm			<input type="checkbox"/>		
	49,5 cm	<input type="checkbox"/>				
	51,3 cm			<input type="checkbox"/>		

CHOIX DE LA COMMANDE						
LiNX	Commande LiNX	<input checked="" type="checkbox"/>	○	-	-	-
	Droite	<input type="checkbox"/>	○	-	-	-
	Gauche	<input type="checkbox"/>	○	-	-	-
PANTOGRAPHES						
SE53	Escamotable intérieur/extérieur, réglable en hauteur	<input checked="" type="checkbox"/>	-	-	-	-
SE53A	Escamotable intérieur/extérieur, Commande désaxée par rapport à l'accoudoir	<input type="checkbox"/>	104,87 €	110,64 €	-	-
SE53Z	Escamotable intérieur/extérieur, réglable en hauteur avec abaissement pour accès aux tables	<input type="checkbox"/>	104,87 €	110,64 €	-	-

AUTRES COMMANDES POSSIBLES						
LCD	Commande LiNX LCD	<input type="checkbox"/>	1 090,05 €	1 150,00 €	-	-
SE55	Commande renforcée	<input type="checkbox"/>	1 374,41 €	1 450,00 €	-	-
SE64 - swivel	Commande séparée pour vérins - fixée avec la commande (<i>incompatible avec SE53A et SE53Z</i>)	<input type="checkbox"/>	548,35 €	578,51 €	-	-
SE64 - fixed	Commande séparée pour vérins - fixée sur l'accoudoir opposé à la commande	<input type="checkbox"/>	548,35 €	578,51 €	-	-
SE83	Mini-Joystick	<input type="checkbox"/>	3 823,17 €	4 033,44 €	-	-
SE68	Interrupteur à bascule programmable pour LiNX LCD (obligatoirement avec LiNX LCD)	<input type="checkbox"/>	340,00 €	358,70 €	-	-
SE04	Commande au menton (LiNX LCD incluse)	<input type="checkbox"/>	1 163,58 €	1 227,58 €	714,26 €	9368300
SE08	Commande principale déportée à l'arrière	<input type="checkbox"/>	33,85 €	35,71 €	35,71 €	9322410
SE09	Double commande tierce personne (<i>incluse sur la version Evolution</i>)	<input type="checkbox"/>	677,02 €	714,26 €	714,26 €	9368300

			Prix public HT	Prix public TTC	LPP	Code LPP		
CONTACTEURS BOUTON (à commander obligatoirement avec commande LiNX LCD) - accessoires livrés séparément								
1997690	Contacteur bouton bleu 3 cm de diamètre	<input type="checkbox"/>	31,48 €	33,21 €	-	-		
1997691	Contacteur bouton vert 3 cm de diamètre	<input type="checkbox"/>	31,48 €	33,21 €	-	-		
1997380	Contacteur bouton bleu 5 cm de diamètre	<input type="checkbox"/>	31,48 €	33,21 €	-	-		
1997381	Contacteur bouton vert 5 cm de diamètre	<input type="checkbox"/>	31,48 €	33,21 €	-	-		
1997383	Contacteur bouton rouge (On/Off)	<input type="checkbox"/>	31,48 €	33,21 €	-	-		
ADAPTATIONS JOYSTICK								
1009950*	1 : Boule	<input type="checkbox"/>	26,74 €	28,21 €	-	-		
1901106*	2 : Cupule menton	<input type="checkbox"/>	85,76 €	90,48 €	-	-		
1917371*	3 : Balle en mousse (SE63)	<input type="checkbox"/>	119,90 €	126,49 €	-	-		
1994545**	6 : Tige 11 cm	<input type="checkbox"/>	88,69 €	93,57 €	-	-		
1993798**	7 : Base tetra	<input type="checkbox"/>	113,31 €	119,54 €	-	-		
1900501**	8 : Bague	<input type="checkbox"/>	104,35 €	110,09 €	-	-		
1900581**	9 : Tige base plate	<input type="checkbox"/>	98,26 €	103,66 €	-	-		
1993516**	10 : Tige en T	<input type="checkbox"/>	113,29 €	119,52 €	-	-		
1904158**	11 : Balle de Golf	<input type="checkbox"/>	94,60 €	99,80 €	-	-		
*saisir 1913750+1913749 en plus de ces références. **saisir 1913750+1913749+1905043 en plus de ces références.								
MANCHETTES D'ACCOUDOIRS								
	Manchettes PU	<input checked="" type="checkbox"/>	○	-	-	-		
	Manchettes PU Soft Touch	<input type="checkbox"/>	65,46 €	69,06 €	-	-		
	Manchettes Cuir artificiel	<input type="checkbox"/>	80,00 €	84,40 €	-	-		
B66O	Manchette gouttière orientable (la pièce) <i>incompatible avec B14, SE74A et SE16</i>							
1911033	Droite	<input type="checkbox"/>	113,17 €	119,39 €	-	-		
1911032	Gauche	<input type="checkbox"/>	113,17 €	119,39 €	-	-		
Manchette gouttière hémiplegique modulable voir page 6.								
REPOSE-PIEDS supplémentaires								
B06	Repose-pieds amovibles (paire)	<input type="checkbox"/>	141,00 €	148,76 €	-	-		
BA6	Repose-pieds amovibles raccourcis (paire)	<input type="checkbox"/>	141,00 €	148,76 €	-	-		
BK6	Repose-pieds palette monobloc (NM)	<input type="checkbox"/>	174,90 €	184,52 €	-	-		
REPOSE-JAMBES DROIT								
BZ7 ART	Repose-jambe articulé auto-corrigeant en longueur, avec palette articulée	<input type="checkbox"/>	-	-				
BZ8 ART	Repose-jambe articulé auto-corrigeant en longueur, avec palette articulée raccourci de 7cm	<input type="checkbox"/>	-	-				
REPOSE-JAMBES GAUCHE								
BZ7 ART	Repose-jambe articulé auto-corrigeant en longueur, avec palette articulée	<input type="checkbox"/>	-	-				
BZ8 ART	Repose-jambe articulé auto-corrigeant en longueur, avec palette articulée raccourci de 7cm	<input type="checkbox"/>	-	-				
REPOSE-JAMBES MONOBLOC								
BZ10	Repose-jambes articulé réglable d'une pièce, avec des retours latéraux de 7cm	<input type="checkbox"/>	378,31 €	399,12 €	-	-		
BZ10M	Potence centrale monobloc réglable en inclinaison par vérins à gaz et gachette sans retours latéraux	<input type="checkbox"/>	520,00 €	548,60 €	-	-		

			Prix public HT	Prix public TTC	LPP	Code LPP	
REPOSE-JAMBES ELECTRIQUES (BZE standards sans supplément de prix pour AA2 EVOLUTION)							
BZE	Paire de repose-jambes électriques	<input type="checkbox"/>	886,53 €	935,29 €			 BZE
BZ10E	Repose-jambe monobloc électrique	<input type="checkbox"/>	1 092,10 €	1 152,17 €			 BZ10E
ASSISE							
L35	Coussin d'assise vissé sur le fauteuil	<input type="checkbox"/>	○	-	-	-	 L35
L16+L35	Coussin d'assise amovible avec velcro + planche	<input type="checkbox"/>	○	-	-	-	 L16+L35
DOSSIER							
L34	Dossier standard avec coussin pré-formé	<input type="checkbox"/>	○	-	-	-	 L34  L44
Tub+L34	Dossier tubulaire avec coussin pré-formé ajustable par fixations en alu	<input type="checkbox"/>	65,46 €	69,06 €	-	-	
L44	Dossier tubulaire en nylon noir avec sangles ajustables (en Nylon obligatoirement)	<input type="checkbox"/>	○	-	-	-	
REVÊTEMENT D'ASSISE ET DE DOSSIER							
	PU Soft Touch Noir	<input checked="" type="checkbox"/>	○	-	-	-	 Nid d'abeille  Cuir Artificiel
	Nid d'abeille noir	<input type="checkbox"/>	407,25 €	429,65 €	-	-	
	Cuir Artificiel Noir	<input type="checkbox"/>	581,79 €	613,79 €	-	-	
OPTIONS D'ASSISE ET DE DOSSIER (1 seul choix possible)							
SE42+SE39	LIFT de 30 cm avec bascule d'assise électrique 45° et dossier électrique (3 vérins - incompatible avec dossier L44) (hauteur d'assise sans coussin : ajustable de 478 à 538 mm)	<input type="checkbox"/>	2 869,02 €	3 026,82 €	-	-	
TYPES DE PNEUMATIQUES							
<u>SIGMA STANDARD</u> - Roues Avant (200 x 50)							
	Bandages Noirs - Lisses	<input type="checkbox"/>	-	-	-	-	
<u>SIGMA 230</u> - Roues Avant (230 mm)							
	Bandages Noirs - Lisses	<input type="checkbox"/>	-	-	-	-	
<u>SIGMA TOUTES VERSIONS</u> - Roues Motrices Centrales (3.00 x 8)							
	Pneumatiques Noirs - Crampons	<input type="checkbox"/>	○	-	-	-	
	Pneumatiques Noirs - Lisses	<input type="checkbox"/>	○	-	-	-	
	Bandage Noirs - Crampons	<input type="checkbox"/>	159,98 €	168,78 €	-	-	

		Prix public HT	Prix public TTC	LPP	Code LPP
COLORIS					
		mat	brillant		
C4	Rouge vif	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-
C5	Noir Mat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-
C8	Jaune	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-
C29	Argent	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-
C53	Orange	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-
C55	Gris Fer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-
C56	Bleu Gris	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-
C59	Champagne	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-
C71	Bleu Metallique	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-
C72	Rouge Metallique	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-
C73	Vert Metallique	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-
C76	Blanc	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-
C78	Bleu Clair	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-
C79	Bleu Pacifique	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-
C85	Vert Electrique	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-
C87	Orange Clair	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-
C88	Or	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	218,17 €	230,17 €
C89	Cuivre	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	218,17 €	230,17 €
couleurs additionnelles : contactez votre commercial					



OPTIONS ET ACCESSOIRES					
B15	Tablette en plexiglas (<i>non compatible avec SE74, SE74A et manchettes gouttières</i>)	<input type="checkbox"/>	236,97 €	250,00 €	-
B22	Selle d'abduction	<input type="checkbox"/>	69,74 €	73,58 €	-
B31	Porte béquille	<input type="checkbox"/>	78,02 €	82,31 €	-
B52	Porte Serum	<input type="checkbox"/>	40,15 €	42,36 €	-
B58	Ceinture de sécurité par clip	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-
B83	Porte Obus (oxygène) sur fabrication spéciale (SF)	<input type="checkbox"/>	Consulter notre service commercial pour le tarif		
L04	Pelote de dos (coussin = 15x23cm)				
	Droite	<input type="checkbox"/>	142,18 €	150,00 €	-
	Gauche	<input type="checkbox"/>	142,18 €	150,00 €	-
L04S	Pelote de dos (petite taille - coussin = 11x21.5cm)				
	Droite	<input type="checkbox"/>	142,18 €	150,00 €	-
	Gauche	<input type="checkbox"/>	142,18 €	150,00 €	-
L58	Appui-tête à former réglable	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-
L58-C	Appui-tête réglable en largeur et rotatif	<input type="checkbox"/>	314,82 €	332,14 €	-
SE01	Garde-boue	<input checked="" type="checkbox"/>	-	-	-
SE06	Chargeur USB	<input type="checkbox"/>	267,34 €	282,04 €	-
SE16	Protèges vêtements en plexi (la paire)	<input type="checkbox"/>	196,34 €	207,14 €	-
SE19	Kit éclairage LED	<input checked="" type="checkbox"/>	-	-	-



			Prix public HT	Prix public TTC	LPP	Code LPP	
SE24	Porte gobelet	<input type="checkbox"/>	61,08 €	64,44 €	-	-	
SE26	Barre de poussée (non compatible avec dossier tubulaire et l'option SE27)	<input checked="" type="checkbox"/>	-	-	-	-	
SE37	Cale-cuisses (la paire)	<input type="checkbox"/>	209,58 €	221,11 €	-	-	
SE74	Rétroviseur (pièce - côté opposé à la commande - non compatible avec B15 et B66)	<input type="checkbox"/>	65,97 €	69,60 €	-	-	
SE74A	Rétroviseur rabattable (pièce - côté opposé à la commande - (non compatible avec B15 et	<input type="checkbox"/>	84,36 €	89,00 €	-	-	

MANCHETTES HEMIPLÉGIQUES MODULABLES								
		Gauche	Droite					
B66M	Gouttière fixe PU avec extension "plate" - longueur 46,5cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	212,00 €	223,66 €	-	-	
B66ML	Gouttière fixe PU avec extension "plate" longue - longueur 53,5cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	266,06 €	280,69 €	-	-	
B66MA	Gouttière fixe PU avec extension "corne courbée" - longueur 47,7cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	220,48 €	232,61 €	-	-	
B66MAL	Gouttière fixe PU avec extension "corne courbée" longue - longueur 54,7 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	273,48 €	288,52 €	-	-	
B66OM	Gouttière orientable PU avec extension plate - longueur 46,5cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	212,00 €	223,66 €	-	-	
B66OML	Gouttière orientable PU avec extension plate longue - longueur 53,5cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	266,06 €	280,69 €	-	-	
B66OMA	Gouttière orientable PU avec extension "corne courbée" - longueur 47,7cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	220,48 €	232,61 €	-	-	
B66OMAL	Gouttière orientable PU avec extension "corne courbée" longue - longueur 54,7cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	273,48 €	288,52 €	-	-	

RAMPES TELESCOPIQUES								
	Paire de Rampes pliables 692 (180 cm)	<input type="checkbox"/>		329,00 €	347,10 €	-	-	

COUSSINS GEL "Les Indispensables"								
V14	Enveloppe protectrice gel pour tubes 120x200 mm (la paire) incompatible avec BZE	<input type="checkbox"/>		93,58 €	98,73 €	-	-	
V20	Protections gel pour ceinture de sécurité 325x80 mm et 230x70 mm	<input type="checkbox"/>		57,39 €	60,55 €	-	-	
V22	Protection gel pour gouttière 110x340 mm (la paire)	<input type="checkbox"/>		104,80 €	110,56 €	-	-	
V26	Sangle appui-mollets gel 400x190 mm (2 pièces)	<input type="checkbox"/>		147,97 €	156,11 €	-	-	
V28	Plaque repose-pied gel 155x210 mm (la paire)	<input type="checkbox"/>		145,97 €	154,00 €	-	-	
V30	Coussinet adhésif ovale 90x110 mm (la paire)	<input type="checkbox"/>		79,60 €	83,98 €	-	-	
V32	Coussinet adhésif ovale 100x200 mm (la paire)	<input type="checkbox"/>		68,62 €	72,39 €	-	-	
V34	Coussinet adhésif ovale 115x305 mm (la paire)	<input type="checkbox"/>		82,34 €	86,87 €	-	-	
V36	Coussinet adhésif ovoïde 120x70 mm	<input type="checkbox"/>		37,43 €	39,49 €	-	-	

TOTAL :						
----------------	--	--	--	--	--	--

Commentaire :