



Date et cachet de la société :

Prescription Médicale :

Produits d'assistance à la posture sur fauteuils modulaires VHP
(Préciser la catégorie du VHP)

Qui peut prescrire ?

Les PAP Forfait A et forfait B doivent être prescrits par le même professionnel de santé que celui ayant prescrit le VHP modulaire initial. Les PAP peuvent être facturés concomitamment ou ultérieurement à 1 VHP modulaire

Agence de Phalempin :

Tel : 03.28.55.07.98

Fax: 03.20.90.28.89

Agence de Cournon :

Tel : 04.73.60.82.40

Fax: 04.73.77.95.94

S = Standard | o = option sans surcoût | o = option avec surcoût | - = impossible

PRODUITS D'ASSISTANCE À LA POSTURE (PAP)

Rappel : prise en charge Achat ou LLD

MEMBRES SUPERIEURS - Forfait A

Éléments posturaux pouvant être installés sur tous VHP modulaire,
conçus pour maintenir, compenser ou corriger le positionnement du corps

Prescription d'un ou plusieurs éléments posturaux à hauteur du montant forfaitaire maximal de 600€ PLV TTC
Cumulable avec le forfait B membres inférieurs

PAP du Dossier

Sélectionner les options en cochant les cases SVP

Prix public HT

Prix public TTC

PLV TTC

Code Remboursement

Dispositifs de positionnement cervico-céphaliques

POUR TOUT MONTAGE DE PRODUITS PHYSIPRO SUR LE VHP

Se référer au tableau de compatibilité produit



Options Physipro non montées



-

-

Physipro

Appui-tête monté sur le fauteuil

Pour la mise en place d'un appui-tête, vérifier si la barre de tension B90 (Barre de poussée) est présente sur le fauteuil, sinon merci de rajouter cette option sur le produit



Appui-tête simple

1920810

Largeur 18cm/Hauteur 10cm



90,00 €

94,95 €

1920811

Largeur 20cm/Hauteur 12cm



90,00 €

94,95 €

1920812

Largeur 23cm/Hauteur 15cm



90,00 €

94,95 €

Forfait A
Concerne toutes
les options
disponibles et au
choix pour les
membres
supérieurs :
Montant
forfaitaire
maximal
600€ PLV TTC

9961008

9961008

9961008



Simple

PHYSIPRO Appui tête combiné																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Dossier HP2 Contour - 2 points d'ancrage



☐

569 €

600 €

		Largeur				
		305 mm	355 mm	405 mm	455 mm	505 mm
Hauteur	305 mm	☐				
	355 mm	☐	☐			
	405 mm		☐	☐	☐	☐
	455 mm		☐	☐	☐	☐
	505 mm			☐	☐	☐
Largeur thorax		20 à 25.5cm	25 à 30cm	29 à 35.5cm	34 à 40.5cm	39.5 à 45cm

Sélectionner pour dossierHP2CONTOUR

Dossier HP2 Profilé - 2 points d'ancrage



☐

569 €

600 €

		Largeur				
		305 mm	355 mm	405 mm	455 mm	505 mm
Hauteur	305 mm	☐				
	355 mm	☐	☐			
	405 mm		☐	☐	☐	☐
	455 mm		☐	☐	☐	☐
	505 mm			☐	☐	☐
Largeur thorax		20 à 25.5cm	25 à 30cm	29 à 35.5cm	34 à 40.5cm	39.5 à 45cm

Sélectionner pour dossierHP2PROFILÉ

Dossier HP2 Sport



☐

569 €

600 €

Pour le choix de la taille des dossiers, veuillez vous référer à la chartre d'installation HP2 SPORT

Choix	Largeur	Hauteur	Fauteuil
☐ HPS12	30cm	23cm	30.50 à 33cm
☐ HPS14	35cm		35.50 à 38cm
☐ HPS16	40cm		40.50 à 43cm
☐ HPS18	45cm		45.50 à 48cm

Sélectionner pour dossier HP2 SPORT
Largeur et hauteur dans le tableau ci-joint

FIXATION DOSSIER

Fixation pour dossier HP2



Fixations dossier 2 points d'ancrage amovible de série

Recommandées pour fauteuils manuels

1920797	Fixation droite	☐	-	-
1920798	Fixation gauche	☐	-	-
1920800 x2	Extensions de réglage (la paire)	☐	43 €	45,37 €

☐ 2 points amovibles de série
(Autre fixation contacter votre représentant)
1920797
1920798
(références à saisir)



☐ PH-02341 Extension de réglage
(Se référer à la charte d'installation p 51)


A choisir plutôt pour les FRE , ancrage fixe

Fixations dossier 4 points d'ancrage fixes

Recommandées pour fauteuils électriques

1920615 réf à saisir 4 fois	Ø 22 mm	☐	-	-
1920799 réf à saisir 4 fois	Ø 25 mm	☐	-	-

Forfait A
Concerne
toutes les
options
disponibles
et au choix
pour les
membres
supérieurs :
Montant
forfaitaire
maximal
600€ PLV
TTC

9961008



HP2 Contour

9961008



HP2 Profilé

9961008



HP2 Sport

9961008



2 points d'ancrage

9961008



Extension

9961008



4 points d'ancrage

COUSSIN ULTRA																																											
Epaisseur 8 cm, Housse Lycra					PHYSIPRO																																						
	Coussin coupe plate	☐	329,45 €	347,57 €		9908391																																					
	Coussin coupe canevas	☐	329,45 €	347,57 €		9908391																																					
LARGEUR <table><tr><td>mm</td><td>380</td><td>430</td><td>480</td></tr><tr><td>PROFONDEUR 430</td><td>☐</td><td>☐</td><td></td></tr><tr><td>455</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td></tr><tr><td>505</td><td></td><td>☐</td><td>☐</td></tr></table> Coussin coupe plate Pour fauteuil roulant électrique - Plaque d'assise rigide Sélectionner Largeur et Profondeur dans le tableau ci- LARGEUR <table><tr><td>mm</td><td>380</td><td>405</td><td>430</td><td>455</td><td>480</td><td>505</td></tr><tr><td>PROFONDEUR 405</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td></tr><tr><td>455</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td></tr></table> Coussin coupe canevas Pour fauteuil manuel avec assise souple sans renfort ABS Sélectionner Largeur et Profondeur dans le tableau ci-					mm	380		430	480	PROFONDEUR 430	☐	☐		455	☐	☐	☐	505		☐	☐	mm	380	405	430	455	480	505	PROFONDEUR 405	☐	☐	☐	☐	☐	☐	455	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
mm	380	430	480																																								
PROFONDEUR 430	☐	☐																																									
455	☐	☐	☐																																								
505		☐	☐																																								
mm	380	405	430	455	480	505																																					
PROFONDEUR 405	☐	☐	☐	☐	☐	☐																																					
455	☐	☐	☐	☐	☐	☐																																					
COUSSIN PHYSIAIR																																											
Epaisseur 7,5 cm, housse Lycra					PHYSIPRO																																						
	Coupe plate (Pour fauteuil roulant électrique (Avec plaque d'assise rigide)	☐	301,02 €	317,58 €		9908391																																					
	Biseau anti effet hamac 3,75 cm en option Conseillé pour installation sur fauteuil manuel	☐	60,00 €	63,30 €		9908391																																					
LARGEUR <table><tr><td>mm</td><td>380</td><td>405</td><td>430</td><td>455</td><td>480</td><td>505</td></tr><tr><td>PROFONDEUR 405</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td></tr><tr><td>455</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td></tr></table> Sélectionner Largeur et Profondeur dans le tableau ci-joint					mm	380		405	430	455	480	505	PROFONDEUR 405	☐	☐	☐	☐	☐	☐	455	☐	☐	☐	☐	☐	☐																	
mm	380	405	430	455	480	505																																					
PROFONDEUR 405	☐	☐	☐	☐	☐	☐																																					
455	☐	☐	☐	☐	☐	☐																																					
Composition du coussin Physiair  Feuille Stimulte : La matrice alvéolaire souple de Stimulte est composée d'alvéoles à parois minces et épaisses qui fléchissent lorsqu'elles sont compressées, soulageant ainsi la pression. "L'empreinte" stimule l'action des vaisseaux capillaires et le flux sanguin circule plus facilement dans les tissus, contribuant ainsi à une meilleure santé de la peau.  Coussinage Physiair : Le coussin Physiair est doté de cavités cylindriques offrant plusieurs bienfaits posturaux. Ces cavités sont conçues avec différentes profondeurs et différents diamètres. Le diamètre des cavités est plus grand au niveau de la cuvette pour permettre plus d'immersion dans le coussin. La profondeur des cavités procure une stabilité fonctionnelle assurant ainsi un contrôle de la pression au niveau de zones critiques.																																											
	Housse incontinance supplémentaire	☐	62,00 €	65,41 €		9908391																																					
	Housse top cover LYCRA	☐	66,00 €	69,63 €		9908391																																					
TOTAL																																											

Forfait A
Concerne
toutes les
options
disponibles et
au choix pour
les membres
inférieurs:
Montant
forfaitaire
maximal
600€ PLV TTC

Commentaires

CHOIX ET MONTAGE DE DOSSIER

	Diamètre tube dossier	Dossier PREMIUM	Dossier HP2	B90 pour mise en place appui tête
V500 30° Light Verin	22mm	sans fourreaux	fixation 2 Points ou 4 points en 22mm	De série
V500 30° Light Crémaillere	22mm	sans fourreaux	fixation 2 Points ou 4 points en 22mm	De série
V500 light	25mm	sans fourreaux	fixation 2 Points ou 4 points en 25mm	A cocher sur le bon de commande
V500 30°	22mm	sans fourreaux	fixation 2 Points ou 4 points en 22mm	De série
V500	22mm	sans fourreaux	fixation 2 Points ou 4 points en 22mm	A cocher sur le bon de commande
INOVYS	25mm	sans fourreaux	fixation 2 Points ou 4 points en 25mm	De série
TRIGO	22mm	sans fourreaux	fixation 2 Points ou 4 points en 22mm	A cocher sur le bon de commande
VERSO	25mm	sans fourreaux	fixation 2 Points ou 4 points en 25mm	A cocher sur le bon de commande
FOREST 3 Advance Dossier L44	22mm	sans fourreaux	fixation 2 points ou 4 points en 22mm	De série
SIGMA Dossier L44	22mm	sans fourreaux	fixation 2 points ou 4 points en 22mm	De série
TIMIX Dossier L44	22mm	sans fourreaux	fixation 2 points ou 4 points en 22mm	De série
TURIOS Dossier L44	22mm	sans fourreaux	fixation 2 points ou 4 points en 22mm	De série
NAVIX Dossier L44	22mm	sans fourreaux	fixation 2 points ou 4 points en 22mm	De série



V500 Light



V500 Light 30°



V500



V500 30°



Inovys II Evo



Trigo S



Trigo T



Verso



Forest 3 Advance



Sigma



Timix



Turios



Navix FWD



Navix RWD



CHARTRE D'INSTALLATION DOSSIER HP2 PROFILÉ Tubes 22mm

Tableau des spécifications

! Valable uniquement pour tubes de dossier en 22mm et hauteur de dossier standard comprise entre 35 et 50 cm
Mesures prises en extérieur de tubes

Largeur dossier HP2	30 cm	35 cm	40 cm	45 cm	50 cm	Ancrage Amovible
Largeur fauteuil						
27.9 à 33.1 cm						
32.8 à 37.9 cm						
37.7 à 43.3 cm						
42.9 à 48.2 cm						
47.7 à 53.3 cm						

Avec extension de réglage PH-02341						
34.7 à 40.2 cm						
39.2 à 45.7 cm						
43.7 à 50.7 cm						
48.2 à 55.2 cm						
53.7 à 60.2 cm						

Largeur dossier HP2	30 cm	35 cm	40 cm	45 cm	50 cm	Bloc ancrage
Largeur fauteuil						
30 à 34cm						
36 à 40cm						
40 à 44cm						
46 à 50cm						
50 à 54 cm						



CHARTRE D'INSTALLATION DOSSIER HP2 CONTOUR Tubes 22mm

Tableau des spécifications

! Valable uniquement pour tubes de dossier en 22mm et hauteur de dossier standard comprise entre 35 et 50 cm
Mesures prises en extérieur de tubes

Largeur dossier HP2	30 c	35 cm	40 cm	45 cm	50 cm	Ancrage Amovible
Largeur fauteuil						
27.5 à 32.9 cm						
32.9 à 38.2 cm						
37.5 à 43.3 cm						
42.9 à 48.2 cm						
47.7 à 53.4 cm						

Avec extension de réglage PH-02341						
34.7 à 40.2 cm						
39.2 à 45.7 cm						
43.7 à 50.7 cm						
48.2 à 55.2 cm						
53.7 à 60.2 cm						

Largeur dossier HP2	30 cm	35 cm	40 cm	45 cm	50 cm	Bloc ancrage
Largeur fauteuil						
30 à 34cm						
36 à 40cm						
40 à 44cm						
46 à 50cm						
50 à 54 cm						



CHARTRE D'INSTALLATION DOSSIER HP2 SPORT Tubes 22mm

Tableau des spécifications

⚠ Charte valable pour hauteur de dossier 23 cm et diamètre de tube 22 mm
Mesures prises en extérieur de tubes

Longueur de Dossier HP2 Largeur fauteuil	30 cm	35 cm	40 cm	45 cm	Ancre Amovible 
29.4 à 33.3 cm					
34.7 à 38.6 cm					
39.7 à 43.2 cm					
44.8 à 48.7 cm					

Avec extension de réglage PH-02341					
32.5 à 38 cm					
37 à 43.5 cm					
41.5 à 48.5 cm					
46 à 53 cm					

LARGEUR DOSSIER BORD EXTERIEUR TUBE (fauteuils roulants électriques VERMEIREN)

Largeur fauteuil	Forest3 / sigma	Navix	Largeur fauteuil	Turios
40	41,6cm	39,6cm	39	38,6cm
45	45,6cm	44,6cm	45	44,6cm
50	49,9cm	49,6cm	51	50,6cm



CHARTRE D'INSTALLATION DOSSIER HP2 PROFILÉ Tubes 25mm

Tableau des spécifications

⚠ Valable uniquement pour tubes de dossier en 25mm et hauteur de dossier standard comprise entre 35 et 50 cm
Mesures prises en extérieur de tubes

Largeur de dossier HP2 Largeur fauteuil	30 cm	35 cm	40 cm	45 cm	50 cm	<u>Ancrage Amovible</u> 
28.9 à 33.8 cm						
33.6 à 39.1 cm						
38.6 à 43.9 cm						
43.8 à 48.9 cm						
48.7 à 54.1 cm						

Avec extension de réglage PH-02341						
37.7 à 43.2 cm						
42.2 à 48.7 cm						
46.7 à 53.7 cm						
51.2 à 58.2 cm						
56.7 à 63.2 cm						

Largeur de dossier HP2 Largeur fauteuil	30 cm	35 cm	40 cm	45 cm	50 cm	<u>Bloc ancrage</u> 
30 à 34cm						
36 à 40cm						
40 à 44cm						
46 à 50cm						
50 à 54 cm						



CHARTRE D'INSTALLATION DOSSIER HP2 CONTOUR Tubes 25mm

Tableau des spécifications

⚠ Valable uniquement pour tubes de dossier en 19mm et hauteur de dossier standard comprise entre 35 et 50 cm
Mesures prises en extérieur de tubes

Largeur de dossier HP2 Largeur fauteuil	30 c	35 cm	40 cm	45 cm	50 cm	<u>Ancrage Amovible</u> 
26.9 à 32.3 cm						
32.3 à 37.6 cm						
36.9 à 42.5 cm						
42.4 à 47.7 cm						
47.74 à 52.5 cm						

Avec extension de réglage PH-02341						
31.7 à 47.2 cm						
36.2 à 42.7 cm						
40.7 à 47.7 cm						
45.2 à 52.2 cm						
49.7 à 57.2 cm						

Largeur de dossier HP2 Largeur fauteuil	30 cm	35 cm	40 cm	45 cm	50 cm	<u>Bloc ancrage</u> 
30 à 34cm						
36 à 40cm						
40 à 44cm						
46 à 50cm						
50 à 54 cm						



CHARTRE D'INSTALLATION DOSSIER HP2 SPORT Tubes 25mm

Tableau des spécifications

⚠ Chartre valable pour hauteur de dossier 23 cm et diamètre de tube 25 mm
Mesures prises en extérieur de tubes

Largeur dossier HP2 Largeur fauteuil	30 cm	35 cm	40 cm	45 cm	<u>Ancrage Amovible</u> 
30.2 à 34.2 cm					
35.4 à 39.3 cm					
40.4 à 44.2 cm					
45.7 à 49.6 cm					

Avec extension de réglage PH-02341					
37.5 à 43 cm					
42 à 48.5 cm					
46.5 à 53.5 cm					
51 à 58 cm					

LARGEUR DOSSIER BORD EXTERIEUR TUBE (fauteuils roulants électriques VERMEIREN)

Largeur fauteuil	Forest3 / sigma	Navix	Largeur fauteuil	Turios
40	41,6cm	39,6cm	39	38,6cm
45	45,6cm	44,6cm	45	44,6cm
50	49,9cm	49,6cm	51	50,6cm