

 <h1 style="text-align: center;">SAGITTA 'KIDS'</h1> <h2 style="text-align: center;">Fauteuil Actif Léger</h2> <p style="text-align: center;">Nombreuses options disponibles</p>		Date, n° client + ref. :	
		Prix : 2.731,28 €	
S = Standard	<input type="radio"/>	= option sans supplément de prix	
LARGEUR et PROFONDEUR de SIEGE			
SAGITTA SI - avec inclinaison du siège			
	24 cm (profondeur de siège : 28 cm)	<input type="radio"/>	-
	26 cm (profondeur de siège : 28 cm)	<input type="radio"/>	-
	28 cm (profondeur de siège : 28 cm)	<input type="radio"/>	-
	30 cm (profondeur de siège : 32 cm)	<input type="radio"/>	-
	32 cm (profondeur de siège : 32 cm)	<input type="radio"/>	-
	34 cm (profondeur de siège : 32 cm)	<input type="radio"/>	-
ACCOUDOIRS			
B82S	Protège-vêtements - modèle de base	<input type="radio"/>	-
B82	Protège-vêtements avec garde-boue amovibles	<input type="radio"/>	
Tube	Accoudoirs tube	<input type="radio"/>	
Tube + B82S	Tube + protège-vêtements de base	<input type="radio"/>	
Tube + B82	Tube + protège-vêtements avec garde-boue amov.	<input type="radio"/>	
REPOSE-PIEDS			
	Monobloc	<input type="radio"/>	-
	Monobloc avec plaque en alu	<input type="radio"/>	
	Monobloc 'reverse'	<input type="radio"/>	
	Repose-pieds avec palettes séparées	<input type="radio"/>	
COLORIS (cadre)			
C20	Bleu	<input type="radio"/>	-
C35	Erikaviolet	<input type="radio"/>	-
C53	Orange	<input type="radio"/>	-
C54	Vert transparent	<input type="radio"/>	-
C55	Inox	<input type="radio"/>	-
C56	Bleu gris	<input type="radio"/>	-
C57	Rouge	<input type="radio"/>	-
C72	Rouge métal	<input type="radio"/>	
C76	Blanc	<input type="radio"/>	-

DOSSIER				
<u>Bekleding</u>				
	Cordura	S		
<u>Hauteur du dossier</u>				
	23 - 25,5 - 28 cm	<input type="radio"/>	-	
	28 - 30,5 - 33 cm	<input type="radio"/>	-	
<u>Poussoirs</u>				
	Sans poussoirs	<input type="radio"/>	-	
	Poussoirs fixes	<input type="radio"/>	-	
	Poussoirs réglables en hauteur	<input type="radio"/>	-	
	Poussoirs réglables en hauteur avec barre de poussée	<input type="radio"/>		
SIEGE				
B23	Coussin - 5 cm	S	-	
ROUES				
Roues avant (photos des roues sur le site)				
	3" translucides	<input type="radio"/>	-	
	4" noires	<input type="radio"/>	-	
	4" translucides	<input type="radio"/>	-	
	4" translucides avec LED	<input type="checkbox"/>	83,24 €	
Roues arrières (photos des roues sur le site)				
	20" x 1" Schwalbe Right run	S	-	
	22" x 1" Schwalbe Right run	<input type="radio"/>		
	18" x 1 3/8 Marathon Plus	<input type="radio"/>		
	18 x 1 3/4 off-road	<input type="radio"/>		
Carrossage des roues arrières				
	0°	<input type="radio"/>	-	
	2°	<input type="radio"/>	-	
	4°	<input type="radio"/>	-	
	6°	<input type="radio"/>	-	
	8°	<input type="radio"/>	-	
	10°	<input type="radio"/>	-	
Freins				
	Freins standard	S	-	
OPTIONS				
B19	Sangle cale-pieds	<input type="checkbox"/>	16,41 €	
B20	Ceinture de sécurité	<input type="checkbox"/>	44,75 €	
B33	Protection main courante/paire	<input type="checkbox"/>	111,87 €	
B78	Anti-bascule/paire	<input type="checkbox"/>	74,58 €	
B85 Sagitta	Protection rayons - logo Sagitta	<input type="checkbox"/>	191,66 €	
B85	Protection rayons	<input type="checkbox"/>	191,66 €	
B85-M1	Protection rayons - fleurs 1	<input type="checkbox"/>	191,66 €	
B85-M2	Protection rayons - fleurs 2	<input type="checkbox"/>	191,66 €	
B85-M3	Protection rayons - extreme	<input type="checkbox"/>	191,66 €	
B85-M4	Protection rayons - pirate	<input type="checkbox"/>	191,66 €	
B86	Roues de voyage	<input type="checkbox"/>	197,40 €	