



TriGO^o T


<p>Prescription Médicale :</p> <p>*9122012 : VHP, PROPULSION MANUELLE, PLIANT, A DOSSIER NON INCLINABLE, VERMEIREN **9110240 : VHP, PROPULSION MANUELLE, PLIANT, A DOSSIER INCLINABLE, VERMEIREN</p>	<p><u>cachet de votre entreprise :</u></p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------

= Exécution standard = Option sans supplément de prix

*Les codes et montants LPP sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas VERMEIREN.


		Prix Public HT	Prix Public TTC	LPP	Code LPP
Fauteuil Trigo T - Type de dossier					
Dossier fixe plat (img 21)	<input type="checkbox"/>	1 739,58 €	1 835,26 €	558,99 €	9122012*
Dossier réglable en inclinaison 82° - 102° (img 22)	<input type="checkbox"/>	1 846,17 €	1 947,71 €	603,65 €	9110240**
Dossier rabattable et réglable en inclinaison 82° - 102° (img 23)	<input type="checkbox"/>	1 949,29 €	2 056,50 €	603,65 €	9110240**

Coussin de dossier					
Coussin de dossier (toutes versions)	<input checked="" type="checkbox"/>	-	-	34,90 €	9322366



ASSISE

Profondeur d'assise en cm	Largeur d'assise en cm										
	Simple croisillon poids maxi utilisateur : 70 kg			1,5 croisillon poids maxi utilisateur : 130 kg						Double croisillon poids maxi utilisateur : 130 kg	
	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50
32	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								
34	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								
36	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
38	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
40	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
42	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
44	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
46	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
48	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
50	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Largeur totale minimale avec protège-vêtements standard et carrossage des roues à 0°										
	46cm	48cm	50cm	52cm	54cm	56cm	58cm	60cm	62cm	64cm	66cm

HAUTEUR D'ASSISE AVANT (en mm)					
Hauteur d'assise avant en cm	roues avant 3"	roues avant 4"	roues avant 5"	roues avant 6"	
39	○	○			 <p>Roues de 6" incompatibles avec les angles de repose-pieds 90°</p>
40	○	○			
41	○	○			
42		○	○		
43	○	○	○		
44	○	○	○	○	
45	○	○	○	○	
46		○	○	○	
47	○	○	○	○	
48	○	○	○	○	
49	○	○	○	○	
50		○	○	○	
51			○	○	

HAUTEUR D'ASSISE ARRIERE (en mm)						
Hauteur d'assise arrière en cm	roues 18"	roues 20"	roues 22"	roues 24"	roues 26"	
32,5	○	○			<p>Merci de respecter les recommandations suivantes :</p> <p>Ecart maximum entre hauteur d'assise avant et arrière :</p> <p>Pour les profondeurs 32 à 36cm : différence maxi 4cm</p> <p>Pour les profondeurs 36 à 44cm : différence maxi 7cm</p> <p>Pour les profondeurs 44 à 50cm : différence maxi 10cm</p>	
33,5	○	○				
34,5	○	○				
35,5	○	○	○			
36,5	○	○	○			
37,5	○	○	○			
38,5	○	○	○	○		
39,5	○	○	○	○		
40,5	○	○	○	○		
41,5	○	○	○	○		○
42,5		○	○	○		○
43,5		○	○	○		○
44,5			○	○		○
45,5			○	○		○
46,5			○	○		○
47,5				○		○
48,5				○		○
49,5				○		○
50,5						○
51,5						○
52,5						○

POSSIBILITES DE PROFONDEUR D'ASSISE EN FONCTION DE LA TAILLE DES ROUES					
Taille de roues avant	Taille de roues arrières				
	18"	20"	22"	24"	26"
3"	profondeur d'assise : 32-50cm	profondeur d'assise : 32-50cm	profondeur d'assise : 36-50cm	profondeur d'assise : 38-50cm	profondeur d'assise : 44-50cm
4"	profondeur d'assise : 32-50cm	profondeur d'assise : 32-50cm	profondeur d'assise : 36-50cm	profondeur d'assise : 38-50cm	profondeur d'assise : 44-50cm
5"	profondeur d'assise : 32-50cm	profondeur d'assise : 32-50cm	profondeur d'assise : 36-50cm	profondeur d'assise : 38-50cm	profondeur d'assise : 44-50cm
6"	profondeur d'assise : 38-50cm	profondeur d'assise : 38-50cm	profondeur d'assise : 40-50cm	profondeur d'assise : 40-50cm	profondeur d'assise : 44-50cm

ACCOUDOIRS


			Prix Public HT	Prix Public TTC	LPP	Code LPP
B82S fixed	Protège-vêtements fixe - aluminium (img 01) - combinables avec accoudoirs tubes	<input type="checkbox"/>	○	-		
B82S-C fixed	Protège-vêtements fixe - carbone (img 01) - combinables avec accoudoirs tubes	<input type="checkbox"/>	296,07 €	312,35 €		
B82 fixed	Protège-vêtements fixe avec garde-boue en aluminium (img 02) - combinables avec accoudoirs tubes	<input type="checkbox"/>	70,09 €	73,94 €		
Bi5	Accoudoirs ajustables en hauteur (img 03) - longueur 33 cm	<input type="checkbox"/>	76,03 €	80,21 €		
Bi5S	Accoudoirs ajustables en hauteur - manchette courte (img 03) - longueur 20 cm	<input type="checkbox"/>	76,03 €	80,21 €		
TUBE	Accoudoirs tubes escamotable vers l'arrière (23 cm) - (img 04) - longueur 23 cm - uniquement avec dossier fixe	<input type="checkbox"/>	134,86 €	142,28 €		
TUBE LONG	Accoudoirs tubes escamotable vers l'arrière (28 cm) - (img 04) - longueur 28 cm - uniquement avec dossier fixe	<input type="checkbox"/>	134,86 €	142,28 €		
B82S-C	Protège-vêtements amovibles - carbone (img 05) - combinables avec accoudoirs tubes	<input type="checkbox"/>	365,07 €	385,15 €		
B82SL-A	Protège-vêtements longs amovibles - aluminium (img 06) - combinables avec accoudoirs tubes	<input type="checkbox"/>	106,44 €	112,29 €		
B82L-A	Protège-vêtements long amovibles avec garde-boue - aluminium (img 07) - combinables avec accoudoirs tubes	<input type="checkbox"/>	136,86 €	144,39 €		
B82-C	Protège-vêtements amovibles avec garde-boue - carbone (img 08) - combinables avec accoudoirs tubes	<input type="checkbox"/>	410,56 €	433,14 €		




img 01



img 02




img 03




img 04




img 05



img 06



img 07



img 08

MANCHETTES HEMIPLÉGIQUES MODULABLES NOUVEAU !!



La manchette doit obligatoirement être montée sur un accoudoir Bi5

		gauche droite					
B66M	Gouttière fixe PU avec extension "plate" - longueur 46,5cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	212,00 €	223,66 €	119,39 €	9322314
B66ML	Gouttière fixe PU avec extension "plate" longue - longueur 53,5cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	266,06 €	280,69 €	119,39 €	9322314
B66MA	Gouttière fixe PU avec extension "corne courbée" - longueur 47,7cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	220,48 €	232,61 €	119,39 €	9322314
B66MAL	Gouttière fixe PU avec extension "corne courbée" longue - longueur 54,7 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	273,48 €	288,52 €	119,39 €	9322314
B66OM	Gouttière orientable PU avec extension plate - longueur 46,5cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	212,00 €	223,66 €	119,39 €	9322314
B66OML	Gouttière orientable PU avec extension plate longue - longueur 53,5cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	266,06 €	280,69 €	119,39 €	9322314
B66OMA	Gouttière orientable PU avec extension "corne courbée" - longueur 47,7cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	220,48 €	232,61 €	119,39 €	9322314
B66OMAL	Gouttière orientable PU avec extension "corne courbée" longue - longueur 54,7cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	273,48 €	288,52 €	119,39 €	9322314



B66M/
B66OM



B66ML/
B66OML




B66MA/
B66OMA




B66MAL/
B66OMAL


			Prix Public HT	Prix Public TTC	LPP	Code LPP
REPOSE-PIEDS						
B06 70°	Repose-pieds amovibles et escamotables - 70° (img 11)	<input type="checkbox"/>	○	-		
B06 80°	Repose-pieds amovibles et escamotables - 80° (img 12)	<input type="checkbox"/>	○	-		
B06 90°	Repose-pieds amovibles et escamotables - 90° (img 13) <i>incompatible avec roues de 6"</i>	<input type="checkbox"/>	○	-		
BA06 70°	Repose-pieds amovibles et escamotables raccourcis de 5 cm - 70° (img 14) 30 à 38 cm	<input type="checkbox"/>	○	-		
BA06 80°	Repose-pieds amovibles et escamotables raccourcis de 5 cm - 80° (img 14) 30 à 38 cm	<input type="checkbox"/>	○	-		
BA06 90°	Repose-pieds amovibles et escamotables raccourcis de 5 cm - 90° (img 14) 30 à 38 cm - <i>incompatible avec roues de 6"</i>	<input type="checkbox"/>	○	-		
BK6 70°	Repose-pieds monobloc - 70°	<input type="checkbox"/>	101,89 €	107,49 €		
BK6 80°	Repose-pieds monobloc - 80° <i>incompatible avec roues de 6"</i> et avec la configuration profondeur d'assise inférieur à 36 cm + roues de 5"	<input type="checkbox"/>	101,89 €	107,49 €		
BK6 90°	Repose-pieds monobloc - 90° <i>incompatible avec roues de 6"</i> et avec la configuration profondeur d'assise inférieur à 36 cm + roues de 5"	<input type="checkbox"/>	101,89 €	107,49 €		
BZ8L	Repose-jambe articulé raccourci gauche auto-corrigeant en longueur, avec palette articulée - UL minimum 32cm - <i>incompatible avec largeur d'assise inférieure à 36 cm</i>	<input type="checkbox"/>	100,25 €	105,76 €	105,76 €	9322337
BZ8R	Repose-jambe articulé raccourci droite auto-corrigeant en longueur, avec palette articulée - UL minimum 32cm - <i>incompatible avec largeur d'assise inférieure à 36 cm</i>	<input type="checkbox"/>	100,25 €	105,76 €	105,76 €	9322337
BK7	Support amputé à gauche (ajustable en hauteur) - <i>incompatible avec largeur d'assise inférieure à 36cm</i>	<input type="checkbox"/>	182,59 €	192,63 €		
BL7	Support amputé à droite (ajustable en hauteur) - <i>incompatible avec largeur d'assise inférieure à 36cm</i>	<input type="checkbox"/>	182,59 €	192,63 €		




img 11
(70°)



img 12
(80°)




img 13
(90°)



img 14

Pré-réglage de la distance assise-palette (UL)

28 cm	<i>uniquement possible avec profondeur d'assise 32 à 36 cm</i>	<input type="checkbox"/>	○	-
29 cm	<i>uniquement possible avec profondeur d'assise 32 à 36 cm</i>	<input type="checkbox"/>	○	-
30 cm	<i>uniquement possible avec profondeur d'assise 32 à 36 cm ou BA06</i>	<input type="checkbox"/>	○	-
31 cm	<i>uniquement possible avec profondeur d'assise 32 à 36 cm ou BA06</i>	<input type="checkbox"/>	○	-
32 cm	<i>uniquement possible avec profondeur d'assise 32 à 36 cm ou BA06</i>	<input type="checkbox"/>	○	-
33 cm	<i>uniquement possible avec profondeur d'assise 32 à 36 cm ou BA06</i>	<input type="checkbox"/>	○	-
34 cm	<i>uniquement possible avec profondeur d'assise 32 à 36 cm ou BA06</i>	<input type="checkbox"/>	○	-
35 cm		<input type="checkbox"/>	○	-
36 cm		<input type="checkbox"/>	○	-
37 cm		<input type="checkbox"/>	○	-
38 cm		<input type="checkbox"/>	○	-
39 cm		<input type="checkbox"/>	○	-
40 cm		<input type="checkbox"/>	○	-
41 cm		<input type="checkbox"/>	○	-
42 cm		<input type="checkbox"/>	○	-
43 cm		<input type="checkbox"/>	○	-
44 cm		<input type="checkbox"/>	○	-
45 cm		<input type="checkbox"/>	○	-
46 cm		<input type="checkbox"/>	○	-



Au moins 5 cm de moins que la hauteur d'assise choisie sur l'avant

		Prix Public HT	Prix Public TTC	LPP	Code LPP
COLORIS					
Châssis avant					
		mat brillant			
C4	Rouge	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	○	-
C5	Noir	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	○	-
C8	Jaune	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	○	-
C29	Argent	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	○	-
C53	Orange	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	○	-
C55	Gris Fer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	○	-
C56	Bleu Gris	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	○	-
C59	Champagne	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	○	-
C71	Bleu Métallique	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	○	-
C72	Rouge Métallique	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	○	-
C73	Vert Métallique	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	○	-
C76	Blanc	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	○	-
C78	Bleu Clair	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	○	-
C79	Bleu Pacifique	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	○	-
C85	Vert Electrique	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	○	-
C87	Orange Clair	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	○	-
C88	Or	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	○	198,34 € 209,25 €
C89	Cuivre	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	○	198,34 € 209,25 €
	Couleur spéciale (sur demande)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	○	327,26 € 345,26 €

Châssis arrière					
	Noir mat	<input checked="" type="checkbox"/>		-	-
	Couleur spéciale (sur demande)	<input type="checkbox"/>		228,09 €	240,63 €

ASSISE					
	Coussin avec mousse 5 cm d'épaisseur	<input type="checkbox"/>		94,45 €	99,64 € 34,90 € 9322366
	Toile réglable en tension	<input checked="" type="checkbox"/>		○	-


REVETEMENT					
	Nylon - toile réglable en tension avec bandes réfléchissantes	<input checked="" type="checkbox"/>		○	-
	Cordura - toile réglable en tension avec bandes réfléchissantes	<input type="checkbox"/>		125,62 €	132,53 €
	3D Net - toile réglable en tension avec bandes réfléchissantes	<input type="checkbox"/>		158,67 €	167,40 €
Option	Pochette sur le dossier	<input type="checkbox"/>		43,64 €	46,04 €

HAUTEUR DE DOSSIER

Type de poignées de poussée : (voir ci-dessous)		no PH	PH 01	PH 02	PH 03	PH 04	PH 05	PH 06	● : possible Δ : possible uniquement avec un dossier fixe - : impossible				
Hauteur fixe	25 cm	Δ	Δ	Δ	Δ	-	Δ	Δ	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-		
	27 cm	Δ	Δ	Δ	Δ	-	Δ	Δ	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-		
	29 cm	Δ	Δ	Δ	Δ	-	Δ	Δ	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-		
	31 cm	Δ	Δ	Δ	Δ	-	Δ	Δ	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-		
	33 cm	Δ	Δ	Δ	Δ	-	Δ	Δ	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-		
	35 cm	●	●	●	●	-	●	●	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-		
	37 cm	●	●	●	●	-	●	●	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-		
	39 cm	●	●	●	●	Δ	●	●	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-		
	41 cm	●	●	●	●	Δ	●	●	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-		
	43 cm	●	●	●	●	Δ	●	●	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-		
	45 cm	●	●	●	●	Δ	●	●	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-		
	47 cm	●	●	●	●	Δ	●	●	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-		
	49 cm	●	●	●	●	Δ	●	●	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-		
	51 cm	●	●	●	●	Δ	●	●	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-		
Hauteur ajustable	25 - 27,5 - 30 cm	Δ	Δ	Δ	-	-	-	-	<input type="checkbox"/>	43,64 €	46,04 €		
	30 - 32,5 - 35 cm	Δ	●	●	Δ	-	-	-	<input type="checkbox"/>	43,64 €	46,04 €		
	35 - 37,5 - 40 cm	●	●	●	●	-	-	-	<input type="checkbox"/>	43,64 €	46,04 €		
	40 - 42,5 - 45 cm	●	●	●	●	-	-	-	<input type="checkbox"/>	43,64 €	46,04 €		
	45 - 47,5 - 50 cm	●	●	●	●	-	-	-	<input type="checkbox"/>	43,64 €	46,04 €		

POIGNÉES DE POUSSÉE

no PH	Sans poignées de poussée	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-		
PH 01	Poignées de poussée fixes - 12 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-		
PH 02	Poignées de poussée courtes fixes - 8 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-		
PH 03	Poignées de poussée pliables	<input type="checkbox"/>	178,50 €	188,32 €		
PH 04	Poignées de poussée ajustables en hauteur (à l'intérieur du dossier)	<input type="checkbox"/>	198,34 €	209,25 €		
PH 05	Poignées de poussée ajustables en hauteur (derrière le dossier)	<input type="checkbox"/>	198,34 €	209,25 €		
PH 06	Poignées de poussée pliables et ajustables en hauteur (derrière le dossier)	<input type="checkbox"/>	304,11 €	320,84 €		




ROUES

Roues avant		3"	4"	5"	6"	Prix Public HT	Prix Public TTC	Sélectionnez vos roues en fonction de la hauteur d'assise avant choisie précédemment. Roues 6" incompatibles avec angle de repose-pieds 90°
standard noir	img 31	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
transparent	img 32	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
alu - argent	img 33	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		83,31 €	87,89 €	
alu - rouge	img 33	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		83,31 €	87,89 €	
alu - bleu	img 33	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		83,31 €	87,89 €	
carbone	img 34		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		145,44 €	153,44 €	
LED	img 35		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		92,56 €	97,65 €	





















Roues arrière			Prix Public HT	Prix Public TTC	image	axe
18"	Roues standard 18" - Pneus Schwalbe Marathon Racer	<input type="checkbox"/>	212,89 €	224,60 €	img 41	1915471
20"	Roues légères 20" Design - pneus Schwalbe Right Run Noirs	<input type="checkbox"/>	○	-	img 42 + img 47	1915500
22"	Roues légères 22" Design - pneus Schwalbe Right Run Noirs	<input type="checkbox"/>	○	-	img 42 + img 47	1915500
24"	Roues PU 24" - pneus bandages noirs (1916185) - compatibles HEM2	<input type="checkbox"/>	○	-	img 40	1915471
	Design, légères 24", rayons radiaux, pneu: Schwalbe Right Run black	<input type="checkbox"/>	○	-	img 42 + img 47	1915500
	Design, légères 24", rayons radiaux, pneu: Schwalbe Marathon Plus	<input type="checkbox"/>	174,54 €	184,14 €	img 42 + img 48	1915500
	Spirit 24" avec moyeu alu, rayon radiaux, pneu: Schwalbe Right Run black - mains courantes réglables en largeur	<input type="checkbox"/>	570,00 €	601,35 €	img 43 + img 47	1915471
	Spirit 24" avec moyeu alu, rayon radiaux, pneu: Schwalbe Marathon Plus	<input type="checkbox"/>	619,00 €	653,05 €	img 43 + img 48	1915471
	Spirit 24" avec moyeu alu rouge, rayon radiaux, pneu: Schwalbe Right Run black - mains courantes réglables en largeur	<input type="checkbox"/>	570,00 €	601,35 €	img 44 + img 47	1915471
	Spirit 24" avec moyeu alu rouge, rayon radiaux, pneu: Schwalbe Marathon Plus	<input type="checkbox"/>	619,00 €	653,05 €	img 44 + img 48	1915471
	Spirit 24" avec moyeu alu bleu, rayon radiaux, pneu: Schwalbe Right Run black - mains courantes réglables en largeur	<input type="checkbox"/>	570,00 €	601,35 €	img 45 + img 47	1915471
	Spirit 24" avec moyeu alu bleu, rayon radiaux, pneu: Schwalbe Marathon Plus	<input type="checkbox"/>	619,00 €	653,05 €	img 46 + img 48	1915471
	Spinergy 24", pneu: Schwalbe Right Run black - mains courantes noires	<input type="checkbox"/>	1 260,00 €	1 329,30 €	img 46 + img 47	2990034
Spinergy 24", pneu: Schwalbe Marathon Plus - mains courantes noires	<input type="checkbox"/>	1 309,02 €	1 381,02 €	img 46 + img 48	2990034	
26"	Design légères 26" - rayons radiaux pneus Schwalbe Right Run Noirs	<input type="checkbox"/>	108,43 €	114,39 €	img 42 + img 47	1915500
	Design légères 26" - rayons radiaux pneus Schwalbe Marathon Plus	<input type="checkbox"/>	182,47 €	192,51 €	img 42 + img 48	1915500
24"	Roues 24" Off Road (paire de roues supplémentaires) <i>incompatible avec accoudoirs Bi5, Bi5S, B82SL-A, B82S-C, B82-C, B82L-A</i>	<input type="checkbox"/>	547,41 €	577,52 €	OFF ROAD	1915471



		Prix Public HT	Prix Public TTC	LPP	Code LPP	
KIT HEMIPLEGIQUE						
HEM2	Double main courantes à droite - pneu 24 x 1 3/8" voir roues compatibles ci-dessus (uniquement avec carrossage 0°) <i>uniquement avec roues PU - obligatoirement avec B40</i> <i>largeur d'assise minimum 38 cm, livré avec freins standards, kit frein relié à commande unilatérale à commander en option (voir catégorie "freins")</i>	<input type="checkbox"/>	736,68 €	777,20 €	271,23 €	9322389
HEM2	Double main courantes à gauche - pneu 24 x 1 3/8" voir roues compatibles ci-dessus (uniquement avec carrossage 0°) <i>uniquement avec roues PU - obligatoirement avec B40</i> <i>largeur d'assise minimum 38 cm, livré avec freins standards, kit frein relié à commande unilatérale à commander en option (voir catégorie "freins")</i>	<input type="checkbox"/>	736,68 €	777,20 €	271,23 €	9322389

PRÉ-RÉGLAGE DU CAROSSAGE (modifiable directement sur le fauteuil)

0°		<input type="checkbox"/>	○	-	
2°		<input type="checkbox"/>	○	-	
4°		<input type="checkbox"/>	○	-	
6°		<input type="checkbox"/>	○	-	

		Prix Public HT	Prix Public TTC	LPP	Code LPP
FREINS					
1915974/75	Freins à tirer	<input type="checkbox"/>	○	-	
1915972/73	Freins à pousser	<input type="checkbox"/>	○	-	
2994922/23	Freins sports - <i>Uniquement avec profondeur d'assise supérieure à 42 cm</i>	<input type="checkbox"/>	76,01 €	80,19 €	
CENTRAL BRAKE	Kit freins reliés à commande unilatérale (<i>non-inclus dans le Kit Hémipédalique</i>)				
	à gauche	<input type="checkbox"/>	159,36 €	168,12 €	
	à droite	<input type="checkbox"/>	159,36 €	168,12 €	
B40	Extension de poignée de frein (img 62) :				
	à gauche 1916446	<input type="checkbox"/>	30,42 €	32,09 €	
	à droite 1916447	<input type="checkbox"/>	30,42 €	32,09 €	
B74PU	Roue avec frein à tambour (img 56) obligatoirement avec : roues 24" x 1/3 8" Bandages Noirs + Carossage 0° + Poignées au choix PH01, PH04 ou PH05	<input type="checkbox"/>	152,07 €	160,43 €	
B74AIR	Roue avec frein à tambour (img 56) obligatoirement avec : roues 24" x 1/3 8" Gonflables Noirs + Carossage 0° + Poignées au choix PH01, PH04 ou PH05	<input type="checkbox"/>	152,07 €	160,43 €	
OPTIONS					
B12	Tablette en bois - <i>uniquement avec accoudoirs Bi5</i>	<input type="checkbox"/>	108,12 €	114,07 €	
B20	Ceinture de sécurité	<input type="checkbox"/>	33,43 €	35,27 €	
B31L	Porte-canne gauche (img 51) - 1915727	<input type="checkbox"/>	27,72 €	29,24 €	
B31R	Porte-canne droite (img 51) - 1915727	<input type="checkbox"/>	27,72 €	29,24 €	
B33	Revêtement anti-dérapant main courante 20" Gauche - 2991357	<input type="checkbox"/>	63,47 €	66,96 €	
B33	Revêtement anti-dérapant main courante 20" Droite - 2991357	<input type="checkbox"/>	63,47 €	66,96 €	
B33	Revêtement anti-dérapant main courante 22" Gauche - 2991358	<input type="checkbox"/>	63,47 €	66,96 €	
B33	Revêtement anti-dérapant main courante 22" Droite - 2991358	<input type="checkbox"/>	63,47 €	66,96 €	
B33	Revêtement anti-dérapant main courante 24" Gauche - 2991359	<input type="checkbox"/>	63,47 €	66,96 €	
B33	Revêtement anti-dérapant main courante 24" Droite - 2991359	<input type="checkbox"/>	63,47 €	66,96 €	
B330	Mains courantes anti-dérapantes - <i>incompatible avec HEM2 et roues 22"</i>	<input type="checkbox"/>	158,67 €	167,40 €	
B330A	Mains courantes anti-dérapantes ergonomiques (creuses) <i>incompatible avec HEM2 et roues 22"</i>	<input type="checkbox"/>	277,67 €	292,94 €	
B78R	Roulette anti-basculée droite (img 52) - <i>incompatible avec B86 - 1916354</i>	<input type="checkbox"/>	60,82 €	64,17 €	ATTENTION : Hauteur arrière mini 37,5cm. Si la largeur d'assise est ≤36cm il ne sera pas possible de la replier.
B78L	Roulette anti-basculée gauche (img 52) - <i>incompatible avec B86 - 1916353</i>	<input type="checkbox"/>	60,82 €	64,17 €	
B86	Paire de roues de voyage (img 53) - incompatible avec roulette anti-basculée - 1915726	<input type="checkbox"/>	174,54 €	184,14 €	
B90	Tendeur de dossier <i>incompatible avec PH00, PH01, PH02, PH03 et PH06</i>	<input type="checkbox"/>	66,11 €	69,75 €	
B900	Barre de stabilisation de dossier (img 54) <i>uniquement avec dossier à hauteur fixe - incompatible avec Poignées PH04</i>	<input type="checkbox"/>	43,64 €	46,04 €	
B47	Appui-tête réglable en hauteur - <i>obligatoirement avec B900 - incompatible avec dossier ajustable en hauteur</i>	<input type="checkbox"/>	183,05 €	193,12 €	63,41 €
L04 L	Pelotte de dos à gauche (img 55) - <i>incompatible avec dossier pliant ou ajustable en hauteur - 1916503</i>	<input type="checkbox"/>	364,94 €	385,01 €	
L04S L	Pelotte de dos à gauche petite taille (img 55) - <i>incompatible avec dossier pliant ou ajustable en hauteur - 1916505</i>	<input type="checkbox"/>	304,11 €	320,84 €	
L04 R	Pelotte de dos à droite (img 55) - <i>incompatible avec dossier pliant ou ajustable en hauteur - 1916504</i>	<input type="checkbox"/>	364,94 €	385,01 €	
L04S R	Pelotte de dos à droite petite taille (img 55) - <i>incompatible avec dossier pliant ou ajustable en hauteur - 1916506</i>	<input type="checkbox"/>	304,11 €	320,84 €	
B85 transparent	Flasque protège-rayons (img 57)	<input type="checkbox"/>	96,53 €	101,84 €	
B85 M5	Flasque protège-rayons WORLD (img 58) - 1915705	<input type="checkbox"/>	167,27 €	176,47 €	
B85 M6	Flasque protège-rayons JUNGLE (img 59) - 1915706	<input type="checkbox"/>	167,27 €	176,47 €	
B85 M7	Flasque protège-rayons TRIGO 1 (img 60) - 1915707	<input type="checkbox"/>	167,27 €	176,47 €	
B85 M8	Flasque protège-rayons TRIGO 2 (img 61) - 1915708	<input type="checkbox"/>	167,27 €	176,47 €	
B85 Dino	Flasque protège-rayons DINO (img 62) - 20" (2997562) et 22" (2997561)	<input type="checkbox"/>	167,27 €	176,47 €	
	Protection Neopren pour châssis avant (img 63)	<input type="checkbox"/>	51,57 €	54,41 €	
        					
       					

SANGLES NEO-FLEX

U76 Neo	Ceinture d'abduction 2 points (img 66)	<input type="checkbox"/>	Consultez les tailles et les tarifs sur www.vermeiren.fr
U75 Neo	Ceinture d'abduction 4 points (img 67)	<input type="checkbox"/>	
U01 Neo	Ceinture pelvienne (img 68)	<input type="checkbox"/>	
U73 Neo	Harnais avec zip (img 69)	<input type="checkbox"/>	
U74 Neo	Harnais "spider" large sans zip (img 70)	<input type="checkbox"/>	
U79 Neo	Harnais épaules Type H (img 71)	<input type="checkbox"/>	
U80 Neo	Harnais épaules basique (img 72)	<input type="checkbox"/>	



img 66



img 67



img 68



img 69



img 70




img 71



img 72


Commentaire :

Comment prendre les mesures ?




La personne est assise sur une chaise ou sur une surface plane. A l'aide d'une toise ou d'un pied à coulisse, mesurer la distance entre les deux hanches. Prévoyez 2cm de plus que la mesure trouvée.

LARGEUR D'ASSISE



Sur votre **Trigo**, la largeur d'assise est obtenue en retirant le coussin d'assise et en mesurant entre les tubes extérieurs du châssis.




La personne est assise sur une chaise ou sur une surface plane. Prenez la distance entre le bas du dos et le creux poplité (creux du genou). Retirez entre 3 et 4 cm à cette mesure.

PROFONDEUR D'ASSISE



Sur votre **Trigo**, la profondeur d'assise est obtenue en retirant le coussin d'assise et en mesurant la distance entre le tube du dossier et le bord avant de la toile.




La personne est assise sur une chaise ou sur une surface plane. Mesurez la distance entre l'assise et le milieu des omoplates. Si le patient a besoin d'un maintien important le dossier devra être réglé plus haut que ces mesures, si la personne souhaite avoir une position active cette mesure pourra être inférieure.

HAUTEUR DE DOSSIER




Sur votre **Trigo**, la hauteur de dossier est obtenue en retirant le coussin d'assise et en mesurant la distance entre la base du tube du dossier et le bord supérieur de la toile de dossier.



La personne est assise sur une chaise ou sur une surface plane. Prenez la distance entre le creux poplité (creux du genou) et le talon de la personne. Retirez l'épaisseur du coussin choisi à cette mesure..

UL



Sur votre **Trigo**, l'UL ou longueur de jambes est obtenue en retirant le coussin d'assise et en mesurant la distance entre l'avant de la toile d'assise et le bord intérieur de la palette de repose-pieds.



La personne est assise sur une chaise ou sur une surface plane

Hauteur avant : Mesurer la distance entre le creux poplité (creux du genou) et le sol. Ajoutez à cette mesure entre 3 et 5 cm afin d'éviter que le ou les repose-pieds ne touchent le sol.

Hauteur arrière : sera fonction de l'angle d'assise souhaité et de la profondeur d'assise déterminée.

HAUTEUR D'ASSISE AVANT /ARRIERE



Sur votre **Trigo**, la hauteur d'assise avant (flèche bleue) est obtenue en retirant le coussin d'assise et en mesurant la distance entre le sol et l'avant de la toile. De la même façon, la hauteur d'assise arrière (flèche verte) est obtenue en mesurant la distance entre le sol et l'arrière de la toile.